



SILICONE EMULSION

Riduttore di pressione ed agente umidificatore

L'impiego del Silicone Emulsion Mizzy consente ai gessi di fluire facilmente e liberamente in ogni cavità garantendo un modello accurato, liscio e duro.

Il Silicone Emulsion non solo agevola la scorrevolezza del gesso, ma include anche un debubbleizer, che forma una barriera inerte fra gli acidi degli alginati e gli alcali dei gessi. Il Silicone Emulsion Mizzy ha un gradevole gusto al mentolo.

Principali impieghi

- Spruzzato sulla pasta PIP, ne aumenta la fluidità e sensibilità prevenendo le aderenze della stessa sui tessuti.
- Eliminare i noiosi filamenti di saliva.
- Ottenere modelli lisci e senza bolle.
- Ottenere superfici lisce e senza bolle con qualsiasi materiale e genere d'impronta.
- Antiappannante dello specchietto
- Pulire occhiali e qualsiasi superficie in vetro
- Evitare l'aderenza dei compositi sugli strumenti

In congiunzione alla pasta PIP

Spruzzare sulla protesi dopo aver applicato la pasta PIP. In caso i tessuti molli siano asciutti, spruzzare anche sui tessuti inumidendoli prima di inserire la protesi.

Per eliminare i filamenti di saliva

Spruzzare il Silicone Emulsion in bocca. Far sciacquare al cliente e quindi sputare l'emulsione. In casi estremi asciugare il palato con un tessuto e ripetere.

Per assicurare superfici lisce nei modelli

Dopo aver rimosso l'impronta dalla bocca spruzzare immediatamente l'impronta con il Silicone Emulsion, quindi colare il modello.

Per impronte in alginato o idrocolloidi lisce, precise e senza bolle

Spruzzare i denti e le gengive con Silicone Emulsion prima di prendere l'impronta. Il Silicone Emulsion eliminerà le bolle di saliva, creando una barriera inerte sulle mucose e la saliva che impedisce reazioni chimiche con l'alginato che potrebbero produrre un'impronta imprecisa.

Per evitare bolle nelle impronte su modelli in cera ed intarsi

Spruzzare le impronte e i modelli in cera o l'area dell'intarsio per ottenere una colata priva di bolle.

Occhiali e specchietti

Spruzzare le lenti, gli specchietti e le altre superfici in vetro ed asciugare con un tessuto asciutto. In questo modo si eviterà l'appannamento.

Distribuito in esclusiva da:



INTERNATIONAL DENTAL SUPPLY

International Dental Supply Srl

Via Valletta San Cristoforo 28/10 - 17100 Savona (SV) - ITALY - Tel +39 019-862080

www.ids dental.it - email: info@idsdental.it