

*Il nuovo approccio anti-ossidativo naturale  
nella salute del cavo orale*



**ORALSAN<sup>®</sup>NBF** Gel Gengivale  
VITAMINE C - E • ESTRATTO DELLA PROPOLI • ESTRATTO D'ERBE

Nanoemulsione biocompatibile  
con effetto antibatterico, anti infiammatorio ed antiossidante



# Igiene Orale

GEL GENGIVALE

Pag **14**

COLLUTORIO

Pag **17**

SPAZZOLINI  
INTERDENTALI

Pag **18**

SPAZZOLINI  
SONICI

Pag **20**

IDROPULSORI

Pag **21**

## Vitamine C - E • Estratto della propoli • Estratto d'erbe

### Protezione orale completa

con anti ossidanti naturali specifici

### Nano Bio Tecnologia

per una rapida ed efficace azione a livello cellulare

### 3 soluzioni

#### in 1 solo prodotto:

gel topico, colutorio, dentifricio



- ✓ Il Gel Gengivale Oralsan® NBF è un **gel altamente bio-funzionale** basato sulla Tecnologia Nano Bio Fusion che, per la prima volta, ha creato un processo di Nano Bio Fusione in cui **la Nano tecnologia si fonde con la Biotecnologia**.

- ✓ Il risultato è la creazione di una nano emulsione - composta da **antiossidanti quali Vitamina C, Vitamina E ed estratti naturali della Propoli** - in una forma altamente efficiente (nano particelle). **Grazie alla nanotecnologia**, queste sostanze sono in grado di entrare nelle cellule più facilmente e più rapidamente, **i loro effetti sono pertanto esercitati più rapidamente**.

- ✓ La Nano emulsione Oralsan® NBF crea **una potente barriera composta da efficaci antiossidanti, solubili e non bioaccumulabili e da estratti della Propoli, dalle proprietà antimicrobiche e lenitive**. In questo modo il gel Oralsan® NBF consente il nutrimento, il rinnovamento e un'azione lenitiva e di protezione dei tessuti della bocca.

### Modalità d'uso

1. Asciugate la saliva dalle mucose.
2. Applicate il gel NBF sulle mucose.
3. Lasciate agire il gel NBF per 2-3 minuti.
4. Risciacquate la bocca.
5. Ripetete l'applicazione 3-4 volte al giorno.

### Tattamento herpes simplex labiale



Stato eruttivo

Applicazione del Gel NBF

1 giorno dopo l'applicazione del Gel NBF

3 giorni dopo l'applicazione del Gel NBF

7 giorni dopo l'applicazione del Gel NBF

10 giorni dopo l'applicazione del Gel NBF

Prof. Jun-Woo Park - Direttore del dipartimento Orale e Maxillofaciale alla Hallym University di Seoul - Corea del Sud - Presidente della Korean Dental Science Academy

### Tattamento post implantologico



"La paziente è stata istruita a massaggiare il gel 3 volte al giorno sul lato destro, le foto sono state scattate a distanza di 2 giorni e si nota un grado di guarigione fra il lato test destro e quello controllo. Anche la paziente ha riferito una sensazione migliore sul lato trattato."

Istituto Stomatologico Toscano, Lido di Camaiore (LU) - Direttore Prof. Ugo Covani

### Tattamento paradontale post srp



Dopo il trattamento paradontale SRP è stato applicato il gel sulle mucose asciutte per 5 minuti. Il paziente è stato istruito affinché ripetesse l'applicazione 3 volte al giorno. Dopo 24 ore i segni di infiammazione si sono ridotti significativamente con una guarigione accelerata senza uso di antibiotici né medicinali antiinfiammatori.

Dr. Rabiya A H - Umrao Hospitals Mira Road, Mumbai, India

**Vitamine C - E • Estratto della propoli • Estratto d'erbe**

**CLOREXIDINA?  
NO  
GRAZIE**



### Nano Emulsione PROPOLI

Le api usano la Propoli come Adesivo per sigillare gli alveoli.

In un ambiente umido come il cavo orale,

**il potere muco-adesivo**

**della nano emulsione alla Propoli**

**le consente di aderire a lungo**

**ai tessuti bersaglio, rilasciando i suoi principi attivi.**

La Propoli contiene tipicamente oltre 180 componenti, molti dei quali concentrati di potenti antiossidanti, flavonoidi e fenoli di origine vegetale.

La Propoli **ha proprietà antibatteriche, fungicide, antinfiammatorie, analgesiche**

**ed immuno stimolanti.** La Propoli ha un'azione anti cariogena ed anti-biofilm

inibendo i batteri cariogeni e la formazione del biofilm.

### Nano Vitamina C

La Vitamina C è un potente antiossidante naturale **essenziale per le gengive**

**e la guarigione dei tessuti molli** come la lingua, le guance, il palato e le aree sotto linguali e sub gengivali.

La Vitamina C in dimensioni nanometriche è 10 volte più potente e

100 volte più piccola delle normali particelle di vitamina C.

### Nano Vitamina E

La Vitamina E è un potente antiossidante naturale di provata efficacia che lavora

in sinergia con la vitamina C.

Gioca **un ruolo importante nel preservare l'integrità della membrana cellulare**

**e la epitalizzazione dei tessuti gengivali.**

#### Confezionamenti

340200/1

Oralsan® NBF Gel Gengivale

Tubi da 30 gr (22 ml)

#### Web



#### Ingredienti

Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Glycerin, Propolis Extract, PEG-1500, Cellulose Gum, Sodium Monofluorophosphate, Menthol, Ascorbic Acid, Tocopherol Acetate, Mentha Piperita, Oil, Steviol Glycoside, Triclosan 0,1% w/w, Methylparaben, Maltodextrin, Xylitol.  
Contiene ioni Fluoro 526 ppm.

## Gel Gengivale alla Clorexidina 0.50% con aloe vera e vitamina E



Con  
ALOE VERA e  
Vitamina E

### ✓ **Indicato per**

Gengiviti, Parodontiti e Pericoroniti  
Portatori di protesi, impianti o apparecchi ortodontici  
Lesioni e Ferite localizzate  
Afte e Carie

### ✓ **Con aloe vera**

antinfiammatorio naturale,  
lenisce il dolore

### ✓ **Senza alcool**

gradevole gusto  
menta piperita



### **Ingredienti**

Aqua, Propylene Glycol, Xylitol, Hydroxyethylcellulose,  
Chlorhexidine Digluconate 0.50%,  
Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Aloe Barbadensis Extract,  
Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Aroma, C.I. 19140, C.I. 42090

### **Confezionamenti**

340111

Oralsan® Gel gengivale 0.50%

Espositore 12 tubi da 30 ml

### **Web**



Collutorio clorexidina 0,20%.

**Formula con Aloe Vera  
senza alcool.****✓ Azione intensiva e rapida**nel controllo  
della placca batterica**✓ Con aloe vera**antinfiammatorio naturale,  
lenisce il dolore**✓ Gradevole gusto  
menta piperita**

senza alcool

**24  
bustine  
paziente  
10ml****Ingredienti**

Aqua, Glycerin, Sorbitol,  
Xylitol, Sorbitan,  
Allantoin, Aroma,  
Benzoic Acid Sodium Salt,  
Aloe Vera,  
Chlorexidine Digluconate 0.20%,  
Saccharin, Sodium Floride,  
C.I. 19140, C.I. 42090

**Aloe Vera**

L'**Aloe Vera** tonifica e aumenta le funzioni protettive dell'organismo. È riconosciuta la sua efficacia nel trattamento di ulcere e nelle infezioni intestinali e diversi studi hanno dimostrato come la pianta di **Aloe Vera** (*barbadensis miller*) accelera la cicatrizzazione di ferite, grazie al suo alto potere coagulante.

Utilissima nel trattamento delle ulcere della mucosa boccale, l'aloè vera **incentiva una varietà di reazioni anti-infiammatorie** riducendo i gonfiori dovuti a traumi ed aiutando a combattere le infezioni.

Grazie a simili proprietà anti-infiammatorie, **aiuta a creare sollievo al dolore e migliora il processo di guarigione** di una lesione.

Agisce come un veicolo biologico e **aiuta la penetrazione e l'assorbimento di altri principi bio-attivi** (clorexidina) nel tessuto profondo.

**NON  
TI LASCIA  
L'AMARO  
IN BOCCA****Tanica  
5 litri****Confezionamenti****340104 - Oralsan® PROFESSIONAL Tanica**Cartone da 3 taniche da 5 litri,  
1 pompa dosatrice**340100 - Oralsan® PROFESSIONAL**

Cartone da 6 flaconi da 1 litro + 3 erogatori

**340103 - Oralsan®**

Cartone da 12 flaconi da 200 ml.

**340106 - Pompa dosatrice**

per tanica da 5 litri

**873411 - Oralsan® Campione pazienti**

Display 24 bustine 10ml

**Web**

### Lo spazzolino interdentale tascabile

sempre a portata di mano

- ✓ **Manico integrato e cappuccio individuale**  
facile ed igienico
- ✓ **Disponibile in 9 misure**  
per una maggior efficacia in ogni spazio
- ✓ **L'anima rivestita**  
evita sensibilità e fastidio nell'uso
- ✓ **Realizzato con materiali di alta qualità**  
per una lunga durata
- ✓ **Design tascabile**  
per portarlo sempre con se!



**BLISTER  
6 SPAZZOLINI**  
Confezione standard  
per la vendita  
al pubblico

- ✓ **Kit prova**  
Il kit prova contiene  
6 spazzolini Oralprox (mis. da 1 a 5)  
ed una guida "fai da te" su come usare  
lo spazzolino interdentale  
ed individuare  
la misura adatta




**Confezionamenti**

**Oralprox® Blister**  
(Codici su tavola referenze)  
12 blister della stessa misura

**341 100 - Oralprox® Kit Prova**  
12 blister misure assortite

**Web**



Referenze							
misura size	ORALPROX®				BLISTER (12x6 scovolini)	HYGIENIC REFILL	misura size
0		0.32 mm	2.00 mm	max 0.7 mm	341000	341300	0
1		0.43 mm	2.00 mm		341001	341301	1
2		0.47 mm	2.00 mm	max 0.8 mm	341002	341302	2
3		0.47 mm	2.00-2.80 mm	0.8-1.0 mm	341003	341303	3
4		0.47 mm	2.60-2.80 mm	1.0-1.2 mm	341004	341304	4
5		0.53 mm	2.60-3.80 mm	1.2-1.4 mm	341005	341305	5
6		0.62 mm	3.20-4.50 mm	1.5-1.7 mm	341006	341306	6
7		0.71 mm	4.50-6.50 mm	1.8-2.0 mm	341007	341307	7
8		0.71 mm	7.00 mm	1.9-2.1 mm	341008	341308	8

### Spazzolini interdentali imbustati singolarmente

- ✓ **Ideale per:**
  - uso professionale in studio
  - dimostrazioni a pazienti
  - prescrizione in abbinata con l'astucci
- ✓ **270 spazzolini interdentali**  
imbustati singolarmente
- ✓ **150 astucci**  
porta scovolino per prescrizioni
- ✓ **Gel gengivale Oralsan**  
Clorexidina 0,50%



**270**  
spazzolini interdentali  
imbustati singolarmente  
**150**  
astucci porta scovolino  
per prescrizioni  
**GEL GENGIVALE ORALSAN**  
Clorexidina 0,50%



### Confezionamenti

#### 341202 - Oralprox® Hygienist Pack

Cofanetto con 270 scovolini imbustati singolarmente (30 per misura) Oralsan Gel Gengivale - 150 astucci prescrizione

#### 341201 - Oralprox® Astucci prescrizione 100 pz.

Oralprox® Hygienic Refill - Sacchetto da 30 spazzolini della stessa misura, imbustati singolarmente (Codici su tavola referenze)

### Web





## Spazzolino **sonico professionale**

- ✓ **Doppia velocità**  
Azione delicata ideale per gengive e denti sensibili.  
Azione forte per spazzare il biofilm della placca.
- ✓ **Portatile**  
Dotato di una batteria dalla lunga autonomia,  
il nuovo SR3000 è fornito  
di una pratica custodia da viaggio.
- ✓ **Funzionale**  
Dotato di indicatore  
di carica e timer.



### Caratteristiche spazzolino

2 velocità



Indicatore  
di ricarica



Segnale  
ogni 30 secondi



per il passaggio  
a un diverso quadrante

### Confezionamenti

**33SR3000**

**Mod. SR3000 - SENSONIC CORDLESS**

1 spazzolino standard, 1 spazzolino piccolo,  
1 spazzolino interprossimale,

### Web



## Waterpik™ Testine per spazzolino sonico

### ACCESSORI

#### Standard



Blister da 3  
spazzolini  
standard

**SR3000 - WP900**  
Cod. 33SRRB-3

#### Piccolo



Blister da 3  
spazzolini  
piccoli

**SR3000 - WP900**  
Cod. 33SRSB-3

#### Interdentale



Blister da 3  
spazzolini  
interdentali

**SR3000 - WP900**  
Cod. 33SRIP-3

## Il top della gamma Waterflosser

- ✓ **Moderno**  
Design moderno e compatto
- ✓ **Salvaspazio**  
Serbatoio con coperchio porta puntali all'interno
- ✓ **Multigetto**  
Sistema di controllo di pressione avanzato con 10 diversi livelli a seconda delle esigenze individuali del paziente
- ✓ **Silenzioso**  
Il funzionamento più silenzioso mai visto su una doccia orale Water Pik®


## 7 puntali in dotazione

- ✓ **Beccuccio antiplacca**  
Impianti - Corone - Ponti  
Rivestimenti di corone  
Uso generale 
- ✓ **Beccuccio standard**  
Uso generale 
- ✓ **Beccuccio a spazzolino**  
Uso generale 
- ✓ **Beccuccio ortodontico**  
Apparecchi ortodontici 
- ✓ **Beccuccio pik pocket**  
Tasche paradontali 
- ✓ **Raschialingua**  
Alito più fresco 



### Caratteristiche

Regolazione del getto



Autonomia serbatoio



90+ secondi

### Confezionamenti

**33WP100**  
**Mod. WP100 - ULTRA**  
2 puntali standard, 1 puntale pulisci lingua, 1 puntale ortodontico,  
1 puntale per tasche paradontali, 1 puntale antiplacca,  
1 spazzolino

### Web



Cura completa del cavo orale:  
**spazzolino sonico + idropulsore**



### Filo interdentale ad acqua

- ✓ **Delicato**  
Massaggia e stimola le gengive
- ✓ **Versatile**  
Può essere usato con qualsiasi collutorio
- ✓ **Completo**  
5 diversi beccucci ruotabili di 360°
- ✓ **Regolabile**  
10 livelli di regolazione della pressione  
pulsante start/stop
- ✓ **Salvaspazio**  
Coperchio con vano porta puntali


### Spazzolino sonico

- ✓ **Preciso**  
Rimuove la placca dalle aree più difficili da raggiungere
- ✓ **Antigraffio**  
Filamenti con estremità arrotondata
- ✓ **Comodo**  
Si ricarica nella base integrata
- ✓ **Pratico**  
Include custodia da viaggio

#### Caratteristiche idropulsore

Regolazione del getto

Autonomia serbatoio



#### Caratteristiche spazzolino

2 velocità

Indicatore di ricarica

Segnale ogni 30 secondi



per il passaggio a un diverso quadrante

#### Confezionamenti

**33WP900 - Mod. WP900 - COMPLETE**

**Idropulsore**

2 puntali standard, 1 puntale ortodontico, 1 puntale per tasche paradontali, 1 puntale antiplacca,

**Spazzolino**

1 spazzolino standard, 1 spazzolino piccolo, 1 spazzolino interprossimale,



#### Web




### Idropulsore **senza fili**

- ✓ **Pratico**  
Senza filo e ricaricabile, non necessita batterie
- ✓ **Ergonomico**  
Design avanzato con impugnatura anti scivolo
- ✓ **Regolabile**  
Sistema duale di controllo della pressione
- ✓ **Semplice**  
Serbatoio ricaricabile senza doverlo rimuovere
- ✓ **Completo**  
4 diversi beccucci



#### Caratteristiche

Regolazione del getto



Autonomia serbatoio



45 secondi

#### Confezionamenti

**33WP450**  
**Mod. WP450 - PLUS CORDLESS**  
1 puntale standard, 1 puntale pulisci lingua,  
1 puntale ortodontico, 1 puntale antiplacca

#### Web




La doccia orale che **viaggia con te**

- ✓ **Compatto**  
Compatto e poco ingombrante
- ✓ **Comodo**  
Dotato di comoda custodia con porta puntali
- ✓ **Automatico**  
Selezione automatica della tensione
- ✓ **Completo**  
4 diversi puntali in dotazione



### Caratteristiche

Regolazione del getto



Autonomia serbatoio



60+ secondi

### Confezionamenti

**33WP300**  
**Mod. WP300 - TRAVELLER**

1 puntali standard, 1 puntale pulisci lingua,  
1 puntale ortodontico, 1 puntale antiplacca,  
1 presa nord americana 110-220V



### Web



# Waterpik™ WP70 Classic Desktop

Il **“classico”** della linea docce orali Water Pik®

- ✓ **Per tutta la famiglia**  
La doccia orale ideale per la famiglia
- ✓ **Comodo**  
Ampio serbatoio
- ✓ **Salvaspazio**  
Alloggiamento per 4 beccucci
- ✓ **Pratico**  
Vaschetta reversibile / coperchio




Serbatoio/coperchio



### Caratteristiche

Regolazione del getto



Autonomia serbatoio



90+ secondi

### Confezionamenti

**33WP70**  
**Mod. WP70 - TRAVELLER**

2 puntali standard, 1 puntale pulisci lingua,  
1 puntale per tasche paradontali,

### Web



### Standard Jet Tip



Rimuove il 99,99% del biofilm salivare per la salute di denti e gengive

- **WP100 - WP300 - WP900**  
Cod. 33JT-100
- **WP450**  
Cod. 33JT-450
- **WP70**  
Cod. 33JT-70

### Tongue Cleaner



Rimuove i batteri che causano l'alitosi

- **WP100 - WP450 - WP300 - WP900**  
Cod. 33TC-100
- **WP70**  
Cod. 33TC-70

### Orthodontic Tip



Rimuove la placca attorno ai dispositivi ortodontici, impianti e protesi odontoiatriche

- **WP100 - WP450 - WP300 - WP900**  
Cod. 33OD-100

### Toothbrush Tip



L'azione combinata spazzolamento/idropulsione per la massima efficacia

- **WP100 - WP450 - WP300 - WP900**  
Cod. 33TB-100

### Pik Pocket Tip



Raggiunge il 90% di una tasca gengivale di 6 mm con una pulizia ultra delicata

- **WP100 - WP300 - WP450 - WP900**  
Cod. 33PP-100
- **WP70**  
Cod. 33PP-70

### Plaque Seeker



Ideale per rimuovere la placca da ponti, corone, impianti

- **WP100 - WP450 - WP300 - WP900**  
Cod. 33PS-100

### Astuccio porta puntali



Astuccio in plastica porta puntali con 6 puntali

Contiene:  
2 puntali standard,  
2 puntali Plaque Seeker,  
2 puntali ortodontici

Cod. 33TS-100













































Web



### Confezionamenti

**Blister** 2 puntali

L'apparecchio più raccomandato dai dentisti americani

MODELLO		 USO GENERALE	 APPARECCHI ORTODONTICI	 IMPIANTI CORONE - PONTI	 TASCHE PARODONTALI	 USO GENERALE	 ALITO FRESCO	Regolazione del Getto	Autonomia Serbatoio	Caratteristiche
	<b>WP100</b> ULTRA 33WP100	 x 2								Ultra silenzioso Vaschetta con coperchio/vano porta puntali
	<b>WP900</b> COMPLETE CARE 33WP900	 x 2								Ultra silenzioso Coperchio con vano porta puntali <b>Con spazzolino sonico</b>
	<b>WP450</b> PLUS CORDLESS 33WP450									Cordless con batteria ricaricabile
	<b>WP300</b> TRAVELER 33WP300									Compatto Vaschetta reversibile/coperchio Custodia da viaggio Selezione automatica della tensione Adattatore Nord America incluso
	<b>WP70</b> CLASSIC 33WP70	 x 2								Vaschetta reversibile/coperchio



COMPLETE CARE

ULTRA

PLUS CORDLESS

TRAVELER

waterpik®  
waterflosser™

CLASSIC