

ORALSAN®

Wf**3**

Compact
Water Flosser



Pag 2



Pag 9



Pag 16



www.idsdental.it




Oralsan® wf3 - Compact Water Flosser GB

Thanks for your purchase of Oralsan® water flosser wf3. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any help, please contact us.

Model.....	WF3
Input	5V 1A
Material	ABS PC
Battery capacity.....	2500 mAh
Potenza di esercizio	21W
Water pressure range	40-110psi
Charging time	3-5 hours
Waterproof level	IPX7
Reservoir capacity	200 ml
Water flow method	Pulsating water

Product parts diagram



1. Nozzle tip
2. Power button
3. Mode selection button
4. Mode indicator lights
5. Charging indicator light
6. Nozzle release button
7. Charging port
8. Water tank
9. Lid for water tank

Accessories



USB charging
cable



Tongue
cleaner tip



Orthodontic
tip



Periodontal
tip



Jet
tip

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

DANGER:

To reduce the risk of electrocution:

Do not handle charger with wet hands.

Do not place charger in or drop charger into water or other liquid.

Check the charger cord for damage before the first use and during the life of the product.

Use this product only as indicated in these instructions or as recommended by your dental professional.

Only use tips and accessories that are recommended by H2ofloss.

Do not drop or insert any foreign object into any opening on the product.

Keep charging unit and cord away from heated surfaces.

Do not use this product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

Do not use iodine, saline (salt solution), or water insoluble concentrated essential oils in this product. Use of these can reduce performance and will shorten the life of the product. Use of these products may void warranty.

Fill reservoir with water or other dental professional recommended solution only.

Remove any oral jewelry prior to use of this product.

Do not use if you have an open wound on your tongue or in your mouth.

Maintenance

Make sure to throw out the water inside the tank, and run the appliance for 2 to 3 seconds to drain the water after usage. Otherwise bacteria could collect in the remaining water. Do not submerge the unit in water or any other liquid. Wipe the exterior when necessary with a soft cloth and mild non-abrasive cleanser. Reservoir may be washed with soapy water.

Wash the dirt off from inside using a brush or similar, and wipe off with a cloth. Dry the reservoir when not using for a long period.

Battery Care and Disposal

The unit contains a Lithium battery.

At the end of the battery life, please recycle the unit at your nearest recycle center per local or state requirements. The battery is not replaceable.

Accessories

5 x Tips (see box)

1 x User manual

1 x USB Power Cable

1 x Travel case

Warranty

WF3 will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 2 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials. This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorized persons and if original WF3 parts are not used. To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your purchase receipt to an authorized WF3 distributor/customer service center in your country.

ELCAT S.N.C - VIA P. CRESPI, 10 - MILANO

Tel. +39 02 26111520 - fax +39 02 26143958 - e-mail: info@elcatmilano.com

Purchaser is responsible for all postage and freight charges and any other expenses incidental to claiming a gainst this Warranty.

Note: Excessive heat will cause machine to stop when in use, Switch off machine, cool for 2 hours and re-start

Made in China
Printed in China

WARNING:

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger.

improper voltage will damage product and VOID warranty.

If product is opened/disassembled for ANY reason, warranty is VOID.

Do not use this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.

Do not direct water under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage in these areas.

Do not direct water into the nose or ear. The potentially deadly amoeba, *Naegleria fowleri*, may be present in some tap water or unchlorinated well water and may be fatal if directed into these areas.


If your physician advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult your dentist before using this instrument or any other oral hygiene aid.

Close supervision is necessary when this product is used by, on or near children or invalids.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.


Charging Unit Prior to First Use



The unit is charged through devices with 5V USB's power capabilities such as mobile phone, laptop, USB power wall charger, etc. The charge indicator on the handle will flash when charging and will stay on continuously when the unit is fully charged. A complete recharge will take 3-5 hours.

Filling the Reservoir


Lift flip top on reservoir and fill the reservoir with lukewarm water.



Inserting and Removing Tips

Insert tip into the center of the knob at the top of the Water Flosser handle. Press firmly until the tip clicks into place. To remove the tip from the handle, press the tip eject button and pull tip from the handle.

CAUTION: Do not press tip eject button while unit is running.



Adjusting the Pressure Setting

You can adjust the pressure setting on your Water Flosser by pressing the mode button on the handle. Start with the lowest setting and increase to your liking.

Pressure
Setting



When Finished

Turn the unit off. Empty any liquid left in the reservoir.

TIP USAGE

Jet tip



Been over the sink and guide the jet to your teeth and gums. Glide the handle switch up to start the water stream. Keep your mouth slightly open to allow the water to run into the sink. Direct the stream of water towards the gumline at 90 degrees, so that contact is made where the tooth and gums meet.


Manoeuvre the flow of water from tooth to tooth remembering to pause briefly between each tooth.

Periodontal tip



Place the periodontal tip in contact between teeth and the gumline. Lean the soft tip against a tooth at a 45-degree angle and gently place the tip under the gumline, into the pocket. Start the irrigator by setting it at the lowest pressure and clean by gently following gumline, inserting the periodontal tip in between teeth. Continue tracing along the gumline to massage the gums and safely deliver solution into the gingival pockets below the gumline.

Periodontal tip



Place the periodontal tip in contact between teeth and the gumline. Lean the soft tip against a tooth at a 45-degree angle and gently place the tip under the gumline, into the pocket. Start the irrigator by setting it at the lowest pressure and clean by gently following gumline, inserting the periodontal tip in between teeth. Continue tracing along the gumline to massage the gums and safely deliver solution into the gingival pockets below the gumline.

Tongue cleaner tip



Lean your head over the sink. Glide the pressure button to the lowest setting. Start the irrigator and place the tongue cleaner at the back of your tongue and move it forward to clean your tongue. Repeat to cover entire tongue. Set the pressure to the lowest setting and adjust to a higher setting for more water pressure as it feels comfortable.

Troubleshooting

Problem	Cause	Corrective action
Reservoir leaks	Seal ring is abnormal	Remove the seal ring and reinstall
Low water pressure	Low battery	Recharge the device
	Nozzle head blocks	Replace with new nozzle heads
Lasts only few minutes with full charge	Dead battery	Contact retailers
	Charging cord	Try with new charging cable
Motor makes sound but no water coming out	Nozzle head blocks	Replace with new tips
	Suction valve dislocation	Keep device on, fill water to the hole where nozzle head goes into
Motor doesn't make sound	Low Battery (Keep the device idle for more than 3 month)	Activate the battery by recharging it for 16 hours
Product stopped working suddenly	Overheating protection is activated (Continuous use 5 tanks of water with highest pressure)	Restart the device in 2 hour

If your problem still hasn't been fixed by above troubleshooting, please kindly contact with the retailers for help.

- It may occur below situation when first time use this machine or left it unused for a long time: The nozzle head won't spray water immediately after turning on the machine. In this case, please follow below instructions to make it work:

Add proper amount of water into the place where tips are inserted in.

Insert the tip in and press power button to turn on the device.




Grazie per avere acquistato ORALSAN Compact water flosser WF3.
Si prega di leggere attentamente il presente manuale e di conservarlo in un luogo sicuro per gli usi futuri.

Per qualsiasi esigenza non esitate a contattarci.

Modello	WF-3
Input	5V 1A
Materiale	ABS PC
Capacità batteria	2500 mAh
Potenza di esercizio	21W
Gamma pressione acqua.....	40-110psi
Tempo ricarica	3-5 ore
Livello impermeabilità.....	IPX7
Capacità serbatoio	200 ml
Metodo scorrimento acqua	Pulsazioni d'acqua

Schema parti prodotto



1. Punta ugello
2. Pulsante accensione
3. Pulsante selezione modalità
4. Indicatore luminoso modalità
5. Indicatore luminoso carica
6. Pulsante rilascio ugello
7. Porta di ricarica
8. Serbatoio acqua
9. Coperchio serbatoio acqua

Accessori



Cavo ricarica
USB



Puntale
pulisci lingua



Puntale
ortodontico



Puntale
parodontale



Puntale
standard

IMPORTANTI AVVERTENZE

Quando si utilizzano prodotti elettrici, particolarmente in presenza di bambini, occorre seguire regole di sicurezza di base, incluso quanto segue:

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

PERICOLI:

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

Non toccare il caricatore con le mani bagnate.

Non posizionare o far cadere il caricatore nell'acqua o in altri liquidi.

Controllare il cavo del caricatore per verificare la presenza di danni prima del primo uso e durante tutto il periodo di utilizzo del prodotto.

Utilizzare il presente prodotto esclusivamente secondo quanto indicato dalle presenti istruzioni o come raccomandato dal vostro dentista.

Utilizzare esclusivamente punte ed accessori originali.

Non far cadere o inserire oggetti nelle fessure presenti nel prodotto.

Tenere caricatore e filo lontani da superfici calde.

Non utilizzare il presente prodotto all'esterno o laddove vengono utilizzati spray oppure dove venga somministrato ossigeno.

Non utilizzare iodio, soluzioni saline o oli essenziali concentrati non solubili in acqua in questo prodotto. L'uso di questi riduce le prestazioni del prodotto diminuendone la vita utile. L'uso di tali prodotti potrebbe rendere nulla la garanzia.

Riempire il serbatoio esclusivamente con acqua o altre soluzioni dentali professionali raccomandate.

Rimuovere qualsiasi elemento di gioielleria orale prima dell'utilizzo del prodotto.

Non utilizzare in presenza di ferite aperte sulla lingua o nel cavo orale.

Manutenzione

Rimuovere l'acqua dal serbatoio e mettere in funzione il dispositivo per 2 o 3 secondi in modo da svuotare completamente dall'acqua dopo l'uso. In caso contrario potrebbe verificarsi la presenza di batteri nell'acqua residua. Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi. Pulire la parte esterna quando necessario con un panno soffice ed un detergente delicato non abrasivo. Il serbatoio può essere pulito con acqua e sapone. Eliminare le impurità all'interno con una spazzola o simili e pulire con un panno asciutto. Asciugare il serbatoio quando questo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Cura e smaltimento della batteria

Il dispositivo contiene una batteria al litio. Al termine della vita utile della batteria occorre conferire il dispositivo presso il più vicino centro per il riciclaggio come previsto dai regolamenti nazionali o locali. La batteria non può essere sostituita.

Wf3 Accessori

5 x Puntali (vedi scatola)

1 x Manuale d'uso

1 x Cavo alimentazione USB

1 x Custodia da viaggio

Garanzia

Il fornitore riparerà o sostituirà (a sua discrezione) il dispositivo gratuitamente per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto se lo stesso presenta difetti nella manifattura o nei materiali. La presente garanzia non copre i danni dovuti all'uso improprio, normale usura o utilizzo e difetti che abbiano un effetto trascurabile rispetto al valore o al funzionamento del dispositivo. La garanzia risulterà nulla nel caso in cui vengano effettuate riparazioni da parte di soggetti non autorizzati e nel caso in cui vengano utilizzate parti non originali. Per manutenzioni da effettuarsi durante il periodo della garanzia, inviare o consegnare il dispositivo completo, insieme alla ricevuta di acquisto:

ELCAT S.N.C - VIA P. CRESPI, 10 - MILANO

Tel. +39 02 26111520 – fax +39 02 26143958

e-mail: info@elcatmilano.com

L'acquirente si farà carico delle spese di spedizione e di qualsiasi altra spesa incidentale in cui si incorra nel far valere la presente garanzia.

Nota: l'eccessivo calore causa l'arresto del dispositivo durante il funzionamento, nel qual caso occorre spegnere il dispositivo, lasciare raffreddare per 2 ore e riavviare.

Prodotto in Cina
Stampato in Cina

ATTENZIONE:

Al fine di ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendio o danni alle persone:

Non connettere il dispositivo ad una rete con un voltaggio differente da quello specificato sul dispositivo o sul caricatore. **Un voltaggio sbagliato danneggerà il prodotto rendendo NULLA la garanzia.**

Se il prodotto viene aperto/smontato per QUALSIASI motivo, la garanzia è da considerarsi NULLA.

Non utilizzare il presente prodotto nel caso in cui presenti danni al cavo o alla spina, sia caduto, sia danneggiato o immerso in acqua.


Non spruzzare l'acqua direttamente sotto la lingua, nelle orecchie, naso o altre aree delicate. Il dispositivo produce pressioni che possono causare gravi danni alle aree di cui sopra.

È necessaria un'attenta supervisione durante l'utilizzo del presente prodotto da, su o in prossimità di bambini o persone invalide.

Occorre assicurarsi che i bambini non giochino con il dispositivo.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI.


Caricamento del dispositivo al primo utilizzo



L'unità viene caricata tramite dispositivi USB a 5V quali telefoni cellulari, computer portatili, caricabatterie USB, ecc. L'indicatore di carica sul manico lampeggerà durante la ricarica e rimarrà fisso una volta che il dispositivo è stato caricato completamente. Una ricarica completa necessita di 3-5 ore.

Riempimento del serbatoio

Sollevarlo il coperchio del serbatoio e riempire con acqua tiepida.



Inserire e rimuovere i puntali

Inserire il puntale al centro della manopola al di sopra del manico dell'irrigatore orale. Tenere premuto fino a quando la punta non si blocca in posizione. Per rimuovere il puntale, premere il pulsante di espulsione e tirare in direzione opposta rispetto al manico.

ATTENZIONE: Non premere il pulsante di espulsione mentre il dispositivo è in funzione



Regolazione dell'impostazione della pressione

È possibile regolare l'impostazione della pressione sull'acqua

Flosser premendo il pulsante di modalità sull'impugnatura.

Inizia con l'impostazione più bassa e aumenta a tuo piacimento.

Regolazione
pressione



Al termine

Spegnere il dispositivo.

Eliminare eventuali liquidi presenti nel serbatoio.

Uso delle punte

Puntale irrigazione standard




Posizionarsi al di sopra del lavandino e dirigere il getto verso i denti e le gengive. Spostare l'interruttore sul manico verso l'alto per avviare il flusso d'acqua. Tenere la bocca leggermente aperta per permettere all'acqua di scorrere nel lavandino. Dirigere il flusso d'acqua verso il bordo gengivale con un'inclinazione di 90 gradi, in modo che il contatto avvenga nel punto di incontro tra denti e gengive. Spostare il flusso d'acqua da dente a dente, soffermandosi brevemente tra un dente e l'altro.

Puntale sub gengivale



Posizionare la punta parodontale al contatto tra denti e bordo gengivale. Appoggiare la punta morbida sul dente con un'angolazione di 45 gradi e posizionarla delicatamente al di sotto del bordo gengivale, nella tasca. Avviare l'irrigatore, impostando la pressione al valore più basso e pulire seguendo delicatamente il bordo gengivale, inserendo la punta parodontale tra i denti. Continuare lungo il bordo gengivale per massaggiare le gengive e immettere la soluzione nelle tasche al di sotto del bordo.

Puntale ortodontico



Utilizzare il puntale ortodontico per spazzolare e contemporaneamente sciacquare aree difficili da raggiungere attorno ad apparecchi, corone, ponti e impianti. Cominciare dall'ultimo molare (denti posteriori). Posizionare la punta con un'angolazione di 90 gradi rispetto a denti e bordo gengivale. Far scorrere delicatamente la punta lungo il bordo gengivale soffermandosi brevemente per spazzolare delicatamente l'area interdentale e tutto intorno agli attacchi ortodontici, prima di procedere con il dente successivo e all'esterno di denti inferiori e superiori. Continuare il processo fino a che anche l'interno non sia stato pulito.

Puntale pulisci lingua



Posizionarsi al di sopra del lavandino. Far scorrere il pulsante di regolazione della pressione verso il valore più basso. Avviare l'irrigatore e posizionare la punta per la pulizia della lingua nella parte posteriore della stessa muovendola in avanti per effettuare la pulizia. Ripetere fino a quando non si sia pulita l'intera superficie. Impostare la pressione al valore minimo e regolare a piacere su valori più alti per una maggiore quantità di acqua se necessario.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Azione correttiva
Perdita del serbatoio	Anomalia della guarnizione	Rimuovere guarnizione e reinstallare
Bassa pressione dell'acqua	Batteria poco carica	Ricaricare il dispositivo
	Blocco della testina dell'ugello	Sostituire testina ugello
Durata di pochi minuti con batteria carica al massimo	Batteria esausta	Contattare venditore
	Cavo per ricarica	Provare con nuovo adattatore
Il motore emette suoni ma non esce acqua	Blocco della testina dell'ugello	Sostituire con nuova punta
	Valvola di aspirazione dislocata	Tenere acceso il dispositivo, riempire d'acqua fino al foro di entrata della testina dell'ugello
Il motore non emette alcun suono	Batteria poco carica (il dispositivo è rimasto fermo per più di 3 mesi)	Attivare la batteria ricaricandola per 16 ore
Il prodotto ha improvvisamente smesso di funzionare	La protezione da surriscaldamento si è attivata (uso continuo di 5 serbatoi di acqua al massimo della pressione)	Riavviare il dispositivo dopo 2 ore

Nel caso in cui il problema non sia stato risolto grazie a quanto descritto sopra, contattare il rivenditore per assistenza.

- La seguente situazione si potrebbe verificare durante il primo utilizzo o nel caso in cui il dispositivo sia rimasto fermo per lungo tempo: la testina dell'ugello non spruzza acqua immediatamente dopo l'accensione. In questo caso, seguire le istruzioni sotto indicate per fare funzionare il dispositivo: Aggiungere un adeguato ammontare di acqua nella posizione dove sono inserite le punte. Inserire la punta e premere il tasto di accensione per avviare il dispositivo.



ORALSAN[®]

wf3

Téléchargez
les instructions:



FR



Anleitung zum
Herunterladen:



DE



Instrucciones
de descarga:



ES



Instructions
other languages



IDS SPA

Italy - 17100 Savona

Via Valletta San Cristoforo, 28/10

Tel. +39 019 862080 - Fax +39 019 2304865

info@idsdental.it - www.idsdental.it