

# ORALSAN<sup>®</sup>

## Wf7

### Desktop Water Flosser



Pag 2



Pag 15



Pag 28



[www.ids dental.it](http://www.ids dental.it)



## CONGRATULATIONS!

Thank you for selecting the Oralsan WF7 oral and nasal irrigator.

The Oralsan WF7 oral irrigator cleanses your teeth and gums, removing food particles between the teeth and reducing the bacteria that can cause gingivitis and other periodontal pathologies.

The Oralsan WF7 oral irrigator effectively cleanses and clears your sinuses gently and pleasantly, removing foreign matters, crust and other undesirable materials, and massages the cilia and nose and sinuses to their normal healthy state.

To maximize your benefit from the Oralsan WF7 oral and nasal irrigator, it is important that you read and understand the information in this instruction manual.



## CONTENTS

<b>Safety</b>	<b>3</b>
-----	
<b>Features</b>	<b>4-5</b>
-----	
<b>Operation</b>	<b>6-11</b>
-----	
<b>Maintenance</b>	<b>12</b>
-----	
<b>Troubleshooting</b>	<b>13</b>
-----	
<b>Warranty</b>	<b>14</b>
-----	

## SAFETY

When using electrical appliances, especially when children are present, precautions should be carefully followed, including, but not limited to the following:

### **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.**

### **DANGER:**

#### **To reduce the risk of electrocution:**

- Always unplug this product immediately after use
- Do not handle charger with wet hands
- Do not place in or drop into water or other liquid
- Periodically check the cord for damage
- Do not use the unit while bathing
- Do not place or store the unit where it can fall or be pulled into a tub, sink or toilet.
- Do not reach for a unit that has fallen into water.  
Unplug immediately

## WARNING

When using electrical appliances, especially when children are present, precautions should be carefully followed, including, but not limited to the following:


#### **To reduce the of burns, electrocution, fire, or injury to persons:**

- Do not plug this device into voltage system that is different from the voltage system specified on the device.
- Never operate this product if it has a damaged, or dropped into water.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on or near children or adults requiring assistance.
- Do not direct water under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas.  
This appliance is capable of producing pressures that may cause serious damage in these areas.
- Use this product only for it's intended use as described in the manual or as recommended by your dental professional.



- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Fill reservoir with warm water or other mouthwash or prescribed solution as recommended by your dental professional.
- Never drop or insert objects into any opening or hose.
- Do not use while wearing any oral jewelry. Remove prior to use.
- Do not use where oxygen or aerosol sprays are being administered.
- Do not add soda, salt or any other abrasive substance to the water in the reservoir as doing so will damage your Oralsan WF7.
- If you have had oral or periodontal surgery in the previous twelve months, contact your dentist prior to use.
- Do not use this product for more than 8 minutes in each two-hour period.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## FEATURES



## Reservoir cover w/tips storage




## OPERATION

Connect the device to the power supply of the voltage specified on the device.

If the power supply is connected to a wall switch, make sure it is switched on.


### Tank preparation

Lift the water tank from the base and fill with water at room temperature. Secure the tank to the base.




### Inserting and Removing Tips

Insert jet tip firmly into the hand. When tip is correctly inserted there should be no gap between handle and the colored tip ring. To remove tip from the handle, press the tip eject button and pull tip from the handle.



### Regulation of pressure settings

Direct the jet tip towards the sink and turn on the on / off switch in the position "On". As soon as the water begins to flow from the jet tip, move the pressure control knob to the desired setting and which is considered correct.




## Placement mouth


Lean low over sink and place the jet tip in mouth.

Aim the tip toward teeth.

With your free hand, slide the on/off switch on the base of the unit to the “up” position. Set pressure desired setting.



Direct the stream by turning the knob at the top of the handle.



## Recommended technique


Bend over the sink and guide the jet to your teeth and gums.

Slide the handle switch up to start the water stream.

Keep your mouth slightly open to allow the water to run into the sink.

Direct the stream of water towards the gumline with at 90 degrees, so that contact is made where the tooth and gums meet.

Manoeuvre the flow of water from tooth to tooth remembering to pause briefly between each tooth.



## When Finished

Turn the unit off. Empty any water remaining in the reservoir after use. Unplug the unit.

## SPECIAL TIPS


### Periodontal tip

Place the periodontal tip in contact between teeth and gumline.

Lean the soft tip against a tooth at a 45 degree angle and gently place under the gumline, into the pocket.

Start the irrigator by setting it at the lowest pressure and clean by gently following gumline, inserting the periodontal tip between teeth.

Continue tracing along the gumline to massage the gums and safely deliver solution into the gingival pockets below the gumline.



### Tongue Cleaner Tip


Lean your head over the sink. Glide the pressure button to the lowest setting. Start the irrigator and place tongue cleaner at the back of your tongue and move it forward to clean your tongue. Repeat to cover entire tongue. Set the pressure to the lowest setting and adjust to higher setting for more water pressure as it feels comfortable.



## Orthodontic tip


Use the orthodontic tip to simultaneously brush and rinse hard-to-reach areas around braces, crowns, bridges and implants.

Start on the last molar (back tooth). Place tip at 90 degree angle to the tooth at the gumline. Gently glide the tip along gumline, pausing briefly to lightly brush area between teeth and all around the orthodontic bracket, before proceeding to the next tooth and outside of both the upper and lower teeth. Continue the process until you have cleaned the inside.



## Toothbrush Tip

Put the brush head tip into your mouth before switching on the irrigator. Move the brush head gently along your teeth and gumline region and allow the brush head to stay on the surface of each tooth for a few seconds with a slight gliding motion for the best teeth cleaning and gums massaging effect. This action loosens debris and larger food particles before flushing them away - ideal for all dental work, including fixed and removable appliances.



## NASAL CLEANING SYSTEM

Pulsatile nasal / sinus irrigation is an extremely effective system for cleansing the nose and sinus, an effective tool for maintenance of healthy nasal & sinus cilia.

### IMPORTANT SAVEGUARDS TO AVOID INJURY:

- Follow your physician's instructions carefully when using this product.
- Closely supervise use by children and individuals with special needs.
- Do not use the nasal tip attachment anywhere except in nose.
- Do not use any other attachment in the nose except the original nasal tip.

### WARNINGS:

- If you have an acute sinus infection, consult your doctor before using it.
- If you find yourself gagging or experience ear pain, you are trying to force too much solution into the nasal passage too quickly.
- Coughing is normal as some of the solution may run down the back of the throat.

### PREPARING RINSING SOLUTION:




For maximum comfort, use a saline solution or doctor prescribed solution.

To make the saline solution, use non-iodized or kosher, pickling, canning or sea salt. In a clean container, mix a teaspoon of salt (0.22 oz by weight) salt, ½ teaspoon (0.07 oz by weight) of baking soda (sodium bicarbonate) with 8 oz of lukewarm water. Dissolve salt thoroughly and pour into the reservoir.

### DIRECTIONS FOR USE:

- Insert the nasal jet tip into the opening on the handle. Push down firmly! Jet tip should snap into place.
- Position the soft nasal blue bulb on the sink, open end pointing upward.
- Turn "ON" the irrigator and glide the pressure setting to adjust the stream so that it is almost one inch high.

- Keep it at this pressure setting, switch “OFF” the appliance.
- Insert the soft nasal blue bulb comfortably into the nose and turn “ON” the appliance.
- Lean over the sink so you can see the drain.  
In this position, none of the solution will go in your throat, and the treatment will be comfortable and pleasant.
- The solution will gently go in one side of the nose and out the other while stimulating nasal cilia and removing undesirable material. Continue rinse until liquid that comes out clear.
- Remove nasal tip attachment from current nostril, place in other nostril and repeat the process.
- Use about 50% of the mixed solution on each side of the nose.



## MAINTENANCE

- Make sure to remove to throw out the water inside the tank, and run the appliance for 2 or 3 seconds to drain the water after usage. Otherwise bacteria could collect in the remaining water.
- Do not submerge the unit in water or any other liquids.
- Wipe the exterior when necessary with a soft cloth and mild non-abrasive cleanser.
- Reservoir may be washed with soapy water. Before cleaning, unplug from the electrical outlet. Wash the dirt off from inside using a brush or similar, and wipe off with a cloth.
- Dry the reservoir when not using for a long period.

## TROUBLESHOOTING

<b>PROBLEM</b>	<b>CAUSE</b>	<b>CORRECTIVE ACTION</b>
<b>Jet tips and Tongue cleaner</b> Leakage between the tip and handle knob	Tip not fully engaged	Remove tip and reinstall
<b>Periodontal tip</b> Tear in soft tip	Tip is worn	Replace with new tip
<b>Base</b> Hose to the handle leaks	Damage to the hose	Contact supplier
Reservoir leaks	Missing reservoir valve or reservoir valve is upside down	Replace reservoir valve. Turn valve right-side up
Inadequate pressure	Reservoir not positioned properly	Re-position reservoir. Press down firmly on the reservoir.
Unit does not start	Motor not running	Be sure outlet is functioning: test with another appliance (check electrical reset button and / or wall switch)

## **Accessories**

- 11 x Tips (see box)
- 1 x Cleaning Towel
- 1 x User manual

## **WARRANTY**

The supplier will repair or replace (at its option) your unit free of charge for a period of 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorized persons and if original parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your purchase receipt to:

ELCAT S.N.C - VIA P. CRESPI, 10 - MILANO

Tel. +39 02 26111520 – fax +39 02 26143958 - e-mail: [info@elcatmilano.com](mailto:info@elcatmilano.com)

Purchaser is responsible for all postage and freight charges and any other expenses incidental to claiming against this warranty.

## CONGRATULAZIONI

Grazie per aver scelto l'irrigatore orale e nasale Oralsan WF7.

L'idropulsore orale Oralsan WF7 pulisce denti e gengive, rimuovendo particelle di cibo tra i denti e riducendo i batteri che possono provocare gengiviti ed altre patologie parodontali.

L'irrigatore orale Oralsan WF7 pulisce efficacemente i seni paranasali con delicatezza e piacevolmente, rimuovendo corpi estranei, incrostazioni ed altri corpi estranei, massaggiando ciglia vibratili, naso e seni al normale stato di salute.

Per massimizzare i benefici dell'irrigatore orale e nasale Oralsan WF7, è importante leggere e comprendere le informazioni contenute nel presente manuale di istruzioni.



## INDICE

**Sicurezza** 16

---

**Caratteristiche** 17-18

---

**Funzionamento** 19/24

---

**Manutenzione** 25

---

**Risoluzione dei problemi** 26

---

**Garanzia** 27

---

## SICUREZZA

Quando si utilizzano attrezzature elettriche, in particolare alla presenza di bambini, occorre osservare attentamente precauzioni incluse, senza essere a queste limitate, le seguenti:

### LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

### PERICOLI:

#### Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

- Disconnettere sempre il dispositivo immediatamente dopo l'uso
- Non maneggiare il caricatore con mani bagnate
- Non posizionare o immergere in acqua o altri liquidi
- Controllare periodicamente il cavo per verificare la presenza di eventuali danni
- Non utilizzare il dispositivo mentre si fa il bagno
- Non posizionare o conservare il dispositivo in luoghi dai quali potrebbe cadere o finire in una vasca da bagno, lavandino o water.
- Non afferrare un dispositivo che è caduto in acqua.
- Disconnettere immediatamente

## ATTENZIONE


### Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendio o infortuni alle persone:

- Non collegare il dispositivo ad una rete con un voltaggio diverso da quello specificato sul dispositivo stesso
- Non utilizzare il prodotto nel caso in cui presenti danni al cavo o alla spina, nel caso in cui non funzioni correttamente, o nel caso in cui sia caduto o danneggiato o sia caduto nell'acqua.
- E' necessaria un'attenta supervisione nel caso in cui il prodotto venga utilizzato da o in presenza di bambini o adulti che necessitino assistenza.
- Non indirizzare il getto d'acqua sotto la lingua, nelle orecchie, naso o altre aree delicate. Questo dispositivo può produrre pressioni che potrebbero causare gravi danni in queste aree.
- Utilizzare il presente prodotto solo per gli usi previsti come descritto nel manuale o raccomandato dal vostro dentista.


- Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore
- Riempire il serbatoio con acqua calda o altro collutorio o soluzioni secondo quanto prescritto dal vostro dentista.
- Non far cadere o inserire oggetti nelle aperture o tubi.
- Non utilizzare mentre si indossano elementi di gioielleria orale, rimuovere prima dell'uso.
- Non utilizzare dove sono presenti spray aerosol o dove viene somministrato ossigeno.
- Non aggiungere soda, sale o altre sostanze abrasive all'acqua nel serbatoio, ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Nel caso in cui si sia stati sottoposti a chirurgia orale o parodontale nei precedenti dodici mesi, contattare il vostro dentista prima dell'uso.
- Non utilizzare il presente prodotto per più di 8 minuti in un periodo di due ore.

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

## CARATTERISTICHE



## Tappo serbatoio con area stoccaggio punte



Punta  
spazzolino



Punta  
per pulizia  
della lingua



Punta per  
pulizia e  
irrigazione



Punta spray  
nebulizzazione  
idratante



Punta  
ortodontica



Punta  
paradontale



Punta  
Jet




## FUNZIONAMENTO

Collegare il dispositivo alla rete elettrica del voltaggio specificato sul dispositivo.

Se l'alimentazione è collegata ad un interruttore a muro, assicurarsi che questo sia acceso.


### Preparazione del serbatoio

Sollevare il serbatoio dell'acqua dalla base e riempire con acqua a temperatura ambiente. Assicurare il serbatoio alla base.



### Inserire e rimuovere i puntali


Inserire il puntale con fermezza nel manico. Quando il puntale è inserito correttamente non ci devono essere spazi tra il manico e l'anello colorato. Per rimuovere il puntale dal manico, premere il pulsante di espulsione e tirare il puntale nella direzione opposta rispetto al manico.



### Regolamento delle impostazioni della pressione

Dirigere la punta jet verso il lavandino ed accendere l'interruttore di accensione /spegnimento nella posizione "on".


Non appena l'acqua inizia a scorrere dal puntale jet, spostare la manopola di controllo della pressione alla regolazione desiderata e che si ritiene corretta.




## Posizionamento nella bocca

Sporgersi verso il lavandino e posizionare il puntale nel cavo orale. Dirigere il puntale verso i denti.

Con la mano libera, far scorrere l'interruttore di accensione/spegnimento verso l'alto. Regolare la pressione come desiderato.




Dirigere il flusso ruotando a manopola nella parte superiore del manico.



## Tecnica raccomandata

Posizionarsi al di sopra del lavandino e dirigere il getto verso i denti e le gengive. Spostare l'interruttore sul manico verso l'alto per avviare il flusso d'acqua. Tenere la bocca leggermente aperta per permettere all'acqua di scorrere nel lavandino.

Dirigere il flusso d'acqua verso il bordo gengivale con un'inclinazione di 90 gradi, in modo che il contatto avvenga nel punto di incontro tra denti e gengive. Spostare il flusso d'acqua da dente a dente, soffermandosi brevemente tra un dente e l'altro.



## Una volta terminato

Spegnere il dispositivo. Eliminare l'acqua rimasta nel serbatoio dopo l'uso. Disconnettere il dispositivo.


## PUNTE PARTICOLARI

### Puntale sub gengivale

Posizionare il puntale sub gengivale al contatto tra denti e bordo gengivale.

Appoggiare la punta morbida sul dente con un'angolazione di 45 gradi e posizionarla delicatamente al di sotto del bordo gengivale, nella tasca. Avviare l'idropulsore, impostando la pressione al valore più basso e pulire seguendo delicatamente il bordo gengivale, inserendo il puntale sub gengivale tra i denti.

Continuare lungo il bordo gengivale per massaggiare le gengive e immettere la soluzione nelle tasche al di sotto del bordo.




### Pulisci lingua

Posizionarsi al di sopra del lavandino. Far scorrere il pulsante di regolazione della pressione verso il valore più basso. Avviare l'irrigatore e posizionare il puntale per la pulisci lingua nella parte posteriore della stessa muovendola in avanti per effettuare la pulizia. Ripetere fino a quando non si sia pulita l'intera superficie. Impostare la pressione al valore minimo e regolare a piacere su valori più alti per una maggiore quantità di acqua se necessario.




## Puntale ortodontico

Utilizzare il puntale ortodontico per spazzolare e contemporaneamente sciacquare aree difficili da raggiungere attorno ad apparecchi, corone, ponti e impianti. Cominciare dall'ultimo molare (denti posteriori). Posizionare il puntale con un'angolazione di 90 gradi rispetto a denti e bordo gengivale. Far scorrere delicatamente il puntale lungo il bordo gengivale soffermandosi brevemente per spazzolare delicatamente l'area interdentale e tutto intorno agli attacchi ortodontici, prima di procedere con il dente successivo e all'esterno di denti inferiori e superiori. Continuare il processo fino a che anche l'interno non sia stato pulito.



## Puntale spazzolino

Posizionare la testa dello spazzolino nel cavo orale prima di avviare l'idropulsore. Muovere lo spazzolino delicatamente lungo l'area di denti e bordo gengivale e lasciare la punta dello spazzolino sulla superficie di ogni dente per qualche secondo, con un leggero scorrimento dello stesso per una migliore pulizia di denti e gengive ed un effetto massaggiante. Questo movimento permette di sciogliere residui e particelle di cibo più grandi prima che siano sciacquate via, ed è ideale per qualsiasi protesi dentale incluse quelle fisse o rimovibili.



## SISTEMA DI PULIZIA NASALE

L'irrigazione a pulsazione di naso/seni è un sistema estremamente efficace per la pulizia di naso e seni, uno strumento efficace per mantenere lo stato di salute di naso, seni e vibratili.

### IMPORTANTI AVVERTENZE PER EVITARE INFORTUNI:

- Seguire attentamente le istruzioni del medico durante l'utilizzo del presente prodotto.
- Supervisionare attentamente l'uso da parte di bambini e persone con disabilità.
- Non utilizzare il puntale nasale per nessuna altra area fatta eccezione per il naso.
- Non utilizzare altri accessori nel naso fatta eccezione la punta nasale originale.

### AVVERTENZE:

- In presenza di un'acuta infezione nasale, consultare il medico prima dell'utilizzo.
- Nel caso in cui si abbia la sensazione di soffocamento, o si percepisca un dolore all'orecchio ciò significa che si sta cercando di immettere troppa soluzione nel passaggio nasale troppo velocemente.
- Tossire è normale dato che un po' di soluzione potrebbe dirigersi verso la parte posteriore della gola.

### PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE PER IL RISCIAQUO:




Per un massimo comfort, utilizzare una soluzione salina o una soluzione prescritta dal medico.

Per preparare la soluzione salina, utilizzare sale non iodato, per conservazione o marino. In un contenitore pulito, mischiare un cucchiaino di sale, ½ cucchiaino di bicarbonato di sodio con 250 ml di acqua tiepida. Dissolvere il sale accuratamente e versare nel serbatoio

### ISTRUZIONI PER L'USO:

- Inserire il puntale nasale nell'apposito foro situato nel manico. Spingere saldamente! La punta jet deve scattare in posizione.
- Posizionare il bulbo nasale morbido blu sul lavandino, con l'estremità della punta indirizzata verso l'alto.
- Posizionare l'irrigatore in posizione "ON", scorrere il regolatore di pressione e regolare il flusso fino a che non raggiunga l'altezza di un 2-3 centimetri.

- Mantenere a questa regolazione di pressione, posizionare il dispositivo nella posizione “OFF”.
- Inserire il bulbo nasale morbido blu delicatamente all’interno del naso e posizionare il dispositivo nella posizione “ON”.
- Sporgersi verso il lavandino in modo da vedere lo scarico. In questa posizione la soluzione non verrà diretta verso la gola, ed il trattamento sarà comodo e piacevole.
- La soluzione verrà diretta verso un lato del naso, uscendo dall’altro, stimolando le ciglia nasali e rimuovendo corpi estranei. Continuare a sciacquare fino a quando il liquido che fuoriesce non sia trasparente.
- Rimuovere la punta nasale dalla narice in cui si trova al momento e posizionarla nell’altra narice, ripetendo il processo.
- Utilizzare circa il 50% della soluzione per ogni lato del naso.



## MANUTENZIONE

- Assicurarsi di rimuovere l'acqua all'interno del serbatoio e mettere in funzione il dispositivo per 2 o 3 secondi per rimuovere completamente l'acqua dopo l'utilizzo.  
In caso contrario si potrebbe verificare la presenza di batteri nell'acqua residua.
- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Se necessario, pulire la parte esterna con un panno soffice ed un detergente delicato non abrasivo
- Il serbatoio può essere lavato con acqua e sapone. Prima della pulizia, disconnettere dalla rete elettrica.  
Rimuovere lo sporco dalla parte interna utilizzando una spazzola o simile, e asciugare con un panno.
- Asciugare bene il serbatoio quando non venga utilizzato per un lungo periodo.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>AZIONE CORRETTIVA</b>
<b>Puntale standard e Puntale pulisci lingua</b> Perdite tra il puntale e la manopola del manico	Non posizionato correttamente	Rimuovere il puntale e reinstallare
<b>Puntale sub gengivale</b> Danno alla parte morbida	Il puntale è usurato	Sostituire con nuovo puntale
<b>Base</b> Il tubo connesso al manico perde	Danno al tubo	Contattare il fornitore
Il serbatoio perde	Valvola del serbatoio mancante La valvola del serbatoio è al contrario	Sostituire valvola del serbatoio Posizionare correttamente la valvola
La pressione non è adeguata	Il serbatoio non è posizionato correttamente	Riposizionare il serbatoio. Premere il serbatoio verso il basso
Il dispositivo non si avvia	Il motore non funziona	Assicuratevi che la rete funzioni: verificare con un altro dispositivo (controllare pulsante di ripristino elettrico e/o interruttore a muro)

## Accessori

11 x Puntali (vedi scatola)

1 x Panno pulizia

1 x Manuale d'uso

## GARANZIA

Il fornitore riparerà o sostituirà (a sua discrezione) il dispositivo gratuitamente per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto se lo stesso presenta difetti nella manifattura o nei materiali.

La presente garanzia non copre i danni dovuti all'uso improprio, normale usura o utilizzo e difetti che abbiano un effetto trascurabile rispetto al valore o al funzionamento del dispositivo. La garanzia risulterà nulla nel caso in cui vengano effettuate riparazioni da parte di soggetti non autorizzati e nel caso in cui vengano utilizzate parti non originali.

Per manutenzioni da effettuarsi durante il periodo della garanzia, inviare o consegnare il dispositivo completo, insieme alla ricevuta di acquisto :

ELCAT S.N.C - VIA P. CRESPI, 10 - MILANO

Tel. +39 02 26111520 – fax +39 02 26143958 - e-mail: [info@elcatmilano.com](mailto:info@elcatmilano.com)

L'acquirente si farà carico delle spese di spedizione e di qualsiasi altra spesa incidentale in cui si incorra nel far valere la presente garanzia.

# ORALSAN®

## wf7

Téléchargez  
les instructions:



Anleitung zum  
Herunterladen:



Instrucciones  
de descarga:



Instructions  
other languages



**IDS SPA**

Italy - 17100 Savona - Via Valletta San Cristoforo, 28/10  
Tel. +39 019 862080 - Fax +39 019 2304865 - info@idsdental.it

[www.idsdental.it](http://www.idsdental.it)

Rev. 0 - del 11/5/21