

GB *A whitening aid for your smile*

Thanks to its special bristles, BlancOne® BRUSH allows an effective removal of tea, coffee, nicotine stains and dental plaque. Your teeth will appear increasingly whiter after each application. The rounded bristles prevent damages to enamel and gums.

HOW TO USE IT - Brush the front teeth with BlancOne® BRUSH when dry, without water nor toothpaste, moving from the neck to the incisal edge. In case of particularly sensitive gums, wet BlancOne® BRUSH with hot water, in order to soften the bristles. Rinse BlancOne® BRUSH and proceed with the cleaning routine using your conventional brush together with BlancOne® DUETTO toothpastes.

I *Ausilio sbiancante per il vostro sorriso*

Grazie alle speciali setole BlancOne® BRUSH consente un'efficace rimozione di macchie di tè, caffè, nicotina e placca batterica. I vostri denti saranno gradualmente più bianchi dopo ogni utilizzo. Le setole arrotondate preven- gono lesioni a smalto e gengive.

COME SI USA - Spazzolare i denti anteriori con BlancOne® BRUSH asciutto, senza acqua, né dentifricio con movimenti dal colletto verso il bordo incisale. In caso di gengive particolarmente delicate, bagnare BlancOne® BRUSH con acqua calda, in modo ammorbidire le setole. Risciacquate BlancOne® BRUSH ed eseguire la routine di pulizia usando il vostro normale spazzolino abbinato ai dentifrici BlancOne® DUETTO.

DE *Eine kleine aufhellungshilfe für ihr lächeln*

Dank der Spezialborsten ermöglicht BlancOne® BRUSH eine effektive Entfernung von Tee-, Kaffee- und Nikotinflecken sowie von bakteriellen Zahnbelägen. Ihre Zähne werden nach jeder Anwendung allmählich weißer.

Die abgerundeten Borsten verhindern Schäden am Zahnschmelz und am Zahnfleisch.

ANWENDUNG - Die Vorderzähne mit BlancOne® BRUSH trocken putzen, ohne Wasser und ohne Zahnpasta, dabei vom Zahnhals in Richtung Schneidekante putzen. Bei besonders empfindlichem Zahnfleisch BlancOne® BRUSH mit warmem Wasser anfeuchten, damit die Borsten weicher werden. BlancOne® BRUSH ausspülen und dann mit Ihrer normalen Zahnbürste und einer BlancOne® DUETTO Zahnpasta die Zähne putzen.



FR *Un outil de blanchiment pour votre sourire*

Grâce à ses poils spéciaux, BlancOne® BRUSH permet d'enlever efficacement les taches de thé, de café, de nicotine et la plaque dentaire. Vos dents seront progressivement plus blanches après chaque utilisation.

Les poils arrondis de la brosse évitent les blessures à l'émail et aux gencives.

COMMENT L'UTILISER - Brossez les dents de devant avec BlancOne® BRUSH sèche, sans eau ni dentifrice, avec des mouvements allant du collet vers le bord des dents. En cas de gencives particulièrement délicates, mouiller BlancOne® BRUSH avec de l'eau chaude, afin d'assouplir les poils. Rincer BlancOne® BRUSH et exécuter la routine de nettoyage avec la brosse à dents habituelle combinée aux dentifrices BlancOne® DUETTO.

ES *Ayuda para blanquear su sonrisa*

Gracias a sus cerdas especiales, BlancOne® BRUSH permite eliminar eficazmente las manchas causadas por el té, el café, la nicotina y la placa bacteriana. Notará que sus dientes están cada vez más blancos después de cada uso. Las cerdas redondeadas evitan lesiones en el esmalte y las encías.

CÓMO SE USA - Cepille los dientes anteriores con BlancOne® BRUSH seco, sin agua ni dentífrico, moviéndolo desde el cuello del diente hasta el borde incisal. En caso de encías especialmente sensibles, moje BlancOne® BRUSH con agua templada, para ablandar las cerdas. Enjuague BlancOne® BRUSH y siga su rutina de limpieza utilizando su cepillo normal combinado con los dentífricos BlancOne® DUETTO.

PT *Auxiliar de branqueamento para o seu sorriso*

Graças às suas cerdas especiais, a escova BlancOne® BRUSH permite uma remoção eficaz das manchas de chá, café, nicotina e placa bacteriana. Os seus dentes ficarão gradualmente mais brancos após cada utilização. As cerdas arredondadas previnem a ocorrência de lesões no esmalte e nas gengivas.

COMO UTILIZAR - Escovar os dentes anteriores com a escova BlancOne® BRUSH seca, sem água, nem pasta dentífrica, com movimentos desde o colo dentário até ao bordo incisal. Em caso de gengivas particularmente delicadas, molhar a escova BlancOne® BRUSH com água quente, de forma a amolecer as cerdas. Enxaguar a escova BlancOne® BRUSH e executar a rotina de limpeza utilizando a sua escova normal juntamente com as pastas dentífricas BlancOne® DUETTO.



IDS Spa - 17100 Savona - Italy

Via San Cristoforo, 28/10

Tel. +39 019 862080 - Fax +39 019 2304865

www.ids dental.it

www.blancone.eu/pro