

Quick post hygiene treatment	GB	2
Trattamento rapido post igiene orale	IT	4
Quick-Behandlung nach der Mundhygiene	DE	6
Traitement rapide post-hygiène dentaire	FR	8
Tratamiento rápido post higiene bucal	ES	10
Tratamento rápido pós-higiene oral	PT	12
Snelle behandeling na de mondhygiëne	NL	14
Hurtig tandblegning efter tandrensning	DA	16
Nopea hampaidenvalkaisu hampaiden puhdistuksen jälkeen	FI	18
Rask tannbleking etter tannrens	NO	20
Snabb klinikblekning efter tandrengöring	SV	22
Szybki zabieg przeprowadzany po higienie jamy ustnej	PL	24
Rychlé ošetření ihned po dentální hygieně	CZ	26
Rýchle ošetrenie zubov po ústnej hygieny	SK	28
Gyors poszt-higiéniás kezelés	HU	30
Tratament rapid post igienă orală	RO	32
Быстрое отбеливание после полости рта	RU	34
Ağız hijyeni sonrası hızlı tedavi	TR	36
معالجة سريعة بعد تنظيف الأسنان.	AR	38



Quick post hygiene treatment

BlancOne® CLICK is a quick post dental hygiene whitening treatment. This treatment offers a very popular upgrade to the dental hygiene session at a very low cost and in just 10 minutes.

BlancOne® CLICK has been designed to promote a complete whitening treatment (Touch or Ultra) and as a promotional and marketing tool for the office.

BlancOne® Whitening System

The BlancOne® ARCUS lamp and BlancOne photochemical whitening Gels (ULTRA, TOUCH, CLICK) are designed to work seamlessly together, playing a crucial role in ensuring user safety and the success of the whitening process. The ARCUS lamp is intended exclusively for BlancOne® photochemical whitening gels and is not to be used alone. Similarly, these gels are specifically formulated to be activated with the BlancOne® ARCUS lamp.

The BlancOne® photochemical gels (ULTRA, TOUCH, CLICK) require activation with the BlancOne ARCUS lamp to maintain user safety and optimize results. The distinct features of the ARCUS lamp, such as its wavelength and intensity, are vital for effectively activating these gels. Users should be protected with BlancOne® CARE gear for the eyes, face, and lips.

Dental professionals must receive training and certification to ensure they understand and are committed to following safety protocols with the BlancOne® In-Office Whitening System. The authorized dealer is charged with providing or facilitating this training and certification, ensuring that all system operators meet local standards of expertise and compliance.

Should any significant adverse reactions occur with the BlancOne® Whitening System, these should be reported to the authorized dealer. The dealer is then responsible for documenting the incident comprehensively and reporting it to the appropriate national health authorities and IDS Spa. However, common effects like mild and temporary sensitivity or gum irritation do not require reporting.

USE INSTRUCTIONS

A) Preparing the gel

1. Remove the caps of the two syringes (whitening gel and activating gel) and connect them together using the luer-lock connector.
2. Gently push the piston of one syringe to completely extrude the gel into the other syringe.
3. Now push the piston of the syringe with the gel, transferring it into the empty syringe.
4. Repeat the operation described in the previous step until the two gels (whitening and activator) are completely mixed, creating a single homogeneous gel.
5. Remove the connector from the syringe with the gel and attach the applicator tip.

B) Preparing the patient

1. The patient should be fitted with a BlancOne® gag with tongue depressor and then insert cylindrical tampons above and below the lips to isolate them from the area to be treated.
2. Remove the salivary film with a brush; if necessary, use a mix of water and pumice stone. DO NOT use polishing pastes or products containing fluorine. Rinse and dry.
3. Measure the patient's initial shade of white using the shade guide.

C) Whitening treatment

1. Gently push the piston of the syringe containing the whitening gel to apply the gel on the surface of all teeth to be bleached.
2. Photoactivate the whitening gel with a blue light.
3. Remove the excess whitening gel using a cylindrical cotton roll and suction away the gel residues, rinsing with the air/water syringe.

WARNING: The activated gel will be rather dense. If the suction spout becomes clogged, suction off with copious amounts of water.

NOTE:

the gingival edge might be slightly red in some points but this is a temporary effect that will disappear in about one hour.

D) End of treatment

1. Use the shade guide to measure the final shade of white of the patient's teeth.
2. Remove the gag and rinse the patient's mouth.

Photo activation of the gel

BlancOne® whitening gels require a suitable light source for the photochemical activation.

To guarantee the ideal whitening result, we recommend using BlancOne® ARCUS whitening lamp, which, being equipped with 10 powerful 5W led lights, guarantees the full activation of the gel simultaneously on both arches, including the sides, within the short time expected.

The head of BlancOne® ARCUS lamp should be positioned perpendicularly to the teeth at a distance of 5-10 cm from the mouth to guarantee a good ventilation.

Using other whitening lamps might reduce the effectiveness of the treatment, require a longer time or, in some cases, completely fail to activate the whitening gel.

RECOMMENDED ACTIVATION TIME

Equipment	Power	Type of activation	Time
BlancOne® ARCUS Lamp	250 mW/cm ²	simultaneous on both arches	10 minutes

EUROPEAN UNION WARNINGS

- 5,6% of H₂O₂ is released.
- Not to be used on anyone under 18 years of age.
- To be sold only to dental practitioners.
- To be used only by dental practitioners or under their direct supervision if an equivalent level of safety is ensured. Only then can it be made available to the patient, to complete the course of treatment.

PRECAUTIONS

- A dental examination is mandatory prior to bleaching.
- Bleaching will not lighten porcelain crowns and dental restorations.
- For at least 6 hours after the bleaching procedure do not use tobacco products and do not drink coffee or red wine.
- Not intended for use by pregnant women. Consult a doctor if you are breast feeding.
- Do not swallow the gel. Avoid contact with tissues other than teeth.
- Acidic foods/juices may cause sensitivity if consumed shortly after bleaching.
- Gum tissue irritation may result if used in individuals with periodontal disease.
- Keep teeth bleaching products away from children.
- Avoid contact with skin, mucous membranes and eyes. In case of contact with EYES: rinse eyes carefully with water for several minutes and request medical advice/attention. ON SKIN/ MUCOUS MEMBRANES: wash with copious amounts of water. If irritation occurs request medical advice/ attention.
- If swallowed in small quantities the product is harmless, otherwise consult a doctor.
- Some users may experience sensitivity or gingival irritation. While these are mild and transient in most cases, sometimes treatment by a dentist may be required.

Trattamento rapido post igiene orale

BlancOne® CLICK è uno sbiancamento rapido post igiene dentale. Questo trattamento offre, ad un costo molto contenuto ed in soli 10 minuti, un richiestissimo upgrade alla seduta d'igiene dentale.

BlancOne® CLICK è stato pensato sia per promuovere un trattamento sbiancante completo (Touch o Ultra) sia come strumento promozionale e di marketing per lo studio.

Sistema sbiancante BlancOne®

La lampada BlancOne® ARCUS e i gel sbiancanti fotochimici BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) sono stati progettati per lavorare insieme senza interruzioni, svolgendo un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza dell'utilizzatore e il successo della procedura di sbiancamento. La lampada ARCUS è destinata esclusivamente ai gel sbiancanti fotochimici BlancOne® e non deve essere utilizzata da sola. Allo stesso modo, questi gel sono specificamente formulati per essere attivati con la lampada BlancOne® ARCUS.

I gel fotochimici BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) richiedono l'attivazione con la lampada BlancOne® ARCUS per garantire la sicurezza dell'utilizzatore e ottimizzare i risultati. Le caratteristiche specifiche della lampada ARCUS, come la sua lunghezza d'onda e intensità, sono fondamentali per attivare efficacemente questi gel. Gli utilizzatori devono essere protetti con i dispositivi BlancOne® CARE per gli occhi, il viso e le labbra.

I professionisti del settore dentale devono ricevere una specifica formazione e certificazione per garantire che comprendano e si impegnino a seguire i protocolli di sicurezza con il sistema sbiancante in studio BlancOne®. Il rivenditore autorizzato ha il compito di fornire o facilitare questa formazione e certificazione, assicurando che tutti gli operatori del sistema soddisfino gli standard locali di competenza e conformità.

Nel caso dovessero verificarsi reazioni avverse significative al sistema sbiancante BlancOne®, queste devono essere segnalate al rivenditore autorizzato. Il rivenditore è quindi responsabile della documentazione completa dell'incidente e della segnalazione alle autorità sanitarie nazionali competenti e a IDS Spa. Tuttavia, effetti comuni come una lieve e temporanea sensibilità o irritazione gengivale non richiedono la segnalazione.

ISTRUZIONI D'USO

A) Preparare il gel

1. Rimuovere i tappi dalle due siringhe (gel sbiancante e gel attivatore) e collegarle fra loro usando il connettore luer lock.
2. Premere gentilmente il pistone di una siringa in modo da estrarre completamente il gel nell'altra siringa.
3. Premere ora il pistone della siringa col gel travasandolo nella siringa vuota.
4. Ripetere operazione precedente fintanto che i due gel (sbiancante e attivatore) si saranno completamente amalgamati creando un gel omogeneo.
5. Sganciare dal connettore la siringa col gel e montare il puntale applicatore.

B) Preparare il paziente

1. Far indossare al paziente l'apribocca BlancOne® con stop per la lingua ed inserire tamponi cilindrici sopra e sotto le labbra per allontanare le labbra dalla zona del trattamento.
2. Rimuovere la pellicola salivare con uno spazzolino, se si desidera usare una miscela di acqua e pietra pomice. NON utilizzare paste lucidanti o prodotti con fluoro. Risciacquare ed asciugare.
3. Rilevare il tono di bianco iniziale del paziente usando la scala colori.

C) Trattamento sbiancante

1. Premendo delicatamente il pistone della siringa col gel sbiancante, applicare il gel sulla superficie di tutti i denti da sbiancare.
2. Foto attivare il gel sbiancante con luce blu.
3. Rimuovere il grosso del gel sbiancante con un rullo di cotone ed aspirare i residui di gel risciacquando con la siringa aria/acqua.

ATTENZIONE: Il gel attivato risulterà piuttosto denso. Qualora il beccuccio di aspirazione si ostruisca aspirare con abbondante acqua.

NOTA: il bordo gengivale potrebbe risultare leggermente pigmentato di rosso in alcuni punti, questo effetto è passeggero e svanirà nel giro di un'ora.

D) Conclusione del trattamento

1. Usando la scala colori rilevare il tono di bianco finale del paziente.
2. Rimuovere l'apribocca e fare sciacquare il paziente.

Foto attivazione del gel

I gel sbiancanti BlancOne® richiedono un'ideale sorgente luminosa per l'attivazione fotocinetica.

Per assicurare il pieno risultato sbiancante, raccomandiamo l'utilizzo della lampada per sbiancamento BlancOne® ARCUS che – dotata di 10 potenti led da 5W – assicura una piena attivazione del gel in modo simultaneo su ambo le arcate, inclusi gli elementi laterali, nel rispetto dei brevi tempi previsti.

La testa della lampada BlancOne® ARCUS va posta in modo perpendicolare rispetto ai denti ad una distanza di 5-10 cm dalla bocca per assicurare una buona ventilazione.

L'utilizzo di altre lampade da sbiancamento potrebbe ridurre l'efficacia del trattamento, richiede tempi più lunghi o, in certi casi, non attivare affatto il gel sbiancante.

TEMPI DI ATTIVAZIONE RACCOMANDATI

Dispositivo	Potenza	Tipo di attivazione	Tempo
Lampada BlancOne® ARCUS	250 mW/cm ²	simultanea su ambo le arcate	10 minuti

AVVERTENZE PER L'UNIONE EUROPEA

- Rilascio del 5,6% di H₂O₂.
- Non utilizzare su persone di età inferiore a 18 anni.
- Da vendere esclusivamente a professionisti odontoiatri.
- Destinato esclusivamente all'utilizzo da parte di professionisti odontoiatri o sotto la loro supervisione diretta se è garantito un equivalente livello di sicurezza. Solo successivamente può essere messo a disposizione del paziente per il completamento del ciclo di trattamento.

PRECAUZIONI

- Prima dello sbiancamento è necessario un esame odontoiatrico.
- Lo sbiancamento non ha effetto su corone di porcellana e ricostruzioni dentali.
- Non utilizzare prodotti con tabacco; non bere caffè o vino rosso dopo il processo di sbiancamento per almeno 6 ore.
- Non indicato per donne in stato interessante. Durante l'allattamento consultare un medico.
- Non ingerire il gel. Evitare il contatto con tessuti diversi dai denti.
- Cibi/succhi acidi possono provocare sensibilità se consumati subito dopo lo sbiancamento.
- Può presentarsi irritazione al tessuto gengivale se impiegato su persone con patologia parodontale.
- Tenere i prodotti di sbiancamento dentale lontano dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto con la pelle, le mucose e gli occhi.
In caso di contatto CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente gli occhi per parecchi minuti e consultare un medico. CON LA PELLE/ LE MUCOSE: lavare abbondantemente con acqua. In caso di irritazione, consultare un medico.
- Se ingerito in piccole quantità, il prodotto non è dannoso, altrimenti consultare un medico.
- Alcuni pazienti possono sperimentare sensibilità o irritazione gengivale. Si tratta generalmente di effetti leggeri e transitori, ma in alcuni casi potrebbero richiedere il trattamento del dentista.

Quick-Behandlung nach der Mundhygiene

BlancOne® CLICK ist eine schnelle Aufhellung nach der Mundhygiene. Diese Behandlung ist nicht nur äußerst kostengünstig und schnell (nur 10 Minuten), vielmehr bietet sie zudem ein viel verlangtes Upgrade der Zahnhygiene-Sitzung.

BlancOne® CLICK ist gedacht sowohl zur Förderung von Aufhell-Komplettbehandlungen (Touch oder Ultra) wie auch als Promotional und Marketingmittel für die Praxis.

Das BlancOne® Aufhellungssystem

Die Lampe BlancOne® ARCUS und die photochemisch wirkenden BlancOne-Bleichgele (ULTRA, TOUCH, CLICK) sind so konzipiert, dass sie nahtlos zusammenarbeiten und eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit des Nutzers und des Erfolgs des Bleichvorgangs spielen. Die ARCUS-Lampe ist ausschließlich für die photochemisch wirkenden Bleichgele von BlancOne bestimmt und darf nicht allein verwendet werden. Außerdem wurden diese Gele speziell für die Aktivierung mit der BlancOne ARCUS-Lampe eingestellt.

Die photochemisch wirkenden Gele von BlancOne (ULTRA, TOUCH, CLICK) müssen mit der BlancOne® ARCUS-Lampe aktiviert werden, damit die Sicherheit der Nutzer gewährleistet ist und bestmögliche Ergebnisse erzielt werden. Die besonderen Eigenschaften der ARCUS-Lampe, wie ihre Wellenlänge und Intensität, sind für die wirksame Aktivierung dieser Gele unerlässlich. Die Nutzer sollten mit der BlancOne® CARE Ausrüstung für Augen, Gesicht und Lippen geschützt werden.

Das zahnmedizinische Fachpersonal benötigt eine entsprechende Schulung und Zertifizierung, um sicherzustellen, dass es die Sicherheitsprotokolle für das, BlancOne Aufhellungssystem für die Praxis' verstanden hat und auch befolgt. Der autorisierte Händler hat die Aufgabe, diese Schulungen und Zertifizierungen durchzuführen oder zu ermöglichen, damit sichergestellt ist, dass alle Systemanwender die lokalen Standards in puncto Fachwissen und Einhaltung erfüllen.

Sollten bedeutende unerwünschte Reaktionen mit dem BlancOne® Aufhellungssystem auftreten, müssen diese dem autorisierten Händler gemeldet werden. Der Händler ist dann dafür verantwortlich, den Vorfall umfassend zu dokumentieren und ihn den zuständigen nationalen Gesundheitsbehörden und der IDS Spa zu melden. Übliche Nebenwirkungen wie leichte und vorübergehende Empfindlichkeitsphänomene oder Zahnfleischreizungen müssen jedoch nicht gemeldet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

A) Gelvorbereitung

1. Den Verschluss der beiden Spritzen (Aufhellgel und Aktivgel) entfernen und diese miteinander mittels dem Luer-lock-Verbindungsstück zusammenfügen.
2. Das in einer Spritze enthaltene Gel vollständig durch leichten Druck auf den Kolben in die andere Spritze hineindrücken.
3. Anschließend auf den Kolben der vollen Spritze drücken, um das Gel in die Leerspritze umzufüllen.
4. Diese Vorgänge wiederholen, bis die beiden Gelstoffe (Aufhell- und Aktivierungsgel) vollständig vermischt sind und ein homogenes Gel entstanden ist.
5. Das Verbindungsstück von der Gelspritze entfernen und die Spenderspitze aufsetzen.

B) Patientenvorbereitung

1. Dem Patienten die Mund- und Zungenspanne in den Mund setzen und Watteröllchen ober- und unterhalb der Lippen anordnen, damit diese nicht mit dem Behandlungsbereich in Berührung kommen.
2. Den Speichelfilm mit einer Bürste entfernen, falls die Verwendung eines Bimstein-Wassergemischs gewünscht wird. KEINESFALLS Schleifpasten oder Fluorprodukte verwenden. Spülen und trocknen.
3. Den Ausgangsweißton des Patienten mit Hilfe der Farbskala bestimmen.

C) Aufhellbehandlung

1. Mit leichtem Druck auf den Kolben der Aufhellgelspritze das eischgel auf die gesamte Oberfläche aller aufzuhellenden Zähne auftragen.
2. Mit blauem Licht die Photoaktivierung des Aufhellgels durchführen.
3. Das Aufhellgel grob mit einer Watterolle entfernen und Gelrückstände absaugen, dabei mit der Luft/ Wasser-Spritze spülen.

ACHTUNG: Das aktivierte Gel erscheint recht dickflüssig. Sollte die Düse verstopfen, reichlich Wasser aufsaugen.

ANMERKUNG: Der Zahnfl eischrand könnte an manchen Stellen leicht rot pigmentiert erscheinen. Es handelt sich um eine vorübergehende Wirkung, welche sich binnen einer Stunde zurückbildet.

D) Behandlungsfertigstellung

1. Mittels der Farbskala den erzielten Weißton des Patienten bestimmen.
2. Die Mundspange entfernen und den Patienten spülen lassen.

Fotoaktivierung des Gels

BlancOne® Bleichgels müssen mit einer geeigneten Lichtquelle photochemisch aktiviert werden.

Um ein optimales Aufhellungsergebnis zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung der mit 10 leistungsstarken 5W-LEDs ausgestattete BlancOne ARCUS Aufhellungslampe, die innerhalb kürzester Zeit die vollständige Aktivierung des Gels auf beiden Zahnbögen, einschließlich der Seiten, gewährleistet.

Der Kopf der BlancOne® ARCUS-Lampe sollte senkrecht zu den Zähnen in 5-10 cm Abstand vom Mund gehalten werden, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.

Die Verwendung anderer Aufhellungslampen kann die Wirksamkeit der Behandlung beeinträchtigen oder verlängern und in einigen Fällen dazu führen, dass das Bleichgel nicht aktiviert wird.

EMPFOHLENE AKTIVIERUNGSZEITEN

Gerät	Leistung	Aktivierungsart	Dauer
BlancOne® ARCUS Lampe	250 mW/cm ²	gleichzeitig auf beiden Zahnbögen	10 minute

HINWEIS FÜR DIE EUROPÄISCHE UNION

- Freisetzung von 5,6% H₂O₂.
- Nicht bei Patienten unter 18 Jahren verwenden.
- Verkauf ausschließlich an zahnärztliche Einrichtungen.
- Der Gebrauch ist bestimmt allein durch Zahnärzte oder unter. Erst danach kann das Produkt dem Patienten für die Behandlung zur Verfügung gestellt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Vor der Zahnaufhellung ist eine zahnärztliche Untersuchung erforderlich.
- Die Zahnaufhellung hat keinerlei Auswirkung auf Porzellankronen und Zahnrekonstruktionen.
- Nach der Aufhellbehandlung mindestens 6 Stunden keine Tabakprodukte, keinen Kaffee oder Rotwein konsumieren.
- Nicht empfohlen während der Schwangerschaft. Hinsichtlich der Stillzeit einen Arzt befragen.
- Das Gel nicht verschlucken. Einen Kontakt mit anderem Gewebe als das des Zahns vermeiden.
- Saure Nahrung/Säfte können bei Aufnahme direkt nach der erfolgten Behandlung empfindliche Reaktionen hervorrufen.
- Bei Personen mit Parodontalerkrankung können Reizungen des Zahnfl eischgewebes auftreten.
- Produkte zur Zahnaufhellung für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Einen Kontakt mit Haut, Schleimhäuten und Augen vermeiden. Bei AUGENKONTAKT: Die Augen umgehend mit reichlich Wasser wiederholt spülen und einen Facharzt aufsuchen. KONTAKT MIT HAUT ODER SCHLEIMHÄUTEN: Mit reichlich Wasser wiederholt spülen. Bei Reizungen einen Arzt aufsuchen.
- Bei Verschlucken geringer Mengen: Das Produkt ist nicht schädlich, andernfalls einen Arzt aufsuchen.
- Manche Patienten können empfindlich oder mit Zahnfl eischreizung reagieren. Im Allgemeinen handelt es sich um leichte und vorübergehende Erscheinungen, doch ist in dem einen oder anderen Fall eine zahnärztliche Behandlung erforderlich.

Traitement rapide post-hygiène dentaire

BlancOne® CLICK est un traitement d'éclaircissement rapide à effectuer après l'hygiène dentaire.

Ce traitement offre, à un coût très réduit et en 10 minutes seulement, une amélioration très appréciée de la séance d'hygiène dentaire.

BlancOne® CLICK a été conçu non seulement pour promouvoir un traitement d'éclaircissement complet (Touch ou Ultra) mais également comme instrument promotionnel et de marketing pour le cabinet.

Système de blanchiment BlancOne®

La lampe BlancOne® ARCUS et les gels photochimiques de blanchiment BlancOne (ULTRA, TOUCH, CLICK), conçus pour fonctionner ensemble harmonieusement, jouent un rôle crucial dans la sécurité de l'utilisateur et le succès du processus de blanchiment. La lampe ARCUS est destinée exclusivement aux gels photochimiques de blanchiment BlancOne® et ne doit pas être utilisée seule. De la même manière, ces gels ont été spécifiquement formulés pour être activés avec la lampe BlancOne® ARCUS.

Les gels photochimiques BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) doivent être activés avec la lampe BlancOne® ARCUS pour garantir la sécurité de l'utilisateur et optimiser les résultats. Les caractéristiques distinctes de la lampe ARCUS, telles que sa longueur d'onde et son intensité, sont essentielles pour activer efficacement ces gels. Les utilisateurs doivent être protégés par l'équipement de protection BlancOne® CARE pour les yeux, le visage et les lèvres.

Les professionnels de la santé dentaire doivent recevoir une formation et une certification confirmant qu'ils comprennent et s'engagent à respecter les protocoles de sécurité avec le système de blanchiment BlancOne® en cabinet. Le revendeur agréé est chargé de fournir ou de faciliter cette formation et cette certification, en veillant à ce que tous les opérateurs du système répondent aux normes locales en matière d'expertise et de conformité.

Tout effet indésirable importants lié à l'utilisation du système de blanchiment BlancOne® doit être signalé au revendeur agréé. Ce dernier est alors chargé de documenter l'incident de manière exhaustive et de le signaler aux autorités sanitaires nationales compétentes et à IDS Spa. Il ne faut pas signaler par contre les effets communs tels qu'une sensibilité légère et temporaire ou une irritation des gencives.

MODE D'EMPLOI

A) Préparer le gel

1. Enlever les capuchons des deux seringues (gel blanchissant et gel activateur) et relier ces dernières entre elles à l'aide du connecteur Luer Lock.
2. Appuyer délicatement sur le piston d'une seringue de manière à extruder tout le gel dans l'autre seringue.
3. Appuyer ensuite sur le piston de la seringue contenant le gel de manière à transférer ce dernier dans la seringue vide.
4. Répéter l'opération précédente jusqu'à ce que le mélange des deux gels (blanchissant et activateur) soit homogène.
5. Décrocher du connecteur la seringue contenant le gel et fixer l'embout d'application

B) Préparer le patient

1. Appliquer dans la bouche du patient l'ouvre-bouche BlancOne® avec abaisse-langue et introduire des tampons salivaires sous les lèvres inférieure et supérieure de manière à les séparer de la zone du traitement.
2. Enlever la pellicule salivaire à l'aide d'une brosse à dents, si nécessaire utiliser un mélange d'eau et de pierre ponce. NE PAS utiliser de pâtes à polir ni de produits à base de fluor. Rincer et sécher.
3. Noter la teinte des dents initiale du patient au moyen d'un teintier professionnel.

C) Traitement d'éclaircissement

1. En appuyant délicatement sur le piston de la seringue qui contient le gel blanchissant, appliquer

le gel sur la surface de toutes les dents à éclaircir.

2. Photoactiver le gel blanchissant avec une lumière bleue.
3. Enlever le gel blanchissant en trop à l'aide d'un rouleau de coton et aspirer les résidus de gel en rinçant à l'aide de la seringue air/eau.
ATTENTION : le gel activé sera plutôt dense. En cas de bec d'aspiration obstrué, aspirer une grande quantité d'eau.
REMARQUE : le bord gingival pourrait être légèrement rouge à certains endroits ; il s'agit d'un effet passager qui disparaîtra dans l'heure qui suit.

D) Conclusion du traitement

1. À l'aide du teintier, noter la teinte finale du patient.
2. Enlever l'écarteur de bouche et demander au patient de se rincer la bouche.

Photo-activation du gel

Les gels blanchissants BlancOne® nécessitent l'emploi d'une source lumineuse adéquate pour l'activation photochimique.

Pour garantir un résultat d'éclaircissement satisfaisant, nous conseillons d'utiliser la lampe de blanchiment BlancOne ARCUS qui – dotée de 10 leds puissants de 5W – garantit une pleine activation du gel en mode simultané sur les deux arcades, y compris les éléments latéraux, dans le respect des brefs temps prévus.

La tête de la lampe BlancOne® ARCUS doit être placée en position perpendiculaire par rapport aux dents à une distance de 5-10 cm de la bouche pour garantir une bonne ventilation.

L'utilisation d'autres lampes de blanchiment pourraient réduire l'efficacité du traitement, nécessiter des temps plus longs ou, dans certains cas, ne pas activer du tout le gel blanchissant.

TEMPS D'ACTIVATION CONSEILLES

Dispositif	Puissance	Type d'activation	Temps
Lampe BlancOne®	250 mW/cm ²	simultanée sur les deux arcades	10 minutes

AVERTISSEMENTS POUR L'UNION EUROPÉENNE

- Émission de 5,6% d'H₂O₂.
- À ne pas utiliser sur des personnes âgées de moins de 18 ans.
- Ne vendre qu'à des professionnels de la santé dentaire.
- Ce produit ne peut être utilisé que par des spécialistes de la santé dentaire ou, en cas de niveau de sécurité équivalent garanti, sous leur surveillance directe. Il ne peut être mis à la disposition du patient que dans un deuxième temps, afin de compléter le cycle de traitement.

PRÉCAUTIONS

- Il est nécessaire, avant le blanchiment, d'effectuer un examen dentaire.
- Le blanchiment n'a aucun effet sur les couronnes en porcelaine et les restaurations dentaires.
- Ne pas utiliser de produits à base de tabac ; ne pas boire de café ni de vin rouge après la procédure de blanchiment pendant au moins 6 heures.
- Ce produit n'est pas recommandé aux femmes enceintes.
Pendant l'allaitement, consulter un médecin.
- Ne pas ingérer le gel. Éviter tout contact avec des tissus autres que les dents.
- Les aliments/jus de fruits acides peuvent induire des phénomènes de sensibilité s'ils sont consommés immédiatement après le blanchiment.
- Utilisé sur des personnes souffrant de maladies parodontales, le produit peut irriter le tissu gingival.
- Conserver les produits de blanchiment dentaire hors de portée des enfants.
- Éviter tout contact avec la peau, les muqueuses et les yeux. En cas de contact AVEC LES YEUX : rincer soigneusement les yeux pendant plusieurs minutes et consulter un médecin. AVEC LA PEAU / LES MUQUEUSES : laver abondamment avec de l'eau. En cas d'irritation, consulter un médecin.
- L'ingestion de faibles quantités de produit n'est pas dangereuse, en cas d'ingestion plus importante consulter un médecin.
- Chez certains patients, le produit pourrait occasionner une sensibilité ou une irritation au niveau des gencives. Il s'agit généralement d'effets légers et transitoires mais dans certains cas le traitement du dentiste pourrait s'avérer nécessaire.

Tratamiento rápido post higiene bucal

BlancOne® CLICK es un tratamiento rápido de blanqueamiento post higiene bucal. Este tratamiento ofrece, por un precio asequible y en tan solo 10 minutos, un tratamiento solicitadísimo después de una sesión de higiene dental.

BlancOne® CLICK ha sido diseñado para promocionar un tratamiento blanqueador completo (Touch o Ultra) y también como instrumento promocional y de marketing para la clínica dental.

Sistema de blanqueamiento BlancOne®

La lámpara BlancOne® ARCUS y los geles de blanqueamiento fotoquímico BlancOne (ULTRA, TOUCH, CLICK) están concebidos para actuar de forma conjunta a la perfección, desempeñando un papel crucial a la hora de garantizar la seguridad del usuario y el éxito del proceso de blanqueamiento. La lámpara ARCUS está diseñada para utilizarse exclusivamente con los geles de blanqueamiento fotoquímico BlancOne® y no debe utilizarse sola. Del mismo modo, estos geles están formulados específicamente para activarse con la lámpara BlancOne ARCUS.

Los geles fotoquímicos (ULTRA, TOUCH, CLICK) deben activarse con la lámpara BlancOne® ARCUS para mantener la seguridad del usuario y optimizar los resultados. Las características distintivas de la lámpara ARCUS, como su longitud de onda e intensidad, son fundamentales para activar eficazmente estos geles. Los usuarios debe usar protecciones BlancOne® CARE para los ojos, la cara y los labios.

Los odontólogos deben realizar una formación y obtener una certificación que demuestre su comprensión y compromiso con los protocolos de seguridad del sistema de blanqueamiento BlancOne en su clínica. El distribuidor autorizado es responsable de proporcionar o facilitar dicha formación y certificación, así como de garantizar que todos los operadores del sistema cumplan las directrices locales de experiencia y conformidad.

Si se produjeran reacciones adversas importantes con el sistema de blanqueamiento BlancOne®, debe informarse al respecto al distribuidor autorizado. El distribuidor es responsable de elaborar un informe exhaustivo sobre el incidente y comunicarlo a las autoridades sanitarias nacionales correspondientes y a IDS Spa. No obstante, los efectos comunes como sensibilidad temporal o irritación gingival no requieren la elaboración de informes.

INSTRUCCIONES DE USO

A) Preparación del gel

1. Quitar los tapones de las dos jeringas (gel blanqueador y gel activador) y juntarlas utilizando el conector Luer Lock.
2. Empujar suavemente el pistón de una jeringa para traspasar completamente el gel a la otra jeringa.
3. Seguidamente empujar el pistón de la jeringa con el gel trasvasándolo a la jeringa vacía.
4. Repetir la operación anterior hasta que los dos geles (blanqueador y activador) se mezclen completamente dando lugar a un gel homogéneo.
5. Separar del conector la jeringa con el gel y montar la punta dispensadora.

B) Preparación del paciente

1. Poner al paciente el abreboca BlancOne® con tope para la lengua y poner tampones cilíndricos encima y debajo de los labios para alejarlos de la zona del tratamiento.
2. Con un cepillo eliminar la película salival, si se desea se puede utilizar una mezcla de agua y piedra pómez.
NO utilizar pastas abrillantadoras ni productos que contengan flúor. Aclarar y secar.
3. Determinar el matiz de blanco inicial del paciente utilizando la escala de colores.

C) Tratamiento de blanqueamiento

1. Empujando suavemente el pistón de la jeringa con el gel blanqueador, dispensar el gel

sobre la superficie de todos los dientes que se desea blanquear.

2. Fotoactivar el gel blanqueador con luz azul.
3. Quitar la mayor parte del gel blanqueador con una torunda de algodón y aspirar los residuos de gel aclarando con la jeringa de aire/agua.

ATENCIÓN: El gel activado es más bien denso. Si se obstruye la punta de aspiración, destaparla aspirando abundante agua.

NOTA: el borde gingival podría quedar ligeramente pigmentado de color rojo en algunos puntos, este efecto es transitorio y desaparece en aproximadamente una hora.

D) Conclusión del tratamiento

1. Utilizando la escala de colores determinar el matiz de blanco final del paciente.
2. Quitar el abreboca e invitar al paciente a aclararse la boca.

Fotoactivación del gel

Los geles blanqueadores BlancOne® requieren una fuente de luz adecuada para su activación fotoquímica.

Para garantizar un buen resultado blanqueador, recomendamos usar la lámpara de blanqueamiento BlancOne® ARCUS que –gracias a sus 10 potentes LED de 5W– garantiza la total activación del gel de forma simultánea en ambos arcos, incluidos los elementos laterales, respetando los breves tiempos previstos.

El cabezal de la lámpara BlancOne® ARCUS se coloca de forma perpendicular con respecto a los dientes a una distancia de 5-10 cm de la boca, para garantizar una buena ventilación.

El uso de otras lámparas de blanqueamiento podría reducir la eficacia del tratamiento, requerir tiempos más prolongados o, en determinados casos, no activar en absoluto el gel blanqueador.

TIEMPOS DE ACTIVACIÓN RECOMENDADOS

Dispositivo	Potencia	Tipo de activación	Tiempo
Lámpara BlancOne® ARCUS	250 mW/cm ²	simultánea en ambos arcos	10 minutos

ADVERTENCIAS PARA LA UNIÓN EUROPEA

- Liberación de un 5,6% de H₂O₂.
- No utilizar con menores de 18 años.
- De venta exclusiva a odontólogos.
- En cada ciclo de utilización, el primer uso estará restringido a odontólogos o tendrá lugar bajo su supervisión directa, siempre que se garantice un grado de seguridad equivalente. Posteriormente se suministrará al consumidor para completar el ciclo de utilización.

PRECAUCIONES

- Antes del blanqueamiento es necesario efectuar una visita odontológica.
- El blanqueamiento no afecta a coronas de porcelana ni a reconstrucciones dentales.
- No utilizar productos con tabaco; no beber café ni vino tinto durante por lo menos 6 horas después del proceso de blanqueamiento.
- No indicado para mujeres embarazadas. Durante la lactancia, consultar con un médico.
- No ingerir el gel. Evitar el contacto con tejidos que no sean los de los dientes.
- Comidas/jugos ácidos pueden causar sensibilidad si se consumen enseguida después del blanqueamiento.
- Puede manifestarse una irritación del tejido gingival si se utiliza el producto con personas con patologías periodontales.
- Mantener los productos blanqueadores dentales fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel, las mucosas y los ojos. En caso de contacto **CON LOS OJOS:** aclarar cuidadosamente los ojos durante bastantes minutos y acudir a un médico. Contacto **CON LA PIEL/LAS MUCOSAS:** lavar con abundante agua. En caso de irritación acudir a un médico.
- Si es ingerido en pequeñas cantidades el producto no es perjudicial, en otros casos acudir a un médico.
- Algunos pacientes pueden manifestar sensibilidad o irritación gingival. En general se trata de efectos ligeros y transitorios, pero en algunos casos podrían exigir un tratamiento por parte del dentista.

Tratamento rápido pós-higiene oral

BlancOne[®] CLICK é um tratamento de branqueamento rápido pós-higiene oral. Este tratamento oferece, a um custo muito reduzido e em apenas 10 minutos, um “upgrade” à sessão de higienização oral muito apreciado.

BlancOne[®] CLICK foi concebido para promover um tratamento branqueador completo (Touch ou Ultra) e também como ferramenta promocional e de marketing para o consultório.

Sistema de Branqueamento BlancOne[®]

A lâmpada BlancOne[®] ARCUS e os Géis de branqueamento fotoquímicos BlancOne[®] (ULTRA, TOUCH, CLICK) foram concebidos para trabalharem em conjunto, desempenhando um papel crucial na segurança do utilizador e no sucesso do processo de branqueamento. A lâmpada ARCUS destina-se exclusivamente aos géis de branqueamento fotoquímicos BlancOne[®] e não deve ser utilizada isoladamente. Da mesma forma, estes géis são especificamente formulados para serem activados com a lâmpada BlancOne[®] ARCUS.

Os géis fotoquímicos BlancOne[®] (ULTRA, TOUCH, CLICK) requerem ativação com a lâmpada BlancOne ARCUS para manter a segurança do utilizador e otimizar os resultados. As características distintas da lâmpada ARCUS, como o seu comprimento de onda e intensidade, são vitais para ativar eficazmente estes géis. Os utilizadores devem ser protegidos com equipamento BlancOne[®] CARE para os olhos, rosto e lábios.

Os profissionais de medicina dentária devem receber formação e certificação para garantir que compreendem e estão empenhados em seguir os protocolos de segurança com o sistema de branqueamento BlancOne[®] In-Office. O revendedor autorizado é responsável por fornecer ou facilitar esta formação e certificação, assegurando que todos os operadores de sistemas cumprem as normas locais de especialização e conformidade.

Caso ocorram reacções adversas significativas com o sistema de branqueamento BlancOne[®], estas devem ser comunicadas ao revendedor autorizado. O concessionário é então responsável por documentar o incidente de forma exaustiva e comunicá-lo às autoridades sanitárias nacionais competentes e ao IDS Spa. No entanto, os efeitos comuns, como a sensibilidade ligeira e temporária ou a irritação das gengivas, não necessitam de ser comunicados.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A) Preparar o gel

1. Remover as tampas de ambas as seringas (gel branqueador e gel ativador) e uni-las utilizando o conector luer-lock.
2. Empurrar suavemente o êmbolo de uma das seringas para transferir todo o gel para a outra seringa.
3. De seguida, empurrar o êmbolo da seringa cheia de gel, transferindo-o para a seringa vazia.
4. Repetir a operação descrita no passo anterior até que os dois géis (branqueador e ativador) fiquem completamente misturados, dando origem a um único gel homogéneo.
5. Remover o conector da seringa que contém o gel e encaixar a ponteira de aplicação.

B) Preparar o paciente

1. Aplicar na boca do paciente o abre-bocas BlancOne[®] com depressor de língua e inserir rolos de algodão sob os lábios superior e inferior para os afastar da zona do tratamento.
2. Remover a película salivar com uma escova; se necessário, utilizar uma mistura de água e pedra-pomes. NÃO utilizar pastas de polimento nem produtos que contenham flúor. Enxaguar e secar.
3. Determinar a cor inicial do paciente utilizando a escala de cores.

C) Tratamento branqueador

1. Empurrar suavemente o êmbolo da seringa que contém o gel branqueador para aplicar o gel na superfície de todos os dentes a branquear.

2. Fotoactivar o gel branqueador com uma luz azul.
3. Remover o excesso de gel branqueador utilizando um rolo de algodão e aspirar os resíduos de gel, enxaguando com a seringa de ar/água.
ATENÇÃO: O gel ativado é bastante mais denso. Em caso de entupimento da cânula de aspiração, aspirar água abundante.
NOTA: o rebordo gengival poderá ficar ligeiramente vermelho nalguns pontos, mas trata-se de um efeito temporário que desaparecerá após cerca de uma hora.

D) Conclusão do tratamento

1. Utilizar a escala de cores para determinar a cor final dos dentes do paciente.
2. Remover o abre-bocas e indicar ao paciente que enxague a boca.

Fotoativação em gel

O gel branqueador BlancOne® requer uma fonte de luz adequada para a ativação fotoquímica.

Para assegurar um resultado branqueador completo, recomendamos a utilização da lâmpada de branqueamento BlancOne® ARCUS que – dotada de 10 potentes LEDs de 5W – assegura a completa ativação do gel em ambos os arcos em simultâneo, incluindo os elementos laterais, respeitando os tempos reduzidos previstos.

A cabeça da lâmpada BlancOne® ARCUS é colocada perpendicularmente aos dentes, a uma distância de 5-10 cm da boca, para assegurar uma boa ventilação.

A utilização de outras lâmpadas de branqueamento pode reduzir a eficácia do tratamento, exigir tempos mais longos ou, em certos casos, não ativar o gel branqueador.

TEMPOS DE ATIVAÇÃO RECOMENDADOS

Dispositivo	Potência	Tipo de ativação	Tempo
Lâmpada BlancOne® ARCUS	250 mW/cm ²	simultânea em ambos os arcos	10 minutos

ADVERTÊNCIAS PARA A UNIÃO EUROPEIA

- Libertação de 5,6% de H₂O₂.
- Não utilizar em pessoas com idade inferior a 18 anos.
- Só pode ser vendido a dentistas. Para cada ciclo de utilização, a primeira utilização só pode ser feita por dentistas, ou sob a sua supervisão directa se for assegurado um nível de segurança equivalente. Posteriormente pode ser fornecido aos consumidores a fim de completar o ciclo de utilização.

PRECAUÇÕES

- Antes do branqueamento, é necessário realizar um exame dentário.
- O branqueamento não terá efeitos nas coroas de porcelana e restaurações dentárias.
- Durante, pelo menos, 6 horas após o procedimento de branqueamento, não utilizar produtos à base de tabaco e não beber café nem vinho tinto.
- Não indicado para mulheres grávidas. Durante a fase de amamentação, consultar um médico.
- Não ingerir o gel. Evitar o contacto com tecidos que não o dos dentes.
- Os alimentos/sumos ácidos podem provocar sensibilidade se consumidos logo após o branqueamento.
- Pode provocar irritação dos tecidos das gengivas se utilizado em pessoas que sofrem de doenças periodontais.
- Manter os produtos de branqueamento dentário fora do alcance das crianças.
- Evitar o contacto com a pele, os olhos e as mucosas. Em caso de contacto com os OLHOS: enxaguar os olhos cuidadosamente com água durante vários minutos e solicitar aconselhamento/assistência médica. EM CASO DE CONTACTO COM A PELE/MUCOSAS: lavar abundantemente com água. Em caso de irritação, solicitar aconselhamento/assistência médica.
- Se ingerido em pequenas quantidades, o produto não é nocivo. Caso contrário, consultar um médico.
- Alguns utilizadores podem experienciar sensibilidade ou irritação gengival. Embora estes efeitos sejam geralmente ligeiros e transitórios, nalguns casos podem exigir tratamento por parte de um dentista.

Snelle behandeling na de mondhygiëne

BlancOne® CLICK is een snelle bleekbehandeling na de mondhygiëne.

Deze behandeling biedt tegen zeer lage kosten en in slechts 10 minuten een veelgevraagde upgrade van de mondhygiënesessie.

BlancOne® CLICK is bedacht om zowel een volledige bleekbehandeling (Touch of Ultra) te promoten als om een promotie- en marketing-instrument voor de tandartspraktijk te zijn.

BlancOne® Bleeksysteem

De BlancOne® ARCUS lamp en de BlancOne fotochemische blekende gels (ULTRA, TOUCH, CLICK) zijn zodanig ontworpen dat ze naadloos met elkaar kunnen worden gecombineerd. Ze spelen een cruciale rol bij het garanderen van de veiligheid van de gebruiker en het succes van de bleekbehandeling. De ARCUS lamp is uitsluitend bedoeld voor BlancOne fotochemische blekende gels en mag niet afzonderlijk worden gebruikt. Deze gels zijn eveneens speciaal ontwikkeld om geactiveerd te worden met de BlancOne® ARCUS lamp.

Om de veiligheid van de gebruiker te garanderen en de resultaten te optimaliseren, moeten de BlancOne fotochemische gels (ULTRA, TOUCH, CLICK) worden geactiveerd met de BlancOne® ARCUS lamp. De specifieke eigenschappen van de ARCUS lamp, waaronder de golflengte en intensiteit, zijn essentieel voor een effectieve activering van de gels. Gebruikers moeten worden beschermd met uitrusting van BlancOne® CARE voor de ogen, het gezicht en de lippen.

Professionele tandartsen moeten worden getraind en gecertificeerd om te garanderen dat zij op de hoogte zijn van en zich inzetten voor de veiligheidsprotocollen met het BlancOne® In-Office Whitening System. De geautoriseerde leverancier is verantwoordelijk voor het aanbieden of faciliteren van deze training en certificering en moet ervoor zorgen dat alle systeembeheerders voldoen aan de lokale normen voor expertise en naleving.

Als er belangrijke bijwerkingen optreden met het BlancOne® Bleeksysteem, dan moeten deze worden gemeld aan de geautoriseerde leverancier. De leverancier is dan verantwoordelijk voor het uitgebreid documenteren van het incident en het rapporteren aan de bevoegde nationale gezondheidsautoriteiten en IDS Spa. Algemene effecten, zoals milde en tijdelijke gevoeligheid of irritatie van het tandvles, hoeven niet te worden gerapporteerd.

GEBRUIKSAANWIJZING

A) De gel voorbereiden

1. Verwijder de doppen van de twee spuitjes (bleekgel en activeringsgel) en sluit ze op elkaar aan met gebruik van het Luer-Lock verbindingstukje.
2. Druk zachtjes op de zuiger van één spuit zodat de gel volledig in de andere spuit geduwd wordt.
3. Druk nu op de zuiger van de spuit met de gel en breng die over naar de lege spuit.
4. Herhaal de vorige handeling net zolang tot de twee gels (de bleekgel en de activeringsgel) volledig met elkaar gemengd zijn en een homogene gel gecreëerd is.
5. Koppel de spuit met de gel los van het verbindingstukje en monteer de applicatietip.

B) De patiënt voorbereiden

1. Breng de BlancOne® mondspreider met tonghouder aan in de mond van de patiënt en breng wattenrollen boven en onder achter de lippen aan om die op afstand van de behandlingszone te houden.
2. Verwijder de speekselfilm met een borsteltje of gebruik indien gewenst een mengsel van water en puimsteen. Gebruik GEEN polijstpasta's of producten met fluoride. Spoelen en drogen.
3. Meet de bestaande witte kleurtoon van de patiënt met gebruik van de kleurschaal.

C) Bleekbehandeling

1. Druk zachtjes op de zuiger van de spuit met bleekgel en breng de gel aan op het oppervlak van alle te bleken tanden.
2. Activeer de bleekgel fotochemisch met blauw licht.

3. Verwijder het merendeel van de bleekgel met een wattenrol en zuig de gelresten af met de lucht/water-spuit.

WAARSCHUWING: De geactiveerde gel blijkt tamelijk dik te zijn. Mocht de afzuigtuit verstopt raken, zuig dan af met veel water.

N.B.: de tandvleesrand kan op enkele punten een beetje rood gepigmenteerd zijn, dit effect is van voorbijgaande aard en zal na een uur verdwijnen.

D) Afsluiting van de behandeling

1. Gebruik de kleurschaal en meet de definitieve witte kleurtoon van de patiënt.
2. Verwijder de mondspreider en laat de patiënt spoelen.

Fotochemische activering van de gel

De BlancOne® bleekgels vereisen een geschikte lichtbron voor de fotochemische activering.

Om zeker te zijn van een volwaardig bleekresultaat raden we aan de BlancOne® ARCUS bleeklamp te gebruiken – voorzien van 10 krachtige leds van 5W – deze verzekert de volledige activering van de gel, gelijktijdig op beide tandbogen met inbegrip van de laterale gebitselementen, en binnen de beoogde korte tijden.

De kop van de BlancOne® ARCUS lamp moet loodrecht geplaatst worden ten opzichte van de tanden, op een afstand van 5-10 cm van de mond, om een goede ventilatie te verzekeren.

Het gebruik van andere bleeklampen kan de doeltreffendheid van de behandeling verminderen, langere tijden vereisen of in sommige gevallen de bleekgel helemaal niet activeren.

AANBEVOLEN ACTIVERINGSTIJDEN

Hulpmiddel	Vermogen	Activeringstype	Tijd
BlancOne® ARCUS lamp	250 mW/cm ²	gelijktijdig op beide tandbogen	10 minuten

WAARSCHUWINGEN VOOR DE EUROPESE UNIE

- Vrijgave van 5,6% H₂O₂.
- Niet gebruiken bij personen jonger dan 18 jaar.
- Verkoop uitsluitend aan tandartsen.
- Uitsluitend bestemd om gebruikt te worden door tandartsen of onder hun rechtstreeks toezicht als een gelijkaardig veiligheidsniveau gegarandeerd is. Pas dan kan de behandeling aan de patiënt ter beschikking worden gesteld om de behandelingscyclus te voltooien.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Voorafgaand aan het bleken is een tandheelkundig onderzoek noodzakelijk.
- Het bleken heeft geen gevolgen voor porseleinen kronen en tandreconstructies.
- Geen producten met tabak gebruiken; na het bleekproces gedurende minstens 6 uur geen koffie of rode wijn drinken.
- Niet geschikt voor zwangere vrouwen. Bij borstvoeding een arts raadplegen.
- De gel niet doorslikken. Het contact met ander weefsel dan de tanden vermijden.
- Zuur voedsel/sappen kunnen gevoeligheid veroorzaken bij nuttiging onmiddellijk na het bleken.
- Er kan irritatie van het tandvlees optreden als het gebruikt wordt voor personen met parodontale aandoeningen.
- De tandbleekproducten ver buiten het bereik van kinderen houden.
- Vermijd contact met de huid, de slijmvliezen en de ogen. Bij contact MET DE OGEN: de ogen zorgvuldig vele minuten lang spoelen en een arts raadplegen. MET DE HUID/DE SLIJMVLIEZEN: met overvloedig water wassen. Bij irritatie een arts raadplegen.
- Bij inslikken van kleine hoeveelheden is het product niet schadelijk, anders een arts raadplegen.
- Enkele patiënten kunnen gevoeligheid of irritatie van het tandvlees ervaren. Het gaat doorgaans om lichte verschijnselen van voorbijgaande aard maar in enkele gevallen kan behandeling door de tandarts nodig zijn.

Hurtig tandblegning efter tandrensning

BlancOne® CLICK er en hurtig blegebehandling efter tandhygiejne. Denne behandling er en meget populær opgradering af tandhygiejnesessionen til en meget lav pris og på kun 10 minutter.

BlancOne® CLICK er designet til at fremme en komplet blegebehandling (Touch eller Ultra) og som et salgsfremmende og markedsføringsværktøj til klinikken.

BlancOne® Whitening System

BlancOne® ARCUS-lampen og fotokemiske BlancOne®-blegegeler (ULTRA, TOUCH, CLICK) er designet til at fungere problemfrit sammen og spiller en afgørende rolle for at sikre brugerens sikkerhed og en vellykket blegeproces. ARCUS-lampen er udelukkende beregnet til fotokemiske BlancOne-blegegeler og må ikke bruges alene. På samme måde er disse geler specifikt formuleret til at blive aktiveret med BlancOne® ARCUS-lampen.

De fotokemiske BlancOne®-geler (ULTRA, TOUCH, CLICK) kræver aktivering med BlancOne® ARCUS-lampen for at opretholde brugerens sikkerhed og optimere resultaterne. De særlige egenskaber ved ARCUS-lampen, såsom dens bølgelængde og intensitet, er afgørende for en effektiv aktivering af disse geler. Brugere skal beskyttes med BlancOne® CARE-udstyr til øjne, ansigt og læber.

Tandlæger skal modtage uddannelse og certificering for at sikre, at de forstår og er forpligtet til at følge sikkerhedsprotokollerne med BlancOne® In-Office Whitening System. Den autoriserede forhandler er ansvarlig for at levere eller facilitere denne uddannelse og certificering og sikre, at alle systemoperatører opfylder lokale standarder for ekspertise og overholdelse.

Hvis der opstår væsentlige bivirkninger med BlancOne® Whitening System, skal disse indberettes til den autoriserede forhandler. Forhandleren er derefter ansvarlig for at dokumentere hændelsen grundigt og indberette den til de relevante nationale sundhedsmyndigheder og IDS Spa. Almindelige virkninger som mild og midlertidig følsomhed eller tandkødsirritation kræver dog ikke indberetning.

BRUGSANVISNING

A) Klargøring af gelen

1. Fjern hætterne på de to sprøjter (blegegel og aktiveringsgel), og forbind dem ved hjælp af luer-lock-konnektoren.
2. Tryk forsigtigt på stemplet på den ene sprøjte for at presse gelen helt ind i den anden sprøjte.
3. Tryk nu på stemplet på sprøjten med gelen, og før det ind i den tomme sprøjte.
4. Gentag den procedure, der er beskrevet i det foregående trin, indtil de to geler (blegning og aktivering) er helt blandet, så der dannes én homogen gel.
5. Fjern konnektoren fra sprøjten med gelen, og fastgør applikatorspidsen.

B) Klargøring af patienten

1. Patienten skal udstyres med en BlancOne®-mundåbner med tungeholder, og derefter indsættes cylindriske tamponer over og under læberne for at isolere dem fra det område, der skal behandles.
2. Spytfilmen fjernes med en børste, brug evt. en blanding af vand og pimpsten. BRUG IKKE polerpasta eller produkter, der indeholder fluor. Skyl og tør af.
3. Mål patientens første hvide nuance ved hjælp af nuanceguiden.

C) Blegebehandling

1. Tryk forsigtigt på stemplet på sprøjten med blegegelen for at påføre gelen på overfladen af alle de tænder, der skal bleges.
2. Aktiver blegegelen i 10 minutter med blåt lys.
3. Fjern den overskydende blegegel ved hjælp af en cylinderformet vatrulle, og sug gelresterne væk. Skyl med luft/vand-sprøjten.

ADVARSEL! Den aktiverede gel vil være temmelig tyktflydende. Hvis sugetuden bliver tilstoppet, skal gelresterne suges ud med rigelige mængder vand.

BEMÆRK: Tandkødsranden kan være en smule rød nogle steder, men dette er en midlertidig effekt, der forsvinder i løbet af ca. en time.

D) Afslutning af behandlingen

1. Brug nuanceguiden til at måle den endelige hvide nuance på patientstænder.
2. Fjern mundåbneren, og skyl patientens mund.

Fotoaktivering af gelen

BlancOne®-blegegeler kræver en passende lyskilde til den fotokemiske aktivering.

For at garantere det ideelle blegeresultat anbefaler vi BlancOne® ARCUS-blegelampe, som med 10 kraftige 5W LED-lys garanterer fuld aktivering af gelen samtidig på begge buer, herunder siderne, inden for kort tid.

Hovedet på BlancOne® ARCUS-lampen skal placeres vinkelret på tænderne i en afstand af 5-10 cm fra munden for at sikre god ventilation.

Brug af andre blegelamper kan reducere virkningen af behandlingen, kræve længere tid

eller i nogle tilfælde helt undlade at aktivere blegegelen.

ANBEFALET AKTIVERINGSTID

Udstyrets	effekt	type for aktiverings	tid
BlancOne® ARCUS-lampe	250 mW/cm ²	samtidig på begge buer i	10 minutter

EU-ADVARSLER

- 5,6 % af H₂O₂ frigives.
- Må ikke anvendes til personer under 18 år.
- Må kun sælges til tandlæger.
- Må kun anvendes af tandlæger eller under deres direkte tilsyn, hvis et tilsvarende sikkerhedsniveau er sikret. Først efterfølgende kan den stilles til rådighed for patienten til afslutning af behandlingscyklussen.

FORHOLDSREGLER

- Det er obligatorisk at foretage en tandundersøgelse før blegning.
- Blegning vil ikke lysne porcelænskroner og tandrestaureringer.
- I mindst 6 timer efter blegeproceduren må der ikke anvendes tobaksprodukter, og der må ikke drikkes kaffe eller rødvin.
- Ikke beregnet til gravide kvinder. Kontakt lægen, hvis du ammer.
- Gelen må ikke sluges. Undgå kontakt med andet væv end tænder.
- Syreholdige madvarer/juicer kan forårsage tandfølsomhed, hvis de indtages kort tid efter blegning.
- Der kan opstå irritation af tandkødsvævet, hvis det anvendes til personer med paradentose.
- Hold børn på afstand af tandblegemidler.
- Undgå kontakt med hud, slimhinder og øjne. Ved kontakt med ØJNENE: Skyl øjnene grundigt med vand i flere minutter, og søg lægehjælp.
PÅ HUDEN/SLIMHINDER: Vask med rigelige mængder vand. Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation.
- Hvis produktet indtages i små mængder, er det ufarligt. Ellers kontakt en læge.
- Nogle brugere kan opleve tandfølsomhed eller irritation af tandkødet. Selvom disse i de fleste tilfælde er milde og forbigående, kan det være nødvendigt at behandle dem hos en tandlæge.

Nopea hampaidenvalkaisu hampaiden puhdistuksen jälkeen

BlancOne® CLICK on nopea valkaisuhoito suuhygieniakäynnin yhteydessä vastaanotolla.

BlancOne® CLICK valkaisee hampaat välittömästi ja edullisesti vain 10 minuutissa. BlancOne® CLICK on suunniteltu myynninedistämistuotteeksi valkaisuhoidoille (TOUCH ja ULTRA) ja se toimii myynninedistämis- ja markkinointityökaluna vastaanotoilla.

BlancOne®-valkaisu järjestelmä

BlancOne® ARCUS -valo ja fotokemialliset BlancOne-valkaisugeelit (ULTRA, TOUCH, CLICK) on suunniteltu toimimaan yhdessä saumattomasti, ja niillä on olennainen rooli käyttäjän turvallisuuden ja valkaisu prosessin onnistumisen takaamisessa. ARCUS-valo on tarkoitettu yksinomaan fotokemiallisille BlancOne®-valkaisugeeleille, eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi yksin. Samoin nämä geelit on valmistettu erityisesti aktivoitavaksi BlancOne® ARCUS -valon kanssa.

Fotokemialliset BlancOne®-geelit (ULTRA, TOUCH, CLICK) tulee aktivoida BlancOne® ARCUS -valolla käyttäjän turvallisuuden ja optimaalisten tulosten takaamiseksi. ARCUS-valon erityisominaisuudet, kuten sen aallonpituus ja voimakkuus, ovat olennaisen tärkeitä näiden geelien aktivoinnin kannalta. Käyttäjien tulee suojata silmät, kasvat ja huulet BlancOne® CARE -varusteilla.

Hammaslääketieteen ammattilaisten on käytävä koulutus ja hankittava sertifiointi, joka osoittaa, että he ovat ymmärtäneet BlancOne® In-Office Whitening System -järjestelmien käyttöön liittyvät turvallisuusprotokollat ja että he sitoutuvat noudattamaan niitä. Valtuutetun jälleenmyyjän tehtävä on tarjota ja järjestää tämä koulutus ja sertifiointi ja varmistaa, että kaikki järjestelmän käyttäjät vastaavat paikallisia asiantuntemusta ja vaatimustenmukaisuutta koskevia standardeja.

Jos BlancOne® Whitening System -järjestelmän käytön yhteydessä tapahtuu merkittäviä haittatapahtumia, niistä tulee ilmoittaa valtuutetulle jälleenmyyjälle. Jälleenmyyjän tulee dokumentoida haittatapahtumat kattavasti ja ilmoittaa niistä vastaaville kansallisille terveysviranomaisille ja IDS Spa:lle. Tavallisista vaikutuksista, kuten lievistä ja väliaikaisesta herkkydestä tai ikenien ärsytyksestä, ei tule ilmoittaa.

KÄYTTÖOHJEET

A) Valkaisugeelin valmisteleminen

1. Irrota kahden ruiskun (valkaisugeeli ja aktivointigeeli) korkit ja liitä ne yhteenluer-lock-liitimellä.
2. Työnnä varovasti toisen ruiskun männästä, jotta geeli siirtyy kokonaan toiseen ruiskuun.
3. Työnnä nyt geeliä sisältävän ruiskun mäntää ja siirrä se tyhjän ruiskuun.
4. Toista edellisessä vaiheessa kuvattu toimenpide, kunnes kaksi geeliä (valkaisuaine ja aktivaattori) ovat täysin sekoittuneet, jolloin muodostuu yksi homogeeninen geeli.
5. Irrota geeliä sisältävän ruiskun liitin ja kiinnitä applikaattorin kärki.

B) Potilaan valmistelu

1. Laita potilaalle BlancOne® suunaukipitäjä, jossa on osa kielen poissa pitämiseksi ja lisää sen jälkeen tarvittaessa vanurullia ylä- ja alahuulen alle eristämään ne hoidettava alueesta.
2. Poista biofilmi harjalla: käytä tarvittaessa vesi- hohkakiviseosta. Älä käytä kiillotuspasta tai fluoria sisältäviä tuotteita. Huuhtelee ja kuivaa.
3. Määritä värikartan avulla potilaan hampaiden alkusävy.

C) Valkaisuhoito

1. Työnnä varovasti valkaisugeelin sisältävän ruiskun mäntää levittääksesi geeliä kaikkien valkaistavien hampaiden pinnalle.
2. Aktivoi valkaisugeeliä 10 minuutin ajan sinisellä valolla.
3. Poista ylimääräinen valkaisugeeli vanurullalla ja tehoimulla. Huuhtelee huolellisesti ilma/ vesiruiskulla.

VAROITUS: aktivoitu geeli on melko sitkeää. Jos imukärki tukkeutuu, huuhtelee kärki imemällä runsaasti vettä.

HUOMAA: ikenien reunat voivat punoittaa joissakin kohdissa, mutta vaikutus on vain tilapäinen, ja katoaa noin tunnissa.

D) Hoidon lopettaminen

1. Määritä värikartan avulla potilaan hampaiden lopullinen sävy.
2. Poista suunaukipitjä potilaan suusta ja huuhtelee suu.

Geelin valoaktivointi

BlancOne®-valkaisugeelit vaativat sopivan valonlähteen valokemialliseen aktivointiin. Ihanteellisen valkaisuhoitojen takaamiseksi suosittelemme BlancOne® ARCUS-valkaisu-lampun käyttöä, jonka 10 tehokasta 5W led-valoa takaavat geelin täyden aktivoitumisen samanaikaisesti molemmilla kaarilla, mukaan lukien hampaiston sivuilla lyhyen ajan sisällä.

BlancOne® ARCUS-lampun valkaisuvaloyksikkö tulee sijoittaa kohtisuoraan hampaisiin nähden 5–10 cm:n etäisyydelle suusta hyvän ilmanvaihdon takaamiseksi.

Muiden valkaisuhoitojen käyttö saattaa heikentää hoidon tehoa, vaatii pidemmän ajan tai joissain tapauksissa valkaisuhoito saattaa epäonnistua kokonaan.

SUOSITELTU AKTIVOINTIAIKA

Laite	Teho	Aktivointityyppi	Aika
BlancOne® ARCUS-lamppu	250 mW/cm ²	samanaikaisesti molemmissa kaarissa	10 minuuttia

EUROOPAN UNIONIN VAROITUKSET

- Prosessin aikana vapautuu 5,6 % H₂O₂ (vetyperoksidi).
- Älä käytä alle 18-vuotiaille.
- Saa myydä vain laillistetuille suunhoidon ammattilaisille.
- Käytettävä vain laillistetun suunhoidon ammattilaisen toimesta tai heidän välittömässä valvonnassaan, jos riittävä turvallisuustaso varmistetaan. Vasta tämän jälkeen tuote voidaan antaa potilaan käyttöön hoitojakson loppuun suorittamiseksi.

VAROTOIMENPITEET

- Hammastarkastus on pakollinen ennen valkaisu.
- Valkaisu ei valkaise posliinikruunu ja tai hammaslääketieteellisiä restaurointeja.
- Vältä tupakka tuotteita, kahvia sekä punaviiniä kuusi tuntia valkaisuhoitojen jälkeen.
- Valkaisu ei ole tarkoitettu raskaana oleville naisille. Ota yhteys lääkäriin, jos imetat.
- Älä niele geeliä. Vältä kosketusta muiden kudosten kuin hampaiden kanssa.
- Happamat elintarvikkeet/mehut voivat aiheuttaa herkkyttä, jos niitä nautitaan pian valkaisuhoitojen jälkeen.
- Kudosten ärsytystä voi ilmetä, jos hampaiden valkaisu suoritetaan henkilölle, joilla on parodontiitti.
- Pidä hampaiden valkaisuhoitojen poissa lasten ulottuvilta.
- Vältä kosketusta ihon, limakalvojen ja silmien kanssa. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee silmiä varoen vedellä usean minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin.
- Jos tuotetta on nieltä pieninä määrinä, tuote on vaaratonta, muutoin ota yhteys lääkäriin.
- Joillain potilailla ikenet saattavat herkistyä tai ärtyä. Oireet ovat lieviä ja ohimeneviä useimmissa tapauksissa, mutta joskus hammaslääkärin hoito saattaa olla tarpeen.

Rask tannbleking etter tannrens

BlancOne[®] CLICK er en rask tannbleking etter tannpleie.

Denne behandlingen er tilbyr en svært populær oppgradering av tannpleiebehandlingen til en svært lav kostnad og på bare 10 minutter.

BlancOne[®] CLICK er utviklet for å fremme en komplett blekebehandling (Touch eller Ultra) og som et markedsføringsverktøy for klinikken.

BlancOne[®] blekebehandling

BlancOne[®] ARCUS-lampen og BlancOne fotokjemiske blekegeleer (ULTRA, TOUCH, CLICK) er utformet for en sømløs synergi, og er avgjørende for brukerens sikkerhet og en vellykket blekeprosess. ARCUS-lampen er utelukkende beregnet på BlancOne fotokjemiske blekegeleer og skal ikke brukes alene. På samme måte er geleene spesielt utviklet for å aktiveres med BlancOne[®] ARCUS-lampen.

BlancOne[®] fotokjemiske geleer (ULTRA, TOUCH, CLICK) krever aktivering med BlancOne ARCUS-lampen for å ivareta brukerens sikkerhet og optimalisere resultatene. ARCUS-lampens spesielle egenskaper, som bølgelengde og intensitet, er viktig for effektiv aktivering av disse geleene. Brukere bør beskyttes med BlancOne[®] CARE-utstyr for øyne, ansikt og lepper.

Tannleger må gjennomgå opplæring og sertifisering for å garantere at de forstår og forplikter seg til å følge sikkerhetsprotokoller ved bruk av BlancOne[®] blekebehandling hos tannlegen. Den autoriserte forhandleren har ansvar for å tilby eller legge til rette for denne opplæringen og sertifiseringen for å sikre at alle som bruker systemet oppfyller lokale standarder for kompetanse og samsvar.

Hvis det oppstår vesentlige bivirkninger med BlancOne[®] Whitening System, må dette rapporteres til autorisert forhandler. Forhandleren er deretter ansvarlig for å dokumentere hendelsen grundig og rapportere den til landets kompetente helsemyndigheter og IDS Spa. Vanlige effekter som mild og forbigående sensitivitet eller irritasjon i tannkjøttet trenger imidlertid ikke rapporteres.

BRUKSANVISNING

A) Klargjøring av gelen

1. Fjern hettene på de to sprøytene (blekegel og aktiveringsgel) og koble dem sammen med luer-lock-koblingen.
2. Skyv stampelet på den ene sprøyten forsiktig inn for å presse gelen helt inn i den andre sprøyten.
3. Skyv nå inn stampelet på sprøyten med gelen slik at gelen føres inn i den tomme sprøyten.
4. Gjenta operasjonen som er beskrevet i forrige trinn, til de to gelene (bleking og aktivator) er helt blandet, slik at det dannes én enkelt, homogen gel.
5. Fjern koblingen fra sprøyten med gelen og fest applikatortuppen.

B) Klargjøre pasienten

1. Pasienten bør utstyres med en BlancOne[®] munnspærre med tungesuppressor, og deretter bør sylindertamponger settes inn over og under leppene for å isolere dem fra området som skal behandles.
2. Fjern spytffilmen med en børste. Om nødvendig kan du bruke en blanding av vann og pimpstein. IKKE bruk poleringspasta eller produkter som inneholder florin. Skyll og tørk.
3. Mål pasientens opprinnelige hvitnyanse ved hjelp av fargeguiden.

C) Blekebehandling

1. Kyv forsiktig stempelet på sprøyten som inneholder blekegelen for å påføre gelen på overflaten til alle tennene som skal blekes.
2. Aktiver blekegelen i 10 minutter med blått lys.
3. Fjern overskytende blekegel med en sylindrisk vattpinne, og sug bort gelrestene. Skyll med luft/vann-sprøyten.

ADVARSEL: Den aktiverte gelen vil være ganske tett. Hvis suget blir tilstoppet, kan du suge av med rikelige mengder vann.

MERK: Tannkjøtttranden kan være litt rød enkelte steder, men dette er en midlertidig effekt som vil forsvinne etter ca. en time.

D) Behandlingslutt

1. Bruk fargeguiden til å måle den endelige hvitfargen på pasientenstener.
2. Fjern munnsperren og skyll pasientens munn.

Fotoaktivering av gelen

BlancOne® blekegeler krever en egnet lyskilde for fotokjemisk aktivering.

For å garantere et ideelt blekingsresultat anbefaler vi at du bruker BlancOne® ARCUS blekelampe, som er utstyrt med 10 kraftige 5 W LED-lys som garanterer full aktivering av gelen samtidig på begge buene, inkludert sidene, i løpet av kort tid.

Hodet på BlancOne® ARCUS-lampen skal plasseres vinkelrett på tennene med en avstand på 5–10 cm fra munnen for å sikre god ventilasjon.

Bruk av andre blekelamper kan redusere behandlingens effekt, kreve lengre tid eller i noen tilfeller ikke aktivere blekegelen helt.

ANBEFALET AKTIVERINGSTID

Utstyr	Strøm	Type aktivering	Tid
BlancOne® ARCUS-lampe	250 mW/cm ²	samtidig på begge buer	10 minutter

ADVARSLER FOR EU

- 5,6 % H₂O₂ frigis.
- Må ikke brukes av personer under 18 år.
- Skal kun selges til tannleger/tannpleiere.
- Skal kun brukes av tannleger eller under direkte tilsyn av tannlege hvis tilsvarende sikkerhetsnivå er sikret. Behandlingen kan deretter fullføres av pasienten.

FORSIKTIGHETSREGLER

- Tannundersøkelse er obligatorisk før bleking.
- Bleking vil ikke gjøre porselenskroner og tannrestaureringer lysere.
- Ikke bruk tobakksprodukter og ikke drikk kaffe eller rødvin i minst 6 timer etter blekingen.
- Må ikke brukes av gravide kvinner. Snakk med lege hvis du ammer.
- Gelen må ikke svelges. Unngå kontakt med annet vev enn tenner.
- Syreholdige matvarer/juicer kan forårsake følsomhet hvis de inntas kort tid etter bleking.
- Irritasjon i tannkjøttvev kan forekomme hvis det brukes hos personer med periodontal sykdom.
- Oppbevar tannblekingsprodukter utilgjengelig for barn.
- Unngå kontakt med hud, slimhinner og øyne. Ved kontakt med ØYNENE: Skyll øynene grundig med vann i flere minutter, og kontakt lege.
PÅ HUDEN / MYKE MEMBRANER: Vask med rikelige mengder vann. Søk legehjelp hvis det oppstår irritasjon.
- Hvis produktet svelges i små mengder, er det ufarlig. Hvis ikke må du kontakte lege.
- Noen brukere kan oppleve følsomhet eller irritasjon i tannkjøttet.
Selv om disse er milde og forbigående i de fleste tilfeller, kan det noen ganger være nødvendig med behandling hos tannlege.

Snabb klinikblekning efter tandrengöring

BlancOne[®] CLICK är en snabb tandhygienbehandling efter en blekning. Denna behandling erbjuder en mycket populär uppgradering av tandhygiensbesöket till en mycket låg kostnad och på bara 10 minuter.

BlancOne[®] CLICK har utformats för att främja en fullständig blekningsbehandling (Touch eller Ultra) och som ett reklam- och marknadsföringsverktyg för kliniken.

BlancOne[®] tandblekningssystem

BlancOne[®] ARCUS-lampan och BlancOne[®] fotokemiska blekningsgeler (ULTRA, TOUCH, CLICK) är utformade för att fungera smidigt tillsammans, vilket spelar en viktig roll för att säkerställa användarsäkerhet och framgång för blekningsprocessen. ARCUS-lampan är enbart avsedd för BlancOnes fotokemiska blekningsgeler och ska inte användas fristående. På samma sätt är dessa geler specifikt utformade för att aktiveras med BlancOne ARCUS-lampan.

BlancOnes fotokemiska geler (ULTRA, TOUCH, CLICK) kräver aktivering med BlancOne[®] ARCUS-lampan för att upprätthålla användarsäkerhet och optimera resultat. ARCUS-lampans distinkta funktioner, som dess våglängd och intensitet, är viktiga för att effektivt aktivera dessa geler. Användare ska skyddas med BlancOne[®] CARE-utrustning för ögon, ansikte och läppar.

Tandvårdspersonalen måste få utbildning och certifiering för att verifiera att de förstått och åtar sig att följa säkerhetsprotokollen vid användning av BlancOne[®] In-Office tandblekningssystem. Den auktoriserade återförsäljaren har ansvar för att tillhandahålla eller underlätta den här utbildningen och certifieringen, och se till att alla systemanvändare uppfyller lokala standarder gällande expertis och regelefterlevnad.

Om några betydande biverkningar inträffar med BlancOne[®] tandblekningssystem ska dessa rapporteras till den auktoriserade återförsäljaren. Återförsäljaren är sedan ansvarig för att dokumentera incidenten på ett omfattande sätt och rapportera den till lämpliga nationella hälsomyndigheter och IDS Spa. Vanliga effekter som mild och tillfällig känslighet eller irriterat tandkött behöver dock inte rapporteras.

BRUKSANVISNING

A) Förbereda gelen

1. Ta bort kåporna från de två sprutorna (blekningsgel och aktiveringsgel) och koppla ihop dem med hjälp av luer-lås-kopplingen.
2. Tryck försiktigt på kolven i den ena sprutan så att gelen pressas ut helt och hållet och in i den andra sprutan.
3. Tryck nu in kolven på sprutan med gelen och överför den till den tomma sprutan.
4. Upprepa proceduren, som beskrivs i det föregående steget, tills de två gelerna (blekande och aktivator) är helt blandade, vilket skapar en enda homogen gel.
5. Ta bort kopplingen från sprutan med gelen och fäst applikatorspetsen.

B) Förbereda patienten

1. Patienten ska förses med en BlancOne[®]-munspärr med tungspatel och sedan ska cylindriska medicinska tamponger sättas in ovanför och under läpparna för att isolera dem från det område som ska behandlas.
2. Ta bort salivskiktet med en borste. Använd vid behov en blandning av vatten och pimpsten.
Använd INTE polermedel eller produkter, som innehåller fluor. Skölj och torka.
3. Mät patientens ursprungliga vita nyans med hjälp av nyansguiden.

C) Blekningsbehandling

1. Tryck försiktigt på kolven i sprutan som innehåller blekningsgelen för att applicera gelen på ytan på alla tänder som ska blekas.
2. Aktivera blekningsgelen i 10 minuter med blått ljus.
3. Ta bort överskottet av blekningsgel med hjälp av en cylindrisk bomullsrulle och sug bort gelrester genom att skölja med luft-/vattensprutan.

VARNING: Den aktiverade gelen kommer att vara ganska tät. Om sugpipen blir igen-täppt suger du upp rikligt med vatten.

Obs! Tandköttskanten kan bli lite röd på vissa punkter, men detta är en tillfällig effekt som kommer att försvinna efter ungefär en timme.

D) Avslutning av behandlingen

1. Använd nyansguiden för att mäta den slutliga nyansen av vitt på patientens tänder.
2. Ta bort munspärren och skölj patientens mun.

Fotoaktivering av gelen

BlancOne®-blekningsgelen kräver en lämplig ljuskälla för den fotokemiska aktiveringen. För att garantera ett perfekt blekresultat rekommenderar vi användning av en BlancOne® ARCUS-bleklampa, som är utrustad med tio kraftfulla LED-lampor på 5 W och som säkerställer fullständig aktivering av gelen samtidigt på båda bågarna inklusive sidorna inom den förväntade korta tiden.

Huvudet på BlancOne® ARCUS-lampan ska placeras vinkelrätt mot tänderna på ett avstånd av 5–10 cm från munnen för att säkerställa en god ventilation.

Användning av andra bleklampor skulle kunna minska behandlingens verkan, ta längre tid eller i vissa fall leda till att aktiveringen av blekningsgelen misslyckas helt och hållet.

REKOMMENDERAD AKTIVERINGSTID

Utrustning	Strömförsörjning	Typ av aktivering	Tid
BlancOne® ARCUS-lampa	250 mW/cm ²	samtidigt på båda bågarna	10 minuter

EU-VARNINGAR

- 5,6 % H₂O₂ frigörs.
- Får inte användas av personer under 18 år.
- Får endast säljas till tandvårdspersonal.
- Får endast användas av tandvårdspersonal under deras direkta handledning, om en likvärdig säkerhetsnivå är garanterad. Först då kan patienten få tillgång till materialet för att slutföra behandlingscykeln.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Det är obligatoriskt med en tandläkarundersökning före blekningen.
- Blekningen kommer inte att göra porslinskronor och tandlagningar ljusare.
- Undvik tobaksprodukter och att dricka kaffe eller rödvin i minst sex timmar efter blekningen.
- Får inte användas av gravida kvinnor. Kontakta läkare om du ammar.
- Svälj inte gelen. Undvik kontakt med andra vävnader än tänder.
- Sura livsmedel/juicer kan orsaka överkänslighet om de intas kort efter blekningen.
- Irritation av tandköttsvävnaden kan uppstå, om produkten används på personer med parodontal sjukdom.
- Förvara tandblekningsprodukter utom räckhåll för barn.
- Undvik kontakt med huden, slemhinnorna och ögonen. I händelse av kontakt med ÖGONEN: Skölj ögonen försiktigt med vatten i flera minuter och kontakta läkare/sök medicinsk rådgivning.

PÅ HUDEN/SLEMHINNOR: Tvätta med rikliga mängder vatten. Uppsök läkare/sök medicinsk rådgivning om irritation uppstår.

- Vid förtäring i små mängder är produkten ofarlig, kontakta annars läkare.
- Vissa användare kan uppleva känslighet eller irritation i tandkötet. Även om dessa symptom är lindriga och övergående i de flesta fall, kan det ibland krävas behandling utförd av en tandläkare.

Usuwanie przebarwień zębów

BlancOne® CLICK to szybkie rozjaśnianie zębów wykonywane po higienie jamy ustnej.

Ten zabieg zapewnia, przy bardzo niskich kosztach i w ciągu zaledwie 10 minut, tak bardzo pożądane uzupełnienie sesji higieny jamy ustnej.

BlancOne® CLICK został opracowany zarówno w celu promowania pełnego zabiegu wybielającego (Touch lub Ultra), jak również jako narzędzie do promocji i marketingu gabinetu.

System wybielający BlancOne®

Lampa BlancOne® ARCUS oraz fotochemiczne żele wybielające BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) są zaprojektowane tak, aby bezproblemowo ze sobą współpracować, odgrywając istotną rolę przy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownika oraz udanego procesu wybielania. Lampa ARCUS jest przeznaczona wyłącznie do stosowania z fotochemicznymi żelami wybielającymi BlancOne® i nie może być stosowana samodzielnie. Żele mają tak dobraną formułę, że są aktywowane tylko przez lampę BlancOne ARCUS.

Żele fotochemiczne BlancOne (ULTRA, TOUCH, CLICK) wymagają aktywacji pod lampą BlancOne ARCUS, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika oraz optymalizację wyników. Kluczem do efektywnej aktywacji tych żeli są specjalne cechy lampy ARCUS, takie jak długość fali oraz natężenie. Użytkownicy powinni stosować ochronę oczu, twarzy i ust BlancOne® CARE.

Stomatolodzy muszą przejść szkolenie i uzyskać certyfikat w celu potwierdzenia, że rozumieją protokoły bezpieczeństwa i przestrzegają ich podczas korzystania z gabinetowego systemu wybielania BlancOne®. Autoryzowany dealer odpowiada za zapewnienie lub umożliwienie takiego szkolenia oraz certyfikacji, gwarantując, że wszyscy operatorzy tego systemu spełniają lokalne standardy dotyczące kwalifikacji oraz zgodności z przepisami.

Jeżeli podczas korzystania z systemu wybielającego BlancOne® wystąpią jakiegokolwiek poważne reakcje niepożądane, należy je zgłosić autoryzowanemu dealerowi. Następnie dealer zobowiązany jest do szczegółowego udokumentowania danego incydentu oraz zgłoszenia go do krajowych organów ds. ochrony zdrowia oraz IDS Spa. Natomiast powszechnie występujące skutki, np. łagodna i tymczasowa wrażliwość lub podrażnienie dziąseł nie wymagają zgłoszenia.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

A) Przygotować żel

1. Zdjąć zatyczki z dwóch strzykawk (z żelem wybielającym i żelem aktywującym) i połączyć strzykawkę ze sobą za pomocą łącznika luer lock.
2. Delikatnie nacisnąć tłok jednej strzykawki, tak aby żel został całkowicie wciśnięty do drugiej strzykawki.
3. Następnie nacisnąć tłok strzykawki z żelem, przenosząc go do pustej strzykawki.
4. Powtarzać poprzednią czynność, aż oba żele (wybielający i aktywujący) całkowicie się zmieszają, tworząc jednorodny żel (ok. 20 razy).
5. Odczepić pełną strzykawkę z żelem od łącznika i zamontować końcówkę aplikatora.

B) Przygotować pacjenta

1. Umieścić w jamie ustnej pacjenta rozwierak BlancOne® z blokadą języka oraz nad i pod wargami umieścić cylindryczne tampony, aby oddalić wargi od obszaru poddawane zabiegowi.
2. Usunąć płytkę nazębną za pomocą szczoteczki, można użyć również mieszanki wody i pumeksu, NIE używać past polerskich ani produktów z fluorem. Wyplukać i osuszyć.
3. Przy użyciu kolonika określić początkowy odcień bieli zębów pacjenta.

C) Zabieg wybielający

1. Delikatnie naciskając tłok strzykawki z żelem wybielającym, nanieść żel do linii na powierzchnię wszystkich zębów, które mają być rozjaśnione.

2. Fotoaktywować żel wybielający niebieskim światłem.
3. Usunąć większą część żelu wybielającego za pomocą bawełnianego wálka. Resztę materiału odessać i splukać strzykawkó-dmuchawką.
 UWAGA: aktywny żel będzie dość gęsty. W przypadku zatkania dyszy ssawnej, zassać dużą ilość wody w celu rozcieńczenia materiału.
 UWAGA: w niektórych miejscach linia dziąseł może być delikatnie zabarwiona na czerwono. To efekt przejściowy i zniknie w ciągu godziny.

D) Zakończenie zabiegu

1. Przy użyciu kolornika określić końcowy odcień bieli zębów pacjenta.
2. Zdjąć rozwierak i poprosić pacjenta o przepłukanie jamy ustnej.

Fotoaktywacja żelu

Żele wybielające BlancOne® wymagają odpowiedniego źródła światła do fotochemicznej aktywacji.

W celu zapewnienia skutecznego efektu rozjaśnienia zalecamy stosowanie lampy do wybielania BlancOne® ARCUS, która – wyposażona w 10 mocnych lamp LED o mocy 5 W – zapewnia pełną i jednoczesną aktywację żelu na obu łukach, w tym na elementach bocznych, w krótkim przewidzianym czasie.

Głowicę lampy BlancOne® ARCUS należy umieszczać prostopadle do zębów w odległości 5–10 cm od jamy ustnej, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

Stosowanie innych lamp wybielających może zmniejszyć skuteczność zabiegu, zabieg może trwać dłużej, a niektóre lampy mogą wcale nie aktywować żelu wybielającego.

ZALECANE CZASY AKTYWACJI

Urządzenie	Moc	Rodzaj aktywacji	Czas
Lampa BlancOne® ARCUS	250 mW/cm ²	jednoczesna na obu łukach	10 minut

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UNII EUROPEJSKIEJ

- Wydzielanie 5,6% H₂O₂.
- Nie stosować u osób poniżej 18 roku życia.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do sprzedaży do gabinetów stomatologicznych.
- Zabiegi mogą wykonywać wyłącznie lekarze dentyści lub wyznaczony przez nich personel, jeśli zagwarantowany jest równoważny poziom bezpieczeństwa. Dopiero po pierwszym zabiegu można przekazać produkt pacjentowi w celu dokończenia cyklu wybielania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed wybielaniem należy przeprowadzić badanie stomatologiczne.
- Wybielanie nie działa na korony porcelanowe i materiały do odbudowy zębów.
- Po procesie wybielania nie używać produktów zawierających tytoń; nie pić kawy ani czerwonego wina przez co najmniej 6 godzin.
- Wybielanie nie jest zalecane dla kobiet w ciąży. W czasie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie połykać żelu. Unikać kontaktu z tkankami innymi niż zęby.
- Kwaśne jedzenie / soki mogą powodować nadwrażliwość, jeśli spożywane będą zaraz po rozjaśnianiu.
- W przypadku stosowania u osób z chorobami przyzębia może wystąpić podrażnienie tkanki dziąsłowej.
- Przechowywać produkty do rozjaśniania zębów w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikać kontaktu ze skórą, błoną śluzową i oczami.
 W przypadku kontaktu Z OCZAMI: dokładnie płukać oczy wodą przez wiele minut i skontaktować się z lekarzem. ZE SKÓRĄ / BŁONAMI ŚLUZOWYMI: przemyć dużą ilością wody. W przypadku podrażnienia należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku połknięcia niewielkich ilości produkt nie jest szkodliwy, w przeciwnym razie należy skonsultować się z lekarzem.
- Niektórzy pacjenci mogą odczuwać nadwrażliwość lub podrażnienie dziąseł. Są to zazwyczaj łagodne i przejściowe stany, ale w niektórych przypadkach mogą wymagać konsultacji z lekarzem stomatologiem.

Rychlé ošetření po hygieně

BlancOne® CLICK je rychlé bělení po dentální hygieně. Toto ošetření nabízí velmi oblíbené vylepšení dentální hygieny za velmi nízkou cenu a za pouhých 10 minut.

BlancOne® CLICK byl navržen k propagaci kompletního bělení (Touch nebo Ultra) a jako propagační a marketingový nástroj pro ordinaci.

Systém bělení BlancOne®

Lampa BlancOne® ARCUS a fotochemické bělicí gely BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) jsou navrženy tak, aby spolu bez problémů vzájemně spolupůsobily a hrály klíčovou roli při zajištění bezpečnosti uživatele a úspěšnosti procesu bělení. Lampa ARCUS je určena výhradně pro fotochemické bělicí gely BlancOne® a nesmí se používat samostatně. Stejně tak jsou tyto gely speciálně vyvinuty pro aktivaci pomocí lampy BlancOne® ARCUS.

Fotochemické gely BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) vyžadují aktivaci pomocí lampy BlancOne® ARCUS, aby byla zachována bezpečnost uživatele a bylo dosaženo optimálních výsledků. Pro účinnou aktivaci těchto gelů jsou zásadní odlišné vlastnosti lampy ARCUS, například její vlnová délka a intenzita. Uživatelé by měli být chráněni pomůckami BlancOne® CARE pro oči, obličej a rty.

Zubní lékaři a kvalifikovaný personál musí absolvovat školení a certifikaci, aby se ujistili, že rozumí bezpečnostním protokolům a zavázali se k jejich dodržování při používání systému bělení BlancOne® v ordinaci. Autorizovaný prodejce je pověřen zajištěním nebo zprostředkováním tohoto školení a certifikací a zajištěním, že všichni obsluhující pracovníci systému splňují místní standardy odbornosti a dodržování předpisů.

Pokud se u bělicího systému BlancOne® vyskytnou závažné nežádoucí účinky, je třeba je nahlásit autorizovanému distributorovi. Prodejce je pak zodpovědný za komplexní zdokumentování incidentu a jeho nahlášení příslušným národním zdravotnickým orgánům a společnosti IDS Spa. Běžné účinky, jako je mírná a dočasná citlivost nebo podráždění dásní, však není nutné hlásit.

NÁVOD K POUŽITÍ

A) Příprava gelu

1. Odstraňte uzávěry obou stříkaček (bělicí gel a aktivační gel) a spojte je pomocí konektoru luer-lock.
2. Jemně zatlačte na píst jedné stříkačky, aby se gel zcela vytlačil do druhé stříkačky.
3. Nyní stiskněte píst stříkačky s gelem a přeneste jej do prázdné stříkačky.
4. Opakujte postup popsany v předchozím kroku, dokud se oba gely (bělicí a aktivní) zcela nepromíchají a nevytvoří se jeden homogenní gel.
5. Odstraňte konektor z injekční stříkačky s gelem a připojte aplikační špičku.

B) Příprava pacienta

1. Pacientovi by měl být nasazen rouček BlancOne® s kleštěmi na jazyk a poté by mu měly být nad a pod rty vloženy válcovité tampony, aby byly izolovány od ošetřované oblasti.
2. Odstraňte slinný povlak kartáčkem; v případě potřeby použijte směs vody a pemzy. NEPOUŽÍVEJTE leštící pasty ani přípravky obsahující fluor. Opláchněte a osušte.
3. Pomocí průvodce odstíny změňte počáteční odstín bílé barvy pacienta.

C) Bělení

1. Jemně zatlačte na píst injekční stříkačky s bělicím gelem a naneste gel na povrch všech bělených zubů.
2. Fotoaktivujte bělicí gel modrým světlem.

3. Odstraňte přebytečný bělicí gel pomocí válcovitého válečku z bavlny a zbytky gelu odsajte a opláchněte stříkačkou vzduch/voda.

UPOZORNĚNÍ: Aktivovaný gel bude poměrně hustý. Pokud se sací hrdlo ucpe, odsajte velké množství vody.

POZNÁMKA: okraj dásně může být na některých místech mírně červený, ale jedná se o dočasný efekt, který zmizí přibližně do jedné hodiny.

D) Ukončení léčby

1. Pomocí průvodce odstínem změřte konečný odstín bílé barvy zubů pacienta.
2. Odstraňte rouбіk a vypláchněte pacientovi ústa.

Fotoaktivace gelu

Bělicí gely BlancOne® vyžadují pro fotochemickou aktivaci vhodný zdroj světla.

Pro zaručení ideálního výsledku bělení doporučujeme použít bělicí lampu BlancOne®ARCUS, která je vybavena 10 výkonnými 5W LED světly a zaručuje plnou aktivaci gelu současně na obou obloucích včetně boků v krátkém čase.

Hlava lampy BlancOne® ARCUS by měla být umístěna kolmo k zubům ve vzdálenosti 5-10 cm od úst, aby byla zaručena dobrá ventilace.

Použití jiných bělicích lamp může snížit účinnost ošetření, vyžadovat delší dobu nebo v některých případech zcela selhat při aktivaci bělicího gelu.

DOPORUČENÁ DOBA AKTIVACE

Vybavení	Power	Typ aktivace	Čas
Lampa BlancOne® ARCUS	250 mW/cm ²	současně na obou obloucích	10 minut

VAROVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

- Uvolní se 5,6 % H₂O₂.
- Nepoužívat u osob mladších 18 let.
- Prodává se pouze zubním lékařům.
- Používat pouze zubní lékaři nebo pod jejich přímým dohledem, pokud je zajištěna rovnocenná úroveň bezpečnosti. Pouze v takovém případě může být k dispozici pacientovi, aby mohl dokončit léčbu.

PŘEDPISY

- Před bělením je nutné absolvovat zubní prohlídku.
 - Bělení nezesvětluje porcelánové korunky a zubní náhrady.
 - Nejméně 6 hodin po bělení nepoužívejte tabákové výrobky a nepijte kávu nebo červené víno.
 - Není určeno pro těhotné ženy. Pokud kojíte, poraďte se s lékařem.
 - Gel nepolykejte. Vyhněte se kontaktu s jinými tkáněmi než zuby.
 - Kyselá potraviny/šťávy mohou způsobit citlivost, pokud jsou konzumovány krátce po bělení.
 - Při použití u osob s parodontálním onemocněním může dojít k podráždění dásní.
 - Přípravky na bělení zubů uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Zabraňte kontaktu s kůží, sliznicemi a očima. Při zasažení očí: oči několik minut pečlivě vyplachujte vodou a vyžádejte si lékařskou pomoc.
- NA KŮŽI / MUCOUS MEMBRANES: omyjte velkým množstvím vody. Pokud dojde k podráždění, vyžádejte si lékařskou pomoc.
- Při požití malého množství je přípravek neškodný, jinak se poraďte s lékařem.
 - U některých uživatelů se může vyskytnout citlivost nebo podráždění dásní.
- I když jsou ve většině případů mírné a přechodné, někdy může být nutné ošetření u zubaře.

Rýchle ošetrovanie po hygiene

BlancOne® CLICK je rýchle bielenie po dentálnej hygiene. Toto ošetrovanie ponúka veľmi obľúbené vylepšenie dentálnej hygiene za veľmi nízku cenu a len za 10 minút.

BlancOne® CLICK bol navrhnutý na podporu kompletného bielenia (Touch alebo Ultra) a ako propagačný a marketingový nástroj pre ordináciu.

Bieliaci systém BlancOne®

Lampa BlancOne® ARCUS a fotochemické bieliace gély BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) sú navrhnuté tak, aby bez problémov spolupracovali a zohrávali kľúčovú úlohu pri zaistení bezpečnosti používateľa a úspešnosti bieliaceho procesu. Lampa ARCUS je určená výlučne pre fotochemické bieliace gély BlancOne® a nesmie sa používať samostatne. Rovnako sú tieto gély špeciálne vyvinuté na aktiváciu pomocou lampy BlancOne® ARCUS.

Fotochemické gély BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) vyžadujú aktiváciu pomocou lampy BlancOne® ARCUS, aby sa zachovala bezpečnosť používateľa a dosiahli optimálne výsledky. Na účinnú aktiváciu týchto gélov sú nevyhnutné rôzne vlastnosti lampy ARCUS, ako napríklad jej vlnová dĺžka a intenzita. Používatelia by mali byť chránení pomôckami BlancOne® CARE na oči, tvár a pery.

Zubní lekári a kvalifikovaný personál musia absolvovať školenie a certifikáciu, aby sa uistili, že rozumejú bezpečnostným protokolom a zaväzujú sa ich dodržiavať pri používaní bieliaceho systému BlancOne® v ordinácii. Autorizovaný predajca je zodpovedný za poskytnutie alebo sprostredkovanie tohto školenia a certifikácie a za zabezpečenie toho, aby všetok personál obsluhujúci systém spĺňal miestne normy odbornej spôsobilosti a dodržiavania predpisov.

Ak sa pri používaní bieliaceho systému BlancOne® vyskytnú závažné vedľajšie účinky, treba ich nahlásiť autorizovanému distribútorovi. Distribútor je potom zodpovedný za komplexné zdokumentovanie udalosti a jej nahlásenie príslušným štátnym zdravotníckym orgánom a spoločnosti IDS Spa. Bežné účinky, ako je mierna a dočasná citlivosť alebo podráždenie ďasien, však nie je potrebné hlásiť.

NÁVOD NA POUŽITIE

A) Príprava gélu

1. Odstráňte uzávery oboch injekčných striekačiek (bieliaci gél a aktivačný gél) a spojte ich konektorom luer-lock.
2. Jemne stlačte piest jednej injekčnej striekačky, aby ste úplne vtlačili gél do druhej injekčnej striekačky.
3. Teraz stlačte piest striekačky s gélom a preneste ho do prázdnej striekačky.
4. Opakujte postup opísaný v predchádzajúcom kroku, kým sa oba gély (bieliaci a aktívny) úplne nepremiešajú a nevytvorí sa jeden homogénny gél.
5. Odstráňte konektor z gélovej striekačky a pripojte aplikačnú špičku.

B) Príprava pacienta

1. Pacientovi by sa mal nasadiť roubič pomocou kliešťov na jazyk BlancOne® a potom by sa mali nad a pod pery vložiť valcovité tampóny, aby sa izolovali od ošetrovanej oblasti.
2. Odstráňte slinný povlak pomocou kefy; v prípade potreby použite zmes vody a pemzy. NEPOUŽÍVAJTE leštiace pasty ani výrobky obsahujúce fluorid. Opláchnite a osušte.
3. Pomocou sprievodcu odtieňom zmerajte počiatočný odtieň bielej farby pacienta.

C) Bielenie

1. Jemne stlačte piest injekčnej striekačky s bieliacim gélom a naneste gél na povrch všetkých bielených zubov.
2. Fotoaktivujte bieliaci gél modrým svetlom.
3. Prebytočný bieliaci gél odstráňte valcovitým bavlneným valčekom, odsajte zvyšný gél a opláchnite striekačkou vzduch/voda.

POZNÁMKA: Aktivovaný gél bude pomerne hustý. Ak sa nasávacie hrdlo upchá, odsajte veľké množstvo vody.

KOMENTÁR: okraj ďasna môže byť na niektorých miestach mierne červený, ale ide o dočasný efekt, ktorý zmizne približne do hodiny.

D) Ukončenie liečby

1. Pomocou sprievodcu odtieňom zmerajte konečný odtieň bielej farby zubov pacienta.
2. Odstráňte roubík a vypláchnite pacientovi ústa.

Fotoaktivačný gél

Bieliace gély BlancOne® vyžadujú na fotochemickú aktiváciu vhodný zdroj svetla.

Na zaručenie ideálneho výsledku bielenia odporúčame používať bieliacu lampu BlancOne® ARCUS, ktorá je vybavená 10 výkonnými 5W LED svetlami a zaručuje úplnú aktiváciu gélu súčasne na oboch zubných oblúkoch vrátane bokov v krátkom čase.

Hlavica lampy BlancOne® ARCUS by mala byť umiestnená kolmo na zuby vo vzdialenosti 5 až 10 cm od úst, aby sa zabezpečila dobrá ventilácia.

Použitie iných bieliacich lúčok môže znížiť účinnosť ošetrovania, vyžadovať dlhší čas alebo v niektorých prípadoch úplne zlyhať pri aktivácii bieliaceho gélu.

ODPORÚČANÝ ČAS AKTIVÁCIE

Zariadenie	Napájanie	Typ aktivácie	Čas
Lampa BlancOne® ARCUS	250 mW/cm ²	súčasne na oboch oblúkoch	10 minút

VAROVANIE EURÓPSKEJ ÚNIE

- Uvoľňuje sa 5,6 % H₂O₂.
- Nepoužívajte u osôb mladších ako 18 rokov.
- Predáva sa len zubným lekárom.
- Používajte len pod priamym dohľadom zubných lekárov, ak je zabezpečená rovnaká úroveň bezpečnosti. Iba v tomto prípade ho môže mať pacient k dispozícii na dokončenie ošetrovania.

PREDPISY

- Pred bielením sa vyžaduje zubné vyšetrenie.
- Bielenie nezosvetľuje porcelánové korunky a zubné náhrady.
- Minimálne 6 hodín po bielení nepoužívajte tabakové výrobky, nepite kávu ani červené víno.
- Nie je určené pre tehotné ženy. Ak dojdete, poraďte sa so svojim lekárom.
- Gél neprehĺtajte. Vyhnite sa kontaktu s inými tkanivami ako zubami.
- Kyslé potraviny/šľavy môžu spôsobiť citlivosť, ak sa konzumujú krátko po bielení.
- Pri používaní u osôb s parodontálnym ochorením môže dôjsť k podráždeniu ďasien.
- Prípravky na bielenie zubov uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte kontaktu s pokožkou, sliznicami a očami. V prípade kontaktu s očami: niekoľko minút dôkladne vyplachujte oči vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
NA KOŽU / MUCOUS MEMBRANES: umyte veľkým množstvom vody. Ak dôjde k podráždeniu, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri požití malého množstva je výrobok neškodný, v opačnom prípade sa poraďte s lekárom.
- U niektorých používateľov sa môže vyskytnúť citlivosť alebo podráždenie ďasien. Hoci sú vo väčšine prípadov mierne a dočasné, niekedy môže byť potrebné ošetrovanie zubným lekárom.

Gyors poszt-higiéniás kezelés

BlancOne® CLICK är en snabb tandhygienbehandling efter en blekning. Denna behandling erbjuder en mycket populär uppgradering av tandhygiensbesöket till en mycket låg kostnad och på bara 10 minuter.

BlancOne® CLICK har utformats för att främja en fullständig blekningsbehandling (Touch eller Ultra) och som ett reklam- och marknadsföringsverktyg för kliniken.

BlancOne® fehéritő rendszer

A BlancOne® ARCUS lámpát és a BlancOne fotokémiai fehéritő géleket (ULTRA, TOUCH, CLICK) együttes használatra fejlesztettük ki, ami döntő szerepet játszik a felhasználó biztonságának és a fehéritési folyamat sikerének biztosításában. Az ARCUS lámpa kizárólag a BlancOne fotokémiai fehéritő gélekhez való használatra szolgál, és önmagában nem használható. Hasonlóképpen, ezeket a géleket kifejezetten úgy alakították ki, hogy a BlancOne® ARCUS lámpával legyenek aktiválhatók.

A BlancOne® fotokémiai gélek (ULTRA, TOUCH, CLICK) a BlancOne® ARCUS lámpával történő aktiválást igénylik a felhasználó biztonsága és az eredmények optimalizálása érdekében. Az ARCUS lámpa sajátos jellemzői, mint például a fény hullámhossza és intenzitása, elengedhetetlenek a gélek hatékony aktiválásához. A felhasználókat a szem, az arc és az ajkak védelmére szolgáló BlancOne CARE eszközökkel kell védeni.

A fogászati szakembereknek képzésen és tanúsításon kell részt venniük, amely igazolja, hogy megértették BlancOne In-Office fehéritő rendszer használatára vonatkozó biztonsági előírásokat, és elkötelezettek azok betartása mellett. A hivatalos márkakereskedő feladata, hogy e képzést és tanúsítást biztosítsa vagy elősegítse, és gondoskodjon róla, hogy a rendszer minden kezelője megfeleljen a helyi követelményeknek a szakértelem és megfeleléség terén.

Amennyiben a BlancOne fehéritő rendszerrel kapcsolatban bármilyen jelentős mellékhatás jelentkezik, azt jelenteni kell a hivatalos márkakereskedőnek. Ezután a kereskedő felel az incidens részletes dokumentálásáért és a megfelelő nemzeti egészségügyi hatóságok és az IDS Spa felé történő jelentéséért. Az olyan gyakori hatások, mint az enyhe és átmeneti érzékenység vagy irritáció azonban nem igényelnek jelentést.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A) A gél előkészítése

1. Távolítsa el a kupakokat két fecskendőről (fehéritő gél és aktiváló gél), majd csatlakoztassa őket egymáshoz a luer-lock csatlakozó segítségével.
2. Óvatosan nyomja meg az egyik fecskendő dugattyúját, hogy a gél teljesen a másik fecskendőbe jusson.
3. Most nyomja meg a gél tartalmazó fecskendő dugattyúját, és helyezze át azt az üres fecskendőbe.
4. Ismétlje meg az előző lépésben leírt műveletet, amíg a két gél (fehéritő és aktivátor) teljesen összekeverednek, és egyetlen homogén gél alkotnak.
5. Vegye ki a csatlakozót a gél tartalmazó fecskendőből, és helyezze rá az applikátorhegyet.

B) A páciens előkészítése

1. A páciensre helyezzük fel a BlancOne nyelvtámaszt, majd hengeres tamponokkal szigeteljük el az ajkakát a kezelendő területtől.
2. A letapadt nyálréteget kefével távolítsa el; ha szükséges, használjon víz és habkő keveréket. NE használjon polírozó pasztákat vagy fluorid tartalmú termékeket! Öblítés után szárítsa meg a fogak felületét.
3. A színskála segítségével mérje meg a páciens kiindulási fogszint.

C) Fehéritő kezelés

1. Óvatosan nyomja meg a fogfehéritő gél tartalmazó fecskendő dugattyúját, hogy az ínre felhordja az anyagot. A teljes mennyiséget hordja fel a fehéritendő fog felszínére.
2. Világítsa meg a fehéritő gél a kék fényvel.

3. Távolítsa el a felesleges fehérítő gélt egy hengeres vattatekerccs segítségével, szívja le a gélt, valamint a maradványokat, majd öblítse le levegő/víz befecskendezésével.
FIGYELMEZTETÉS: Az aktivált gél meglehetősen sűrű lesz. A szívócső eltömődésének elkerülése miatt bőséges mennyiségű vízzel szívja le.
MEGJEGYZÉS: az íny széle néhány ponton enyhén vörös lehet, de ez csak átmeneti hatás, amely körülbelül egy órán belül eltűnik.

D) A kezelés vége

1. Használja az színskálát a páciens fogainak végleges fehérségének megméréséhez.
2. Vegye ki a nyelvtámaszt, és öblítse ki a páciens száját.

A gél foto-aktiválása

A BlancOne fogfehérítő gélek fotokémiai aktiválásához megfelelő fényforrásra van szükség.

Az ideális fogfehérítési eredmény garantálása érdekében javasoljuk a BlancOne® ARCUS lámpa használatát, amely 10 nagy teljesítményű 5W-os led izzóval felszerelve rövid időn belül garantálja a gél teljes aktiválódását egyszerre mindkét íven, beleértve az oldalsó területeket is.

A BlancOne® ARCUS lámpa fejét a fogakra merőlegesen kell elhelyezni, 5-10 cm távolságra a szájüregtől a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében.

Más fogfehérítő lámpák használata csökkentheti a kezelés hatékonyságát, hosszabb kezelési idő válhat szükségessé, vagy bizonyos esetekben egyáltalán nem aktiválja a fehérítő gélt.

AJÁNLOTT AKTIVÁLÁSI IDŐ

Készülék típusa	Teljesítmény	Aktiválás típusa	Idő
BlancOne® ARCUS-lámpa	250 mW/cm ²	egyidejűleg mindkét állcsonton	10 perc

EURÓPAI UNIÓS FIGYELMEZTETÉSEK

- 5,6 % H₂O₂ szabadul fel.
- 18 éves kor alatt nem használható.
- Kizárólag fogorvosoknak értékesíthető.
- Kizárólag fogorvosok közvetlen felügyelete alatt használható,
- vagy ha a felhasználás helyszínén ezzel egyenértékű biztonsági szint biztosított. Csak ezt követően lehet engedni, hogy a páciens egyedül végezze a kezelést.

FIGYELMEZTETÉSEK

- A fogászati vizsgálat kötelező a fogfehérítés előtt.
- A fogfehérítés nem világosítja a porcelán koronákat és fogpótlásokat.
- A fogfehérítési eljárás után legalább 6 órán keresztül ne használjon dohánytermékeket és ne igyon kávé vagy vörösbort.
- Terhes nőknek nem ajánlott. Szoptatás idején forduljon orvoshoz, és kérje ki a véleményét.
- Ne nyelje le a gélt. Kerülje a fogakon kívül más szövetekkel való érintkezést.
- A savas ételek/levek érzékenységet okozhatnak, ha röviddel a fehérítés után fogyasztják.
- Parodontális betegségben szenvedő pácienseknél történő használat esetén ínyszöveti irritáció léphet fel.
- A fogfehérítő termékeket tartsa távol a gyermekektől.
- Kerülje a bőrrel, nyálkahártyával és szemmel való közvetlen érintkezést.
 Szemmel való érintkezés esetén:
 néhány perccig óvatosan öblítse vízzel a szemet, majd kérjen orvosi tanácsot /ellátást.
- **BŐRREL/NYÁLKAHÁRTYÁVAL VALÓ ÉRINTKEZÉS:**
 bőséges mennyiségű vízzel mossuk le.
 Ha irritáció lép fel, kérjen orvosi tanácsot/ellátást.
- Kis mennyiségben lenyelve a termék ártalmatlan, ellenkező esetben forduljon orvoshoz.
- Egyes felhasználóknál érzékenység vagy ínyirritáció jelentkezhet.
 Bár ezek enyhék és a legtöbb esetben átmeneti, de néha szükség lehet fogorvosi utókezelésre.

Tratament rapid post igienă orală

BlancOne® CLICK este un produs pentru albire rapidă post-igienă orală.

Acest tratament oferă, la un cost foarte mic și în doar 10 minute, un upgrade foarte solicitat la ședința de igienă dentară.

BlancOne® CLICK a fost conceput atât pentru a promova un tratament complet de albire (Touch sau Ultra), cât și ca instrument promoțional și de marketing pentru cabinet

BlancOne® Sistem de albire

Lampa BlancOne® ARCUS și gelurile fotochimice de albire BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) sunt concepute pentru a funcționa perfect împreună, jucând un rol crucial în asigurarea siguranței utilizatorului și a succesului procesului de albire. Lampa ARCUS este destinată exclusiv gelurilor de albire fotochimică BlancOne și nu trebuie utilizată singură. În mod similar, aceste geluri sunt special formulate pentru a fi activate cu lampa BlancOne® ARCUS.

Gelurile fotochimice BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) necesită activarea cu lampa BlancOne ARCUS pentru a menține siguranța utilizatorului și a optimiza rezultatele. Caracteristicile distincte ale lămpii ARCUS, cum ar fi lungimea de undă și intensitatea acesteia, sunt esențiale pentru activarea eficientă a acestor geluri. Pacienții trebuie să fie protejați cu ajutorul mijloacelor de protecție BlancOne CARE pentru ochi, față și buze.

Profesioniștii din domeniul stomatologic trebuie să urmeze o instruire și să obțină o certificare pentru a verifica înțelegerea și angajamentul lor de a respecta protocoalele de siguranță atunci când utilizează în cabinet sistemul de albire BlancOne. Distribuitorul autorizat este însărcinat cu furnizarea sau facilitarea acestei instruirii și certificări, asigurându-se că toți operatorii de sistem îndeplinesc standardele locale de expertiză și conformitate.

În cazul în care apar reacții adverse semnificative cu sistemul de albire BlancOne, acestea trebuie raportate distribuitorului autorizat. Distribuitorul este apoi responsabil de documentarea completă a incidentului și de raportarea acestuia către autoritățile naționale de sănătate și către IDS Spa. Cu toate acestea, efectele comune, cum ar fi sensibilitatea ușoară și temporară sau iritarea gingiilor, nu necesită raportare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

A) Pregătiți gelul

1. Scoateți capacele celor două seringi (gel de albire și gel de activare) și conectați-le împreună utilizând conectorul luer lock.
2. Apăsăți ușor pistonul unei seringi, pentru a extruda complet gelul în cealaltă seringă.
3. Acum, apăsați pistonul seringii cu gel, transferându-l în seringă goală.
4. Repetați operațiunea anterioară până când cele două geluri (de albire și de activare) se amestecă complet, creând un gel omogen.
5. Deconectați seringă cu gel din conector și montați vârful aplicator.

B) Pregătiți pacientul

1. Puneți-i pacientului piesa bucală BlancOne® cu opritor pentru limbă și introduceți tampoane cilindrice deasupra și dedesubtul buzelor, pentru a îndepărta buzele de zona de tratament.
2. Îndepărtați pelicula salivară cu o periuță de dinți, dacă doriți să utilizați un amestec de apă și piatră ponce. NU UTILIZAȚI paste de lustruire sau produse cu fluor. Clătiți și uscați.
3. Identificați tonul de alb inițial al pacientului, utilizând scala de culori.

C) Tratament de albire

1. Apăsând ușor pistonul seringii cu gelul de albire, aplicați gelul pe suprafața tuturor dinților care urmează să fie albiți.
2. Fotografie activare gel de albire cu lumină albastră.
3. Îndepărtați cea mai mare parte a gelului de înălbire cu un rulou de vată și aspirați reziduu de gel clătind cu seringă cu aer/apă.

ATENȚIE: Gelul activat va fi destul de dens. În cazul în care duza de aspirație se înfundă, aspirați cu multă apă.

NOTĂ: gingia poate deveni ușor pigmentată în unele locuri; acest efect este temporar și va dispărea într-o oră.

D) Finalizarea tratamentului

1. Utilizând scala de culori, detectați tonul de alb final al pacientului.
2. Scoateți piesa bucală și clătiți pacientul.

Fotografie activare gel

Gelurile de albire BlancOne® necesită o sursă de lumină adecvată pentru activarea fotochimică.

Pentru a asigura rezultatul complet de albire, recomandăm utilizarea lămpii de albire BlancOne® ARCUS care – fiind echipată cu 10 LED-uri puternice de 5W – asigură activarea completă a gelului, simultan pe ambele arcade, inclusiv elementele laterale, în conformitate cu termenele scurte.

Capul lămpii BlancOne® ARCUS trebuie așezat perpendicular pe dinți, la o distanță de 5-10 cm de gură, pentru a asigura o bună ventilație.

Utilizarea altor lămpi de albire ar putea reduce eficacitatea tratamentului, ar putea dura mai mult timp sau, în unele cazuri, ar putea să nu activeze deloc gelul de albire.

TIMPI DE ACTIVARE RECOMANDAȚI

Dispozitiv	Putere	Tip de activare	Durată
Lampa de albire BlancOne® ARCUS	250 mW/cm ²	simultană pe ambele arcade	10 minute

AVERTISMENTE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ

- Eliberare de 5,6% H₂O₂.
- A nu se utiliza la persoane cu vârsta sub 18 ani.
- A se vinde exclusiv medicilor stomatologi.
- Destinat exclusiv utilizării de către sau sub supravegherea directă a medicilor stomatologi, dacă se asigură un nivel echivalent de siguranță. Doar după aceea poate fi pus la dispoziția pacientului pentru finalizarea ciclului de tratament.

PRECAUȚII

- Înainte de albire, este necesar un consult stomatologic.
- Albirea nu are niciun efect asupra coroanelor de porțelan și reconstrucțiilor dentare.
- Nu utilizați produse cu tutun; timp de cel puțin 6 ore după procesul de albire, nu beți cafea sau vin roșu.
- Nu este indicat femeilor însărcinate. În timpul alăptării, consultați medicul.
- Nu înghițiți gelul. Evitați contactul cu alte țesuturi decât dinții.
- Alimentele/sucurile acide pot provoca sensibilitate dacă sunt consumate imediat după albire.
- Iritația țesutului gingival poate apărea atunci când se utilizează la persoanele cu boală parodontală.
- Nu lăsați produsele de albire a dinților la îndemâna copiilor.
- Evitați contactul cu pielea, mucoasele și ochii. În caz de contact CU OCHII: clătiți bine ochii timp de câteva minute și consultați medicul. CU PIELEA/MUCOASELE: spălați bine cu apă. În caz de iritație, consultați medicul.
- Dacă este înghițit în cantități mici, produsul nu este dăunător; în caz contrar consultați medicul.
- Unii pacienți pot prezenta sensibilitate sau iritație la nivelul gingiilor. În general, acestea sunt efecte ușoare și tranzitorii, dar, în unele cazuri, pot necesita tratament din partea medicului stomatolog.

Быстрое отбеливание после гигиены полости рта

BlancOne® CLICK — процедура быстрого отбеливания после гигиены полости рта. Эта недорогая процедура занимает всего 10 минут, пользуется большой популярностью и дает возможность добиться еще лучшего результата после гигиены полости рта.

Процедура BlancOne® CLICK разработана для рекламного продвижения полной процедуры отбеливания (Touch или Ultra) и может служить в качестве рекламного и маркетингового инструмента для стоматологического кабинета.

Отбеливающая система BlancOne®

Лампа BlancOne® ARCUS и фотохимические отбеливающие гели BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) идеально работают вместе, они критически важны для безопасности пользователя и успешного отбеливания. Лампа ARCUS предназначена исключительно для фотохимических отбеливающих гелей BlancOne и не используется отдельно. Аналогично, состав гелей разработан специально таким образом, чтобы их активировала лампа BlancOne® ARCUS.

Для безопасности пользователя и достижения наилучших результатов следует активировать фотохимические гели BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) лампой BlancOne® ARCUS. Отличительные характеристики лампы ARCUS, в частности длина волны и интенсивность света, крайне важны для эффективной активации гелей. Пользователям необходимо применять средства защиты глаз, лица и губ BlancOne® CARE.

Стоматологи должны пройти обучение и сертификацию, чтобы они понимали и соблюдали описанные ниже протоколы безопасности при работе с системой отбеливания BlancOne для стоматологических кабинетов. Авторизованный дилер должен провести или помочь провести такое обучение и сертификацию, чтобы все операторы системы соблюдали местные стандарты работы, нормы и правила.

Если во время применения отбеливающей системы BlancOne возникнут значительные нежелательные реакции, следует сообщить о них авторизованному дилеру. После этого дилер обязан задокументировать всю информацию об инциденте и сообщить о нем в соответствующие государственные органы здравоохранения и в компанию IDS Spa. Однако о распространенных последствиях, например о незначительной временной чувствительности или раздражении десен, сообщать не требуется.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

А) Подготовка геля

1. Снимите колпачки с обоих шприцов (отбеливающего геля и геля-активатора) и соедините их вместе с помощью коннектора с люэровским замком.
2. Аккуратно надавите на поршень одного шприца и полностью выдавите гель в другой шприц.
3. Затем надавите на поршень шприца с гелем, чтобы переместить его в пустой шприц.
4. Повторяйте это действие, пока оба геля (отбеливатель и активатор) полностью не смешаются, образовав однородную массу.
5. Отсоедините шприц с гелем от коннектора и установите насадку-аппликатор.

В) Подготовка пациента

1. Поместите в ротовую полость пациента ретрактор BlancOne® с ограничителем языка и расположите цилиндрические тампоны под верхней и нижней губами, чтобы исключить их контакт с обрабатываемой зоной.
2. С помощью щетки удалите слюнную пленку; при необходимости используйте смесь воды с гранулами пемзы. НЕ используйте полировочные пасты или средства с фтором. Промойте и высушите ротовую полость.
3. С помощью направляющей теней определите изначальный оттенок белого для пациента.

С) Процедура отбеливания

1. Аккуратно надавите на поршень шприца с отбеливающим гелем и нанесите его на поверхность зубов, которые необходимо отбелить.
2. Проведите фотоактивацию отбеливающего геля с помощью синего света.
3. С помощью ватного тампона удалите основную часть отбеливающего геля и аспири-

руйте его остатки, используя для промывки шприц с воздухом/водой.

ВНИМАНИЕ! Активированный гель отличается достаточно плотной консистенцией. Если аспирационная насадка засорится, выполните аспирацию большим количеством воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: по краю десны могут возникать покраснения; это временное явление, которое пройдет в течение часа.

D) Завершение процедуры

1. С помощью направляющей тени определите финальный оттенок белого для пациента.
2. Извлеките ретрактор и попросите пациента прополоскать рот.

Фотоактивация геля

Для фотохимической активации отбеливающих гелей BlancOne требуется соответствующий источник света.

Для достижения максимального эффекта отбеливания рекомендуется использовать отбеливающую LED-лампу BlancOne® ARCUS, оснащенную 10 мощными светодиодами (5 Вт), которая обеспечивает полную активацию геля одновременно на обеих зубных дугах, включая боковые элементы, в течение короткого промежутка времени.

Отбеливающую головку LED-лампы BlancOne® ARCUS необходимо установить перпендикулярно зубам на расстоянии 5–10 см от рта пациента, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха.

Вследствие использования других отбеливающих ламп существует вероятность снижения эффективности процедуры, она может занять больше времени или, в некоторых случаях, отбеливающий гель может вообще не активироваться.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ АКТИВАЦИИ

Устройство	Мощность	Тип активации	Время
LED-лампа BlancOne® ARCUS	250 mW/cm ²	одновременно на обеих дугах	10 минут

ПРИМЕЧАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В СТРАНАХ ЕС

- Происходит выделение 5,6 % пероксида водорода (H₂O₂).
- Процедуру нельзя проводить лицам младше 18 лет.
- Средство предназначено для продажи только специалистам в области стоматологии.
- Средство предназначено только для использования специалистами в области стоматологии или под их непосредственным наблюдением (при условии обеспечения соответствующего уровня безопасности). Только после этого средство можно предоставить пациенту для завершения цикла процедур.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед отбеливанием необходимо пройти стоматологический осмотр.
- Отбеливание не оказывает влияния на фарфоровые коронки и зубные протезы.
- Не употребляйте продукты с табаком; не пейте кофе и красное вино в течение не менее 6 часов после процедуры отбеливания.
- Процедуру нельзя проводить во время беременности. По вопросам проведения процедуры в период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом.
- Не глотайте гель. Не допускайте контакта с любыми тканями, кроме зубных.
- Кислые продукты/соки могут вызвать повышенную чувствительность, если употреблять их сразу после отбеливания.
- У людей с заболеваниями пародонта после применения средства может возникать раздражение тканей десен.
- Храните средства для отбеливания зубов в недоступном для детей месте.
- Избегайте контакта с кожей и слизистыми оболочками, а также попадания в глаза. В случае ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА необходимо тщательно промыть их в течение нескольких минут и обратиться к врачу. В случае контакта С КОЖЕЙ/СЛИЗИСТЫМИ необходимо смыть средство большим количеством воды. В случае возникновения раздражения обратитесь к врачу.
- При проглатывании в небольших количествах средство не приносит вреда; в противном случае обратитесь к врачу.
- У некоторых пациентов может возникать повышенная чувствительность десен или раздражение. Как правило, эти явления слабо выражены и быстро проходят, но в некоторых случаях может потребоваться вмешательство стоматолога.

Ağız hijyeni sonrası hızlı tedavi

BlancOne® CLICK diş hijyeninden sonra yapılacak hızlı bir beyazlatma tedavisidir. Bu tedavi, çok düşük bir maliyetle ve sadece 10 dakikada diş hijyeni seansında çok memnun kalınan bir gelişme sunar.

BlancOne® CLICK hem kusursuz bir beyazlatma tedavisi (Touch veya Ultra) sağlamak hem de klinik için bir tanıtım ve pazarlama aracı olması için tasarlanmıştır.

BlancOne® Beyazlatma Sistemi

BlancOne® ARCUS lamba ve BlancOne fotokimyasal beyazlatıcı jeller (ULTRA, TOUCH, CLICK) birlikte kusursuz bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcı güvenliğinin sağlanmasında ve beyazlatma işleminin başarısında önemli bir rol oynar. ARCUS lamba BlancOne fotokimyasal beyazlatıcı jeller için özel olarak üretilmiştir ve tek başına kullanılamaz. Benzer şekilde bu jeller BlancOne® ARCUS lamba ile aktive olmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

BlancOne® fotokimyasal jeller (ULTRA, TOUCH, CLICK) kullanıcı güvenliğini sağlamak ve sonuçları optimize etmek için BlancOne® ARCUS lamba ile aktive edilmelidir. ARCUS lambanın dalga boyu ve yoğunluğu gibi ayırt edici özellikleri bu jelleri etkili bir şekilde aktive etmek için önemli faktörlerdir. Kullanıcıların göz, yüz ve dudak bölgeleri BlancOne CARE ekipmanı ile korunmalıdır.

Diş sağlığı uzmanlarının BlancOne® Muayenehanede Beyazlatma Sistemine ait güvenlik protokollerini anladıklarını ve bunlara uymalarını sağlamak için eğitim ve sertifikasyon almaları gerekir. Yetkili satıcı, tüm sistem operatörlerinin yerel uzmanlık ve uyumluluk standartlarını karşılamasını sağlayarak bu eğitimi ve sertifikasyonu sunmak veya bu konuda yardımcı olmak ile görevlidir.

BlancOne® Beyazlatma Sistemine herhangi önemli bir olumsuz reaksiyon gösterilmesi durumunda bu, yetkili satıcıya bildirilmelidir. Bu durumda satıcı durumu ayrıntılı bir şekilde belgelemekten ve bunu ilgili ulusal sağlık yetkililerine ve IDS Sp'a'ya bildirmekten sorumludur. Bununla birlikte, hafif ve geçici hassasiyet ya da diş eti tahrişi gibi yaygın etkilerin bildirilmesi gerekmez.

KULLANIM TALİMATLARI

A) Jeli hazırlama

1. İki şırınganın (beyazlatıcı jel ve aktivatör jel) kapaklarını çıkarın ve luer-lock konektörü kullanarak bunları birbirine bağlayın.
2. Tüm jeli diğer şırıngaya boşaltmak için bir şırınganın pistonuna hafifçe bastırın.
3. Ardından içinde jel bulunan şırınganın pistonuna bastırarak boş şırıngaya aktarın.
4. İki jel (beyazlatıcı ve aktivatör) homojen bir jel oluşturacak şekilde tamamen karışana kadar önceki işlemi tekrarlayın.
5. Konektörü içinde jel bulunan şırıngadan çıkarın ve aplikatörün ucunu takın.

B) Hastayı hazırlama

1. Hastaya dilinin hareket etmesini engelleyen BlancOne® ağız açma aparatını takın ve dudakları tedavi edilecek alandan uzakta tutmak için dudakların üstüne ve altına silindirik pedler yerleştirin.
2. Tükürük filmini bir fırça ile çıkarın, gerekirse su ve ponza taşı karışımını kullanın. Parlatıcı macunlar veya florürlü ürünler KULLANMAYIN. Durulayın ve kurulayın.
3. Renk yelpazesini kullanarak hastanın dişlerinin başlangıçtaki beyaz tonunu belirleyin.

C) Beyazlatma tedavisi

1. Diş jelini beyazlatma yapılacak tüm dişlerin yüzeyine uygulamak üzere içinde beyazlatma jeli bulunan şırınganın pistonuna hafifçe bastırın.
2. Beyazlatıcı jeli mavi ışıkla aktive edin.

3. Bir pamuk rulo kullanarak beyazlatıcı jelin fazlasını çıkarın ve hava/su şırıngası ile durularak jel kalıntılarını temizleyin.

DİKKAT: Aktive jel oldukça yoğun olacaktır. Aspirasyon aleti tıkanırsa içine bolca su çekin.

NOT: diş eti kenarının bazı noktalarında hafif kızarıklıklar oluşabilir, bu etki geçicidir ve bir saat içinde geçer.

D) Tedavinin sonu

1. Renk yelpazesini kullanarak hastanın dişlerinin sondaki beyaz tonunu belirleyin.
2. Ağız açma aparatını çıkarın ve hastaya ağızını çalkatın.

Jelin foto aktivasyonu

BlancOne® beyazlatma jelleri, fotokimyasal aktivasyon için uygun bir ışık kaynağı gerektirir.

En iyi beyazlatma sonucunu elde etmek için, öngörülen bekleme sürelerine uyarak, jelin yandaki dişler de dahil olmak üzere alt ve üst dişlerde aynı anda tam olarak aktivasyonunu sağlayan, 10 adet güçlü 5W LED ile donatılmış BlancOne® ARCUS beyazlatma lambasının kullanılması tavsiye edilir.

BlancOne® ARCUS lambasının başlığı, iyi bir havalandırma sağlamak için ağızdan 5-10 cm uzaklıkta dişlere dik olarak yerleştirilmelidir.

Farklı beyazlatma lambalarının kullanılması tedavinin etkinliğini azaltabilir, daha uzun süre gerektirebilir veya bazı durumlarda beyazlatma jelini etkinleştirmeyebilir.

ÖNERİLEN AKTİVASYON SÜRESİ

Cihaz	Güç	Aktivasyon Türü	Süre
BlancOne® ARCUS Lambası	250 mW/cm ²	alt ve üst dişlerde aynı anda	10 dakika

AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN UYARILAR

- %5,6 H₂O₂ salınır.
- 18 yaşından küçük kişilerin kullanımına uygun değildir.
- Yalnızca diş hekimlerine satılır.
- Yalnızca diş hekimleri tarafından veya eşdeğer bir güvenlik seviyesi sağlanmışsa diş hekimlerinin doğrudan gözetimi altında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak sonrasında tedavi döngüsünün tamamlanması için hastanın kullanımına sunulabilir.

ÖNLEMLER

- Beyazlatma işlemi öncesinde diş muayenesi yapılması gereklidir.
- Beyazlatma işlemi porselen kronlar ve diş restorasyonlarını etkilemez.
- Beyazlatma işleminden sonra en az 6 saat boyunca tütün ürünleri kullanmayın, kahve veya kırmızı şarap içmeyin.
- Hamile kadınlar için uygun değildir. Emzirme döneminde kullanım için bir doktora danışın.
- Jeli yutmayın. Diş dışındaki dokularla temasından kaçınınız.
- Beyazlatma işleminden hemen sonra asitli gıdalar/içecekler tüketilirse hassasiyete neden olabilir.
- Periodontal hastalığı olan kişilerde kullanıldığında diş eti dokusunda tahriş oluşabilir.
- Diş beyazlatma ürünlerini çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- Cilt, mukoza ve gözlerle temasından kaçınınız. GÖZLERLE temas durumunda birkaç dakika boyunca gözlerinizi iyice yıkayınız ve bir doktora danışınız. CİLTLE/MUKOZAYLA temas durumunda bol suyla yıkayınız. Tahriş oluşması durumunda, bir doktora danışınız.
- Ürün az miktarda yutulduğunda zararlı değildir, aksi takdirde doktora danışınız.
- Bazı hastalar diş eti hassasiyeti veya tahrişi yaşayabilir. Bunlar genellikle hafif ve geçici etkilidir ancak bazı durumlarda diş hekimine tedavisi gerekebilir.

معالجة سريعة بعد تنظيف الأسنان.

BlancOne® CLICK هي معالجة تبييض سريعة بعد تنظيف الأسنان. تقدم هذه المعالجة، بتكلفة منخفضة للغاية وفي غضون 10 دقائق فقط، تحسين مطلوبة بشدة لجلسة نظافة الأسنان.

تم تصميم BlancOne® CLICK لتحسين معالجة تبييض كاملة (Ultra أو Touch) وكأداة ترويجية وتسويقية للعيادة.

نظام التبييض BlancOne

يُعد مصباح BlancOne ARCUS وأنواع جل التبييض الضوئي الكيميائي من BlancOne (CLICK, TOUCH, ULTRA) مصممة لتعمل معاً بكل سلاسة، حيث تلعب دوراً أساسياً في ضمان سلامة المستخدمين ونجاح عملية التبييض. يُعد مصباح ARCUS مخصصاً بشكل حصري لأنواع جل التبييض الضوئي الكيميائي من BlancOne ولا يجب استخدامه بمفرده. وبنفس الطريقة، أنواع الجل هذه مُركبة تحديداً لتنشط مع مصباح BlancOne ARCUS.

تحتاج أنواع الجل الضوئية الكيميائية من BlancOne (CLICK, TOUCH, ULTRA) إلى التنشيط مع مصباح BlancOne ARCUS وذلك للحفاظ على سلامة المستخدمين وتحسين النتائج. تُعد الخصائص المميزة لمصباح ARCUS، مثل طوله الموجي وشدته، ضرورية لتنشيط هذه الأنواع من الجل بفعالية. يجب حماية المستخدمين باستخدام أدوات BlancOne CARE للعينين، والوجه والشفاه.

يجب أن يتلقى متخصصو طب الأسنان التدريب ويحصلوا على شهادة لضمان فهمهم والتزامهم باتباع إجراءات السلامة عند استخدام نظام التبييض BlancOne في العيادة. يتحمل البائع المعتمد مسؤولية تقديم هذا التدريب والشهادات أو تيسيره، بحيث يضمن أن جميع مشغلي النظام يستوفون بالمعايير المحلية للخبرة والامتثال.

إذا حدثت أي تفاعلات سلبية خطيرة عند استخدام نظام التبييض BlancOne، فيجب إبلاغ البائع المعتمد عن هذه التفاعلات. وعندئذ سيكون البائع مسؤولاً عن توثيق الحادث بشكل شامل والإبلاغ بها للهيئات الصحية المحلية المناسبة وIDS Spa. ومع ذلك، لا تحتاج الآثار الشائعة مثل الحساسية الخفيفة والمؤقتة أو تهيج اللثة إلى الإبلاغ عنها.

تعليمات الاستخدام

أ) تحضير الجل

1. يجب إزالة الأغذية من المحقنتين (جل التبييض والجل المنشط) وتوصيلها معاً باستخدام موصل قفل اللوير لوك.
2. ثم يتم الضغط برفق على مكبس محقنة واحدة ليقع الجل بالكامل في المحقنة الأخرى.
3. ثم يتم الضغط على مكبس المحقنة التي تحتوي على الجل لنقله إلى المحقنة الفارغة.
4. تُكرر العملية السابقة إلى أن يمتزج مستحضر الجل (المبيض والمنشط) تماماً لتكوين جل متجانس.
5. تُحرق المحقنة التي تحتوي على الجل من الموصل ثم يتم تركيب طرف أداة الوضع.

ب) إعداد المريض

1. يجب أن يرتدي المريض فتاحة الفم BlancOne* مع مثبت للسان ويجب إدخال ضمادات أسطوانية أعلى وأسفل الشفتين لتحريك الشفاه بعيداً عن منطقة المعالجة.
2. تتم إزالة طبقة اللعاب بفرشاة أسنان، وفي حالة الرغبة يتم استخدام خليط من الماء وحجر الخفاف. يجب عدم استخدام معاجين تلميع أو منتجات تحتوي على الفلور. يُشطف ويُجفف.
3. يتم تحديد درجة اللون الأبيض الأولية للمريض باستخدام لوحة الألوان.

ج) معالجة تبييض الأسنان

1. عن طريق الضغط بلطف على مكبس المحقنة التي تحتوي على جل التبييض، يتم وضع الجل على سطح كافة الأسنان المراد تبييضها.
2. يتم تنشيط جل التبييض بالضوء الأزرق.
3. يجب إزالة الجزء الأكبر من جل التبييض باستخدام بكرة قطنية وشطف بقايا الجل عن طريق الشطف باستخدام محقنة الهواء/الماء.

تنبيه: سيكون الجل المنشط سميكاً إلى حد ما. في حالة انسداد فوهة الشفط، يجب شفط الكثير من الماء. ملاحظة: قد تصبح حافة اللثة مصبوغة قليلاً باللون الأحمر في بعض النقاط، فهذا تأثير مؤقت وسيختفي خلال ساعة.

د) اختتام المعالجة

1. باستخدام لوحة الألوان يتم تحديد درجة اللون الأبيض النهائية للمريض.
2. يجب إزالة فتاحة الفم وشطف فم المريض.

تنشيط الجل ضوئياً

يتطلب جل التبييض من BlancOne مصدر ضوء مناسب للتنشيط الضوئي الكيميائي.

لضمان نتيجة التبييض الكاملة، نوصي باستخدام مصباح التبييض BlancOne ARCUS - المزود بـ 10 مصابيح ليد بقدرة 5 وات - فهو يضمن التنشيط الكامل للجل في وقت واحد على كلا القوسين، بما في ذلك العناصر الجانبية، مع مراعاة الأوقات القصيرة المستخدمة.

يجب وضع رأس المصباح BlancOne® ARCUS بشكل عمودي على الأسنان على مسافة 5-10 سم من الفم لضمان تهوية جيدة. قد يقلل استخدام مصابيح التبييض الأخرى من فعالية المعالجة، أو يستغرق أوقات أطول أو، في بعض الحالات، لا ينشط جل التبييض على الإطلاق.

أوقات التنشيط الموصى بها:

الجهاز	القدرة	نوع التنشيط	الزمن
مصباح BlancOne® ARCUS	250 ميغا وات / سم2	بالتزامن على كلا القوسين	10 دقائق

تحذيرات للاتحاد الأوروبي

- إطلاق 5,6% من بيروكسيد الهيدروجين (H_2O_2).
- يجب عدم استخدام المستحضر على أشخاص أقل من عمر 18 سنة.
- يُباع حصرياً لأخصائي الأسنان.
- مُخصص حصرياً للاستخدام بواسطة أخصائي الأسنان أو تحت إشرافهم المباشر إذا تم توفير مستوى . فقط لاحقاً يمكن إتاحتها للمريض لإكمال دورة العلاج.

معادل من الأمان.

- تدابير وقائية
- يلزم فحص الأسنان قبل التبييض.
- التبييض ليس له تأثير على التيجان الخزفية وترميم الأسنان.
- يجب عدم استخدام المنتجات التي تحتوي على التبيغ؛ يجب عدم شرب القهوة أو النبيذ الأحمر بعد عملية التبييض لمدة 6 ساعات على الأقل.
- لا يوصى به للحوامل. يجب استشارة الطبيب في حالة الرضاعة الطبيعية.
- يجب عدم ابتلاع الجل. يجب تجنب ملامسة الجل للأنسجة بخلاف الأسنان.
- قد تسبب الأطعمة/العصائر الحمضية حساسية إذا تم تناولها مباشرة بعد معالجة التبييض.
- قد يحدث تهيج لنسيج اللثة إذا تم استخدام الجل مع الأشخاص المصابين بأمراض اللثة.
- تُحفظ مستحضرات تبييض الأسنان بعيداً عن متناول الأطفال.
- يجب تجنب ملامسة المستحضر للبشرة، والأغشية المخاطية، والعيون. في حالة ملامسة المستحضر للعيون: يجب شطفهما جيداً لبضع دقائق واستشر الطبيب. في حالة ملامسة المستحضر للبشرة/الأغشية المخاطية: يجب غسله بكمية وفيرة من المياه.
- يجب استشارة الطبيب في حالة حدوث تهيج.
- إذا تم ابتلاع كميات صغيرة من المنتج، فهو لا يعد ضاراً، وفي حالة خلاف ذلك يجب استشارة الطبيب.
- قد يعاني بعض المرضى من حساسية أو تهيج في اللثة. هذه آثار خفيفة وعابرة بشكل عام، ولكنها في بعض الحالات قد تتطلب علاجاً من طبيب الأسنان.

BlancOne® CLICK هي معالجة تبييض سريعة بعد تنظيف الأسنان.

تقدم هذه المعالجة، بتكلفة منخفضة للغاية وفي غضون 10 دقائق فقط، تحسين مطلوبة بشدة لجلسة نظافة الأسنان.

تم تصميم BlancOne® CLICK لتحسين معالجة تبييض كاملة (Ultra أو Touch) وكأداة ترويجية وتسويقية للعبادة.

تعليمات الاستخدام

(أ) إعداد الجل

1. يجب إزالة الأغشية من المحقنتين (جل التبييض والجل المنشط) وتوصيلها معاً باستخدام موصل قفل اللوير لوك.

2. ثم يتم الضغط برفق على مكبس محقنة واحدة لبيث الجل بالكامل في المحقنة الأخرى.

3. ثم يتم الضغط على مكبس المحقنة التي تحتوي على الجل لنقله إلى المحقنة الفارغة.

BLANCONE®

 **blancone**

 **BlancOne Team PRO**

 **blancone_ids**

 **blancone**



IDS Spa

17100 Savona - Italy
Via Valletta San Cristoforo, 28/10
Tel. +39 019 862080
www.ids dental.it

www.blancone.eu

Rev.7.2 - Apr, 2024

