

Protective kit for the patient

BlancOne[®] SAFETY KIT is part of a line of BlancOne[®] accessories for the protection and comfort of the patient during in office whitening treatments with an arc light.

GB BlancOne[®] SAFETY KIT includes facial protections and gauze to protect the tissues both from the heat produced by the whitening lamp and from accidental burns resulting from the use of hydrogen peroxide in high percentages (BlancOne[®] ULTRA).

BlancOne[®] ARCUS

If used according to BlancOne[®] protocols, the whitening lamp BlancOne[®] ARCUS is safe for teeth and gums. However, we know that whitening lamps produce on the skin a heat similar to that of a tanning lamp. It's therefore **important to maintain a working distance of 5-10 cm between the lamp head and the patient's mouth**, this will allow air to circulate avoiding thus overheating which will result in a burning feeling on the patient's lips and face.

INSTRUCTIONS FOR USE (see images)

1. Insert the BlancOne[®] CHEEK RETRACTOR with tongue guard.
2. Fix the cheek retractor loops to the facial protection.

3. In case of BlancOne[®] ULTRA treatments, More protective gauze can be positioned (folded) instead of dental rolls to distance and insulate lips and cheeks from the application area of the whitening gel.
4. Cover the lower lip with a protective gauze. In the BlancOne[®] ULTRA treatments, it's necessary to apply BlancOne[®] GINGIVAL BARRIER along the gingival margin as per instructions for use.

Before activating the lamp BlancOne[®] ARCUS it's necessary to wear and have the patient wear protective goggles.

BlancOne[®] SAFETY KIT includes also Vitamin E Swabs to resolve soft tissue bleaching or irritation. Instructions:

- Hold the vitamin E swab vertical with the red line at the top
- Break along the red line and allow the vitamin E to slowly drain to the bottom of the swab
- Swab the lower saturated cotton portion on gums, lips, hands etc. as necessary.



1



2



3



4

Kit di protezione per il paziente

BlancOne® SAFETY KIT fa parte della linea di accessori per la protezione del paziente durante la procedura di sbiancamento dentale in studio con lampada ad arco.

IT BlancOne® SAFETY KIT include le protezioni facciali e le garze protettive per proteggere i tessuti sia dal calore prodotto dalla lampada sbiancante che da ustioni accidentali quando si usa perossido d'idrogeno ad elevate percentuali (BlancOne® ULTRA).

BlancOne® ARCUS

Usata secondo i protocolli BlancOne®, la lampada sbiancante BlancOne® ARCUS è sicura per denti e gengive. Tuttavia è noto che le lampade da sbiancamento producono sulla pelle un calore simile a quello di una lampada abbronzante.

E' quindi **importante ossevere una distanza lavoro di 5-10 cm tra la testata della lampada e la bocca del paziente**, questo consentirà all'aria di circolare evitando così il surriscaldamento che provoca una sensazione di bruciore sul volto e le labbra del paziente.

ISTRUZIONI D'USO

(vedi immagini)

1. Inserire l'apribocca BlancOne® CHEEK RETRACTOR con ferma lingua.
2. Agganciare agli archi dell'apribocca la protezione facciale.
3. Nei trattamenti BlancOne® ULTRA, rivestire il fer-

ma-lingua con garze protettive. Ulteriori garze protettive possono essere posizionate (ripiegate) al posto dei rulli salivari per distanziare e isolare labbra e guance rispetto all'area di applicazione dei gel sbiancanti.

4. Rivestire il labbro inferiore con una garza protettiva. Nei trattamenti BlancOne® ULTRA, applicare BlancOne® GINGIVAL BARRIER lungo il bordo gengivale seguendo le istruzioni d'uso.

Prima di attivare la lampada BlancOne® ARCUS indossare e far indossare al paziente gli occhiali protettivi.

BlancOne® SAFETY KIT include anche i tamponi con vitamina E per risolvere i problemi di decolorazione o irritazione dei tessuti molli.

Istruzioni:

- Tenere il tampone vitamina E verticale con la linea rossa in alto
- Rompere lungo la linea rossa e consentire alla vitamina E di drenare lentamente il fondo del tampone
- Strofinare la parte inferiore di cotone saturo su gengive, labbra, mani ecc. Secondo necessità.



1



2



3



4

Schutzkit für den Patienten

BlancOne[®] SAFETY KIT gehört der Zubehörlinie von BlancOne an und bietet dem Patienten Schutz und Komfort während der per Bogenlampe erfolgenden Zahnaufhellung in der Praxis.

DE Das BlancOne[®] SAFETY KIT beinhaltet Gesichtsschutz und Schutzstreifen für den Mund, so dass bei einer Verwendung von Peroxid in hohen Konzentrationen (BlancOne[®] ULTRA) Haut und Gewebe nicht nur vor der von der Aufhellungslampe erzeugten Wärme sondern auch vor eventuell ver-sehentlichen Verätzungen geschützt werden.

BlancOne[®] ARCUS

Die nach den BlancOne[®] Protokoll verwendete Bleaching-Lampe BlancOne[®] ARCUS ist für Zähne und Zahnfl eisich sicher.

Es ist bekannt, dass zur Zahnaufhellung verwendete Lampen die gleiche Wärme auf der Haut erzeugen wie Bräunungslampen.

Es ist deshalb wichtig, dass ein Arbeitsabstand von 5-10 cm zwischen Lampenvorderseite und Mund des Patienten eingehalten wird. Dies stellt sicher, dass genügend Luft zirkulieren kann und eine Überhitzung vermieden wird, die sonst auf Gesicht und Lippen des Patienten ein brennendes Gefühl verursachen könnte.

ANWENDUNG

(siehe Bilder)

1. Den Mundsperrer BlancOne[®] CHEEK RETRACTOR mit Zungenhalter einsetzen.
2. Den Gesichtsschutz unter den Seitenrändern des Mundsperrers festklemmen.

3. Bei den BlancOne[®] ULTRA Behandlungen den Zungenhalter mit den Mundschutzstreifen auskleiden. Weitere Schutzstreifen können (gefaltet) anstelle der Watterollen platziert werden, um einen Mindestabstand zwischen Lippen und Wangen und dem Bereich zu schaffen, in dem das Aufhellungsgel aufgetragen wird.
4. Die Unterlippe mit einem Schutzstreifen bedecken. Bei den BlancOne[®] ULTRA Behandlungen BlancOne[®] GINGIVAL BARRIER unter Befolgung der Anweisungen längs des Zahnfl eisichsrandes auftragen.

Bevor die BlancOne[®] ARCUS Lampe eingeschaltet wird, ist dem Patienten erst die Schutzbrille aufzusetzen.

Das BlancOne[®] SAFETY KIT enthält auch Vitamin E-Tupfer, um das Ausbleichen oder die Irritation von Weichgewebe zu beseitigen.

Anleitung:

- Halten Sie den Vitamin-E-Tupfer senkrecht mit der roten Linie oben
- Brechen Sie die rote Linie entlang und lassen Sie das Vitamin E langsam bis zum Boden des Abstrichs ablaufen
- Tupfen Sie den unteren gesättigten Baumwollenteil nach Bedarf auf Zahnfleisch, Lippen, Händen usw. Ab



1



2



3



4

Kit de protection pour le patient

BlancOne® SAFETY KIT fait partie de la ligne d'accessoires BlancOne pour la protection et pour le confort du patient durant le blanchiment des dents par lampe à arc au fauteuil.

FR BlancOne® SAFETY KIT inclut les protections pour le visage et les gazes de protection pour protéger les tissus contre la chaleur émise par la lampe blanchissante et contre les brûlures accidentelles susceptibles d'être provoquées par le peroxyde d'hydrogène utilisé à des concentrations élevées (BlancOne® ULTRA).

BlancOne® ARCUS

Utilisée d'après les protocoles BlancOne®, la lampe blanchissante BlancOne® ARCUS est sûre pour les dents et pour les gencives.

Cependant, nous savons que les lampes blanchissantes génèrent, sur la peau, une chaleur similaire à celle d'une lampe à bronzer.

Par conséquent, il est important de conserver une distance de travail de 5-10 cm entre la tête de la lampe et la bouche du patient pour que l'air puisse circuler,

évitant ainsi la surchauffe responsable de la sensation de brûlure sur le visage et sur les lèvres du patient.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

(voir photo)

1. Positionner l'ouvre-bouche BlancOne® CHEEK RETRAC-TOR avec rétention de la langue.

2. Bloquer la protection du visage par l'intermédiaire des arcs de l'ouvrebouche.

3. Pour les traitements BlancOne® ULTRA, couvrir l'appareil de rétention avec des gazes de protection.

Des gazes de protection supplémentaires peuvent être placées (pliées) à la place des rouleaux de coton pour écarter et pour isoler les lèvres et les joues de la zone d'application des gels blanchissants.

4. Couvrir la lèvre inférieure avec une gaze de protection. Pour les traitements BlancOne® ULTRA, appliquer BlancOne® GINGIVAL BARRIER sur le bord des gencives conformément aux instructions.

Avant d'allumer la lampe BlancOne® ARCUS, mettre les lunettes de protection et les faire porter aussi au patient.

BlancOne® SAFETY KIT comprend également des écouvillons de vitamine E pour éliminer le blanchissement ou l'irritation des tissus mous.

Instructions:

- Tenez l'écouvillon de vitamine E à la verticale avec le trait rouge en haut.
- Casser le long de la ligne rouge et laisser la vitamine E s'écouler lentement au fond du coton-tige
- Tamponnez la partie inférieure en coton saturé sur les gencives, les lèvres, les mains, etc., si nécessaire.



Kit de protección para el paciente

BlancOne® SAFETY KIT forma parte de la línea de accesorios BlancOne® para la protección y el confort del paciente durante los tratamientos de blanqueamiento en la consulta con lámpara de arco.

ES BlancOne® SAFETY KIT incluye las protecciones faciales y las gasas para proteger los tejidos tanto del calor que produce la lámpara blanqueadora como de las quemaduras accidentales que se pueden producir cuando se usa peróxido de hidrógeno en altos porcentajes (BlancOne® ULTRA).

BlancOne® ARCUS

La lámpara blanqueadora BlancOne® ARCUS, si se usa según los protocolos de BlancOne®, no supone ningún riesgo para los dientes ni para las encías.

De todas formas, se sabe que las lámparas de blanqueamiento producen en la piel un calor similar al de una lámpara bronceadora.

Por lo tanto, es importante trabajar dejando una distancia de 5-10 cm entre el cabezal de la lámpara y la boca del paciente. De esta forma, se permitirá que circule el aire, con lo que se evitará el sobrecalentamiento que provoca al paciente una sensación de ardor en el rostro y los labios.

INSTRUCCIONES DE USO (ver imagen)

1. Introducir el abrebocas BlancOne® CHEEK RETRAC-TOR con retenedor lingual.
2. Enganchar en los arcos del abrebocas la protección facial.

3. En el caso de los tratamientos BlancOne® ULTRA, recubrir el retenedor lingual con gasas protectoras. Se pueden colocar más gasas protectoras (plegadas) en lugar de rollos de algodón para distanciar y aislar los labios y las mejillas con respecto a la zona de aplicación de los geles blanqueadores.
4. Recubrir el labio inferior con una gasa protectora. En los tratamientos BlancOne® ULTRA, aplicar BlancOne® GINGIVAL BARRIER a lo largo del borde de la encía siguiendo las instrucciones de uso.

Antes de activar la lámpara BlancOne® ARCUS, ponerse gafas protectoras y pedir al paciente que se las ponga.

El KIT DE SEGURIDAD de BlancOne también incluye hisopos de vitamina E para resolver la decoloración o irritación de los tejidos blandos.

Instrucciones:

- Mantenga el hisopo de vitamina E vertical con la línea roja en la parte superior
- Rompa a lo largo de la línea roja y permita que la vitamina E drene lentamente hasta el fondo del hisopo
- Frote la parte inferior de algodón saturado en las encías, labios, manos, etc. según sea necesario



1



2



3



4

Kit de proteção do paciente

BlancOne® SAFETY KIT faz parte da linha de acessórios BlancOne® para a proteção e o conforto do paciente durante os procedimentos de branqueamento no consultório com lâmpada de arco.

PT Usada segundo os protocolos BlancOne, a lâmpada de branqueamento BlancOne® ARCUS é segura para os dentes e a gengiva.

Todavia, as lâmpadas para branqueamento produzem na pele um calor semelhante àquele de uma lâmpada de bronzeamento.

É importante deixar uma distância de 5-10 cm entre a cabeça da lâmpada e a boca do paciente, para permitir que o ar circule, evitando que ocorra um aquecimento excessivo e provoque uma sensação de queimação no rosto e nos lábios do paciente.

Para além disso, é importante, especialmente nos tratamentos intensivos TOUCH e ULTRA que preveem várias aplicações na mesma sessão, proteger do calor o rosto e os lábios do paciente.

O BlancOne® SAFETY KIT inclui as proteções faciais e as gazes de proteção, para proteger os tecidos do calor produzido pela lâmpada de branqueamento e de queimaduras acidentais quando é usado peróxido de hidrogénio de elevados percentuais (BlancOne® ULTRA).

INSTRUÇÕES DE USO (ver imagens)

1. Inserir o abre-boca BlancOne® CHEEK RETRACTOR com o bloqueador de língua.
2. Engatar nos arcos do abre-boca a proteção facial.

3. Nos tratamentos BlancOne® ULTRA, revestir o bloqueador de língua com as gazes de proteção.
4. Revestir o lábio inferior com uma gaze de proteção.

Outras gazes de proteção podem ser posicionadas (dobradas) em vez dos rolos salivares para distanciar e isolar os lábios e as bochechas em relação à área de aplicação dos géis branqueadores.

Nos tratamentos BlancOne® ULTRA, aplicar BlancOne® GINGIVAL BARRIER na gengiva, seguindo as instruções de uso.

Antes de ativar a lâmpada BlancOne ARCUS, usar e colocar no paciente os óculos de proteção.

O BlancOne® SAFETY KIT inclui também os tampões com vitamina E, para solucionar os problemas de descoloração ou irritação dos tecidos moles.

Instruções:

- Manter o tampão de vitamina E na posição vertical, com a linha vermelha para cima
- Quebrar ao longo da linha vermelha e permitir que a vitamina E drene lentamente o fundo do tampão
- Esfregar a parte inferior de algodão saturado nas gengivas, lábios, mãos, etc., de acordo com a necessidade.



1



2



3



4