



BLANCONE SEAL Sealer after bleaching

EN

Instructions for use

Product description

Smoking and drinking coffee or tea are habits that can quickly compromise the result of a teeth bleaching procedure. It is usually recommended to stop smoking and drinking coffee and tea for at least 72 hours after bleaching, when teeth are more likely to absorb new discolorations. Nevertheless it is a very difficult for patients to comply with such a limit.

BlancOne® SEAL is a silicone based, acid protecting varnish for sealing teeth after bleaching procedures. It forms a film that protects teeth from new discolorations from acidic food, coloring beverages and smoke, thus limiting new discolorations and making teeth bleaching more durable.

BlancOne® SEAL varnish contains Nano-Fluorapatite and Nano-Calciumfluoride. Nano-technology fluorapatite particles are known to enhance remineralization of tooth material. BlancOne® SEAL contains 2000 ppm (0.2 %) fluoride. BlancOne® SEAL is a one component and does not require etching. It builds a protective film, that can be renewed or repaired just as you like, if necessary. The application is easy and time saving. One kit is usually enough for approximately 20 patients.

The intense smell of BlancOne® SEAL volatilizes during drying within 1 minute.

BlancOne® SEAL contains ethylacetate. Ethylacetate is highly flammable. Keep away from sources of ignition. Avoid inhalation of ethylacetate vapour.

After eye contact rinse out with plenty of water and call an ophthalmologist. After contact with skin, wash with plenty of water and soap.

Avoid contamination of the BlancOne® SEAL with dirty disposable brushes.

Keep away from children!

Indications/Intended use

Sealing teeth after bleaching procedures

Performance features

The performance features of the product meet the requirements of the intended use.

Contraindications

Impressions with vinyl silicones can be made earliest 4 weeks after the treatment with BlancOne® SEAL.

Patient target group

Persons who are treated during a dental procedure.

Intended users

This medical device should only be used by a professionally trained dental practitioner.

Application of BlancOne® SEAL after teeth bleaching

1. Before application vigorous shake the bottle of BlancOne® SEAL.
2. During shaking listen to the glass bead inside the bottle.
3. Leave lip retractor in place to make application easier.
4. Remove gum protection, in case it was used during bleaching treatment.
5. Use disposable cups and applicators provided in the package, one dip is enough to cover approximately 3 teeth.
6. Close the bottle immediately after use.
7. Apply BlancOne® SEAL 2-3 times on each tooth in an even thin layer.
- If teeth have been bleached on the back, apply the varnish there as well.
- BlancOne® SEAL may advantageously be applied to tooth areas exposed by receding gums and in between teeth.

Limitation of Liability

Except where prohibited by law, SanaPro Dental GmbH will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

Description del producto

Fumar y beber café o té son hábitos que pueden comprometer rápidamente el resultado del blanqueamiento dental. En general, se recomienda no fumar y beber café o té durante 72 horas como mínimo después de realizar el tratamiento, que es cuando los dientes tienen mayor posibilidad de absorber nuevas discoloraciones. Sin embargo, es muy difícil para los pacientes cumplir con esta restricción.

BlancOne® SEAL es un barniz protector ácido con silicona para sellar los dientes después de los tratamientos de blanqueamiento. Forma una película que protege los dientes contra nuevas discoloraciones causadas por alimentos ácidos, cítricos, bebidas y el cigarrillo, limitando así de esta forma este fenómeno y prolongando el resultado del blanqueamiento dental.

BlancOne® SEAL contiene nano-fluorapatita y fluoruro nano de calcio. Se ha comprobado que las partículas de fluorapatita de nano-tecnología mejoran la remineralización del material dental. BlancOne® SEAL contiene 2000 ppm (0.2 %) de fluoruro.

BlancOne® SEAL es un componente y no requiere depósito. Forma una película protectora que, si fuese necesario, se puede renovar o reparar como lo deseas. La aplicación es fácil y veloz. En general, un kit es suficiente para aproximadamente 20 pacientes.

Indicaciones/uso previsto

Sellado de los dientes después de los procedimientos de blanqueamiento.

Características de rendimiento

Las prestaciones del producto cumplen los requisitos del uso previsto.

Contraindicaciones

Las impresiones con siliconas de adición (vinilo) se pueden realizar después de transcurridas 4 semanas de la conclusión del tratamiento con BlancOne® SEAL.

Grupo destinatario de pacientes

Personas que reciben tratamiento durante una intervención odontológica.

Obligación de notificación

Los incidentes graves según el Reglamento de Productos Sanitarios de la UE que se hayan producido en relación con este producto sanitario deben notificarse al fabricante y a la autoridad competente.

Garantía

BlancOne® SEAL garantiza que este producto estará libre de defectos en el material y la fabricación. SanaPro Dental GmbH no ofrece ninguna otra garantía, incluida una garantía implícita de comercialización o idoneidad para un propósito particular. El usuario es responsable de determinar la idoneidad del producto para el uso profesional. Si este producto es defectuoso dentro del período de garantía, su reparación o reemplazo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente.

Aplicación de BlancOne® SEAL después del blanqueamiento dental

1. Antes de la aplicación, agita energicamente el frasco de BlancOne® SEAL. Mientras agitas, escucha el ruido que hace la esfera de vidrio que está adentro del frasco.

2. Deje el separador labial colocado en la boca para facilitar la aplicación.

3. Retire la protección gingival si se uso durante el tratamiento de blanqueamiento.

4. Use los polílos y aplicadores desechables que se suministran con el producto. Una dosis (inmersión) es suficiente para cubrir aproximadamente 3 dientes.

5. Cierre el frasco inmediatamente después del uso.

6. Aplique BlancOne® SEAL directamente sobre la superficie dental limpia y seca. Evite el contacto con la mucosa.

7. Aplique 2-3 capas cada vez más delgadas de BlancOne® SEAL en cada diente.

Si los dientes se han blanqueado en la parte posterior, también aplique allí el barniz.

Limitación de responsabilidad

Excepto donde lo prohíba la ley, SanaPro Dental GmbH no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja de este producto, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría declarada, incluida la garantía, el contrato, la negligencia o la responsabilidad estricta.

Si los dientes se han blanqueado en la parte posterior, también aplique allí el barniz.

BLANCONE SEAL Selagem após o branqueamento

PT

Instruções de utilização

Product description

Let it dry for 1 minute or dry it gently in an oil free air stream.

8. Let it dry for 1 minute or dry it gentle in an oil free air stream.

9. Thoroughly rinse the patient's teeth after completing sealing.

Important remarks

In the first 2 hours after application of BlancOne® SEAL don't eat anything nor brush the teeth.

• Do not seal teeth if bleaching treatment is not completed. In case of follow-up with take home bleaching treatments, perform sealing after completion of home treatment.

• Air abrasion treatment is recommended before bleaching teeth that have been previously sealed.

• The intense smell of BlancOne® SEAL volatilizes during drying within 1 minute.

• BlancOne® SEAL contains 2000 ppm (0.2 %) fluoride.

BlancOne® SEAL is a one component and does not require etching. It builds a protective film, that can be renewed or repaired just as you like, if necessary. The application is easy and time saving. One kit is usually enough for approximately 20 patients.

The intense smell of BlancOne® SEAL volatilizes during drying within 1 minute.

• BlancOne® SEAL contains ethylacetate.

Ethylacetate is highly flammable.

Keep away from sources of ignition. Avoid inhalation of ethylacetate vapour.

After eye contact rinse out with plenty of water and call an ophthalmologist.

After contact with skin, wash with plenty of water and soap.

Avoid contamination of the BlancOne® SEAL with dirty disposable brushes.

Keep away from children!

Indications/Utilização prevista

Sealing teeth after bleaching procedures

Performance features

The performance features of the product meet the requirements of the intended use.

Contraindications

Impressions with vinyl silicones can be made earliest 4 weeks after the treatment with BlancOne® SEAL.

Patient target group

Persons who are treated during a dental procedure.

Intended users

This medical device should only be used by a professionally trained dental practitioner.

Application of BlancOne® SEAL after teeth bleaching

1. Before application vigorous shake the bottle of BlancOne® SEAL.
2. During shaking listen to the glass bead inside the bottle.
3. Leave lip retractor in place to make application easier.
4. Remove gum protection, in case it was used during bleaching treatment.
5. Use disposable cups and applicators provided in the package, one dip is enough to cover approximately 3 teeth.
6. Close the bottle immediately after use.
7. Apply BlancOne® SEAL 2-3 times on each tooth in an even thin layer.
- If teeth have been bleached on the back, apply the varnish there as well.
- BlancOne® SEAL may advantageously be applied to tooth areas exposed by receding gums and in between teeth.

Limitation of Liability

Except where prohibited by law, SanaPro Dental GmbH will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

Descrição do produto

Fumar y beber café o té son hábitos que pueden comprometer rápidamente el resultado del blanqueamiento dental. En general, se recomienda no fumar y beber café o té durante 72 horas como mínimo después de realizar el tratamiento, que es cuando los dientes tienen mayor posibilidad de absorber nuevas discoloraciones. Sin embargo, es muy difícil para los pacientes cumplir con esta restricción.

BlancOne® SEAL es un barniz protector ácido con silicona para sellar los dientes después de los tratamientos de blanqueamiento. Forma una película que protege los dientes contra nuevas discoloraciones causadas por alimentos ácidos, cítricos, bebidas y el cigarrillo, limitando así de esta forma este fenómeno y prolongando el resultado del blanqueamiento dental.

BlancOne® SEAL contiene nano-fluorapatita y fluoruro nano de calcio. Se ha comprobado que las partículas de fluorapatita de nano-tecnología mejoran la remineralización del material dental. BlancOne® SEAL contiene 2000 ppm (0.2 %) de fluoruro.

BlancOne® SEAL es un componente y no requiere depósito. Forma una película protectora que, si fuese necesario, se puede renovar o reparar como lo deseas. La aplicación es fácil y veloz. En general, un kit es suficiente para aproximadamente 20 pacientes.

Indicaciones/uso previsto

Sellado de los dientes después de los procedimientos de blanqueamiento.

Características de rendimiento

Las prestaciones del producto cumplen los requisitos del uso previsto.

Contraindicaciones

No se realizan impresiones con siliconas de adición (vinilo) se pueden realizar después de transcurridas 4 semanas de la conclusión del tratamiento con BlancOne® SEAL.

Aspectos importantes

Durante las primeras 2 horas posteriores a la aplicación de BlancOne® SEAL no se debe ingerir ningún alimento ni cepillarse los dientes.

• No sear durante 1 minuto o sequelo suavemente con un chorro de aire que no contenga acetato.

9. Enjuague bien los dientes del paciente después de completar la sellada.

Características de rendimiento

Las prestaciones del producto cumplen los requisitos del uso previsto.

Almacenamiento:

[No almacenar a una temperatura mayor que 25 °C (77 °F). No usar después de la fecha de vencimiento! Almacenar BlancOne® SEAL bien cerrado en un lugar ventilado.

Después de su uso, guarda BlancOne® SEAL en la bolsa de aluminio, protegido de la humedad.

Disposiciones

Elimina el producto de acuerdo con la normativa local.

Obligación de notificación

Este producto sanitario sólo debe ser utilizado por un odontólogo con formación profesional.

Aplicación de BlancOne® SEAL después del blanqueamiento dental

1. Antes de la aplicación, agita energicamente el frasco de BlancOne® SEAL. Mientras agitas, escucha el ruido que hace la esfera de vidrio que está adentro del frasco.

2. Deje el separador labial colocado en la boca para facilitar la aplicación.

3. Retire la protección gingival si se uso durante el tratamiento de blanqueamiento.

4. Use los polílos y aplicadores desechables que se suministran con el producto. Una dosis (inmersión)

es suficiente para cubrir aproximadamente 3 dientes.

5. Cierre el frasco inmediatamente después del uso.

6. Aplique BlancOne® SEAL directamente sobre la superficie dental limpia y seca. Evite el contacto con la mucosa.

7. Aplique 2-3 capas cada vez más delgadas de BlancOne® SEAL en cada diente.

8. Deje secar durante 1 minuto o sequelo suavemente con un chorro de aire que no contenga acetato.

9. Thoroughly rinse the patient's teeth after completing sealing.

Important remarks

In the first 2 hours after application of BlancOne® SEAL don't eat anything nor brush the teeth.

• Do not seal teeth if bleaching treatment is not completed. In case of follow-up with take home bleaching treatments, perform sealing after completion of home treatment.

• Air abrasion treatment is recommended before bleaching teeth that have been previously sealed.

• The intense smell of BlancOne® SEAL volatilizes during drying within 1 minute.

• BlancOne® SEAL is a one component and does not require etching. It builds a protective film, that can be renewed or repaired just as you like, if necessary. The application is easy and time saving. One kit is usually enough for approximately 20 patients.

The intense smell of BlancOne® SEAL volatilizes during drying within 1 minute.

• BlancOne® SEAL contains ethylacetate.

Eth

