



BLANCONE[®]

WASH

Teeth whitening mouthwash

EN

Collutorio sbiancante

IT



www.blancone.eu/pro

IDS Spa
17100 Savona - Italy - Via San Cristoforo, 28/10
Tel. +39 019 862080 - www.idsdental.it

Made in Greece

Rev. 0 - 11/12/25



Instructions for use

Read all this leaflet carefully before you start using this product. Keep this leaflet, you may need to read it again.

1. What is BlancOne® WASH and when use it

BlancOne® WASH is a mild antiseptic cleanser and teeth whitening mouthwash based on Carbamide Peroxide 5% (Hydrogen Peroxide 1,75%).

While hydrogen peroxide is very unstable and quickly deactivated by oral enzymes, BlancOne® WASH is based on Carbamide Peroxide which gradually splits into Urea and Hydrogen Peroxide ensuring a prolonged activity and oxygen release. In addition, urea is highly effective in degrading plaque biofilm where viruses can bind to.

BlancOne® WASH has a lightly viscous consistency providing a through cleansing action, limiting foaming and is spearmint flavored to allow a comfortable and prolonged rinsing (30-60"), necessary to ensure proper mouth cleansing, protection and micro bioload control.

BlancOne® WASH, used 1-2 times a day, will provide a whiter smile in 2 weeks.

BlancOne® WASH also includes Sodium Hyaluronate to nourish and protect soft tissues and has natural pH for tooth and gums.

BlancOne® WASH is completing and increasing the effectiveness of ORALSAN Chlorhexidine mouthwash providing extra antimicrobial protection and eliminating the possibility of staining the soft tissues of the oral cavity or tooth.

2. How to use

Use 10 mL of BlancOne® WASH for 30 sec, 1 - 2 times per day. Do not dilute with water. Spit out after the use and do not rinse the oral cavity.

3. Possible side effects

If you experience any of the following serious effects STOP using this product immediately: Urticaria, skin rash and itching, allergic reactions.

4. Storage

Keep out of the sight and reach of children. Do not store above 25°C. Store in original package. Do not use BlancOne® WASH after the expiry date stated on the label or carton.

5. Ingredients

Glycerin, Propylene Glycol, Aqua, Urea Peroxide, Sodium Hyaluronate, Disodium Edta, Carbomer, Hydroxyapatite (nano), Sodium Saccharin, Aroma, Limonene, Sodium Hydroxide

6. Packaging

Box - 6 Bottles of 250ml + 1 dispenser

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente questo foglio prima di iniziare a usare questo prodotto. Conserva questo foglio, potrebbe essere necessario rileggerlo.

1. Cos'è BlancOne® WASH e quando usarlo

BlancOne® WASH è un collutorio detergente blandamente antisettico e sbiancante a base di perossido di carbamide al 5% (perossido di idrogeno 1,75%).

Mentre il perossido di idrogeno è molto instabile e viene rapidamente disattivato dagli enzimi orali, BlancOne® WASH si basa sul perossido di carbamide che si divide gradualmente in urea e perossido di idrogeno garantendo una prolungata attività e rilascio di ossigeno. Inoltre, l'urea è molto efficace nel degradare il biofilm della placca cui i virus possono legarsi. BlancOne® WASH ha una consistenza leggermente viscosa che fornisce un'azione detergente profonda, limita la formazione di schiuma ed è aromatizzato alla menta piperita per consentire un risciacquo confortevole e prolungato (30-60"), necessario per garantire una corretta detersione e protezione e controllo del bio-carico nella bocca.

BlancOne® WASH, usato 1-2 volte al giorno, fornirà un sorriso più bianco in 2 settimane.

BlancOne® WASH include anche ialuronato di sodio per nutrire e proteggere i tessuti molli e ha un pH naturale per denti e gengive.

BlancOne® WASH completa ed incrementa l'azione del collutorio ORALSAN con clorexidina fornendo una protezione antibatterica estesa ed eliminando la tipica pigmentazione dei tessuti orali e dei denti.

2. Modalità d'uso

Utilizzare 10 ml di BlancOne® WASH per 30 sec, 1 - 2 volte al giorno. Non diluire con acqua. Sputare dopo l'uso e non risciacquare la cavità orale.

3. Possibili effetti collaterali

Se si verifica uno dei seguenti effetti gravi, interrompere immediatamente l'uso di questo prodotto: orticaria, eruzione cutanea e prurito, reazioni allergiche.

4. Conservazione

Tenere lontano dalla vista e dalla portata dei bambini. Non conservare a temperatura superiore ai 25 ° C. Conservare nella confezione originale. Non utilizzare BlancOne® WASH dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta o sulla scatola.

5. Ingredienti

Glycerin, Propylene Glycol, Aqua, Urea Peroxide, Sodium Hyaluronate, Disodium Edta, Carbomer, Hydroxyapatite (nano), Sodium Saccharin, Aroma, Limonene, Sodium Hydroxide

6. CONFEZIONAMENTO

Cartone - 6 Flaconi da 250ml + tappo dosatore