

Harvard TEMP C&B ist ein selbstanmischbares pastöses Compositmaterial in Kartuschen auf Methacrylatbasis. Es dient der Herstellung provisorischer Kronen und Brücken, Inlays, Onlays und Veneers, auch direkt am Patienten.

Das Material ist wegen seiner hohen Endhärte und Elastizität für die Herstellung von großen Brücken besonders geeignet. Die sehr gute Stabilität des ausgehärteten Materials zeigt sich besonders an dünnen Kronenrändern.

Harvard TEMP C&B ist methacrylatfrei. Seine Aushärtungstemperatur liegt unter 40 °C.

Nach der Fertigstellung schützt das Provisorium die präparierten Zähne gegen externe Einflüsse und erhält die Okklusion. Das ausgehärtete Provisorium zeigt sehr gute Biege- und Abrasionsfestigkeitswerte, eine geringe Polymerisationsschrumpfung und äußerste Präzision. Es zeichnet sich weiterhin durch eine gute Ästhetik, optimale Polierbarkeit, hohe Farbstabilität und natürliche Fluoreszenz aus.

Fehler an Provisorien, die mit Harvard TEMP C&B gefertigt wurden, können leicht behoben werden, da bereits abgebundenes Material sich mit frisch angemischtem Material und mit lichterhärtenden Compositen verbindet.

Zusammensetzung

Ungesättigter Ester, multifunktionelle Acrylate und Methacrylate, Malonylharnstoffderivate

Gegenanzeigen

Nicht bei Patienten mit bekannter Allergie auf Bestandteile von Harvard TEMP C&B verwenden.

Verarbeitung

1. Vorbereitung der Abformung
Es wird eine Situationsabformung mit additionsvernetzenden Silikonabformmassen bzw. mit Alginaten hergestellt. Zur Verbesserung der Stabilität des Provisoriums die Interdentalfahnen aus dem Abdruck herauschneiden.
2. Vorbereiten der Kartusche
Verschluss der Kartusche entfernen und verwerfen und beigelegte Mischkanüle 10:1 anbringen.
Dispenser mit der Harvard TEMP C&B-Kartusche bestücken.
Anmerkung: Vor jeder Anwendung sollte das erste, etwa erbsengroße Materialstück verworfen werden, um ein korrektes Mischergebnis zu erzielen. Die gebrauchte Mischkanüle verbleibt nach Gebrauch als Verschluss auf der Kartusche.
3. Applikation
 - 3.1 Situationsabdruck an den erforderlichen Stellen mit Harvard TEMP C&B befüllen. Der Abdruck erfolgt unter leichtem Druck. Die Mischkanüle immer im Material eingetaucht lassen, um Blasenbildung zu vermeiden.
 - 3.2 Den Abdruck im Mund positionieren.
Für die Schritte 3.1 und 3.2 stehen maximal 50 Sekunden zur Verfügung (Verarbeitungszeit).
 - 3.3 1-2 Minuten nach Einbringen in den Mund wird Harvard TEMP C&B zusammen mit dem Situationsabdruck von den Zähnen im Mund entfernt. Bei der Aushärtung am Modell erfolgt das Entfernen nach 3-4 Minuten.
Dabei sollte sich das Provisorium noch in einem plastischen Zustand befinden.
4. Härten und weitere Bearbeitung
Nach dem Entfernen von Materialüberschüssen wird das Formteil im 45 °C – 55 °C warmen Wasser einige Minuten gehärtet und dann bearbeitet.
Härtet die Masse bei Raumtemperatur aus, kann das Provisorium erst nach 6 min mit rotierenden Instrumenten bearbeitet und poliert werden.
Schleifstaub darf nicht eingeatmet werden! Mundschutz und / oder Absaugvorrichtung verwenden!
Die Inhibitionsschicht, die sich in Gegenwart von Luftsauerstoff auf der Oberfläche des Formteils bildet, muss vor der weiteren Bearbeitung mit einem geeigneten Lösungsmittel, z. B. Ethylalkohol, entfernt werden.
5. Befestigen
Zur Befestigung des Provisoriums sollte ein eugenolfreier Befestigungszement, z. B. Harvard TEMP, verwendet werden, da er die Aushärtung von später verwendeten Compositen nicht beeinträchtigt.
6. Reparatur eines Provisoriums
Kommt es wider Erwarten zu einem Bruch bei einem neu hergestellten Provisorium, können die Bruchstellen mit neuem Harvard TEMP C&B bestrichen und verklebt werden.
Bei bereits getragenen Provisorien sollten die Bruchstellen angeraut und mit Unterschnitten versehen werden. Anschließend werden die Bruchstellen mit Harvard TEMP C&B bestrichen und zusammengefügt. Die Aushärtung kann im warmen Wasser beschleunigt werden (s. Punkt 4).

Ablauf im Überblick:

Bis 50 s	Abdruck befüllen und Positionierung im Mund bei 23 °C
50 s – 3 min	Aushärtung im Mund bei 37 °C
3 – 4,5 min	Polymerisation bei ca. 50 °C
Ab 4,5 min	weitere Bearbeitungsschritte

Warnhinweise

- Haut-, Schleimhaut- und Augenkontakt vermeiden!
- Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife gründlich waschen!
- Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und gegebenenfalls einen Arzt konsultieren!
- Bei empfindlichen Patienten kann eine Sensibilisierung durch Harvard TEMP C&B eintreten.
Treten allergische Reaktionen auf, ist der Gebrauch von Harvard TEMP C&B sofort einzustellen.
Bei Patienten, die allergische Reaktionen auf Acrylate zeigen, darf Harvard TEMP C&B nicht angewendet werden.

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!

- Bestell-Nr.:
- 7081652 50 ml Kartusche mit 10 Mischkanülen 10:1, Farbe A2
 - 7081653 50 ml Kartusche mit 10 Mischkanülen 10:1, Farbe A3
 - 7081654 50 ml Kartusche mit 10 Mischkanülen 10:1, Farbe A3,5
 - 7094000 50 Mischkanülen 10:1
 - 7095000 Dispenser

Wichtige Hinweise zur Lagerung

Produkt nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden!
Produkt nicht über 20 °C lagern!

Harvard Temp C&B is a composite material paste, ready-to-use in double-chamber cartridge and based on methacrylates. It allows the confection of temporary crowns and bridges, inlays, onlays and veneers, also directly on the patient.

Thanks to its high final hardness and to its elasticity, the material is particularly suitable for confecting multiple bridges. Cured material demonstrates a very good stability, especially at the thin edges of the crowns.

Harvard TEMP C&B is free of methyl methacrylate. Its curing temperature stands under 40 °C / 104 °F.

After seating of the provisory, prepared teeth are protected against extern attacks and occlusion is maintained. The cured provisory shows very good values of flexural strength and abrasion resistance, a low polymerization shrinkage and a high fitting accuracy. It is also characterized by a good cosmetic result, an optimal polishing, high color stability and natural fluorescence.

Failures by confecting the provisory with Harvard TEMP C&B can be easily corrected, inasmuch as already hardened material aggregates freshly extruded material and light-curing composites.

Composition

Unsaturated esters, multifunctional methacrylates, multifunctional acrylates and malonyl urea.

Contra indication

Do not use with patients who show an allergy to any of the ingredients of Harvard TEMP C&B.

Processing

1. Preparation of the situation impression
Confect a situation impression using either impression materials from addition cross-linked silicones, or alginates.
For a better stability of the provisory, carve out or cut out the interdental areas.
2. Preparation of the cartridge
Remove the cap of the Harvard TEMP C&B cartridge and throw it away. Replace it by the 10:1 mixing cannula. Turn the cannula 90° until it locks in position.
Load the Dispenser (application gun) with the cartridge.
Remark: discard the first 2-3 mm of the extruded material. This must be done before each new mix. The used cannula plays the role of the cap until the next mix.
3. Application
 - 3.1 Load the situation impression with Harvard TEMP C&B to the appropriate positions. Extrusion occurs by slight pressure of the gun trigger. Plunge the mixing cannula into the material, in order to avoid the formation of air bubbles.
 - 3.2 Place the impression in the mouth.
Steps 3.1 and 3.2 must be done within 50 seconds (working time).
 - 3.3 After 1-2 minutes of setting time in the mouth, remove Harvard TEMP C&B together with the situation impression. In case of setting using a model, remove after 3-4 minutes.
The provisory should be at this step in a plastic state, i.e. cured but still elastic.
4. Post curing and finishing
After removing of material excesses, the provisory is post cured in warm water at 45–55 °C / 113–131 °F for a few minutes and can be then worked out.
In case of a post curing at room temperature, the provisory can be worked out and polished with rotary instruments only after a curing time of 6 minutes.
Do not breathe polishing dusts! Use a suitable mouth and nose protective device and/or work with an aspiration system!
The inhibition layer, which develops onto the surface of the provisory in presence of the atmospheric oxygen, should be removed with a suitable solvent, e.g. ethyl alcohol, before working out.
5. Luting
Luting of the provisory should be made using an eugenol-free temporary cement, e.g. Harvard TEMP, in order to avoid any influences on the curing of resin-based fillings and/or luting materials, which will be applied later.
6. Repairing
If, against all odds, a fresh-made provisory comes to a fracture, the broken parts can be coated and agglutinated with freshly extruded Harvard TEMP C&B.
In the case of a longer existing provisory, clean and roughen the areas of fracture, in order to provide them with mechanical retentions. Then join the fractured areas together after coating with freshly extruded Harvard TEMP C&B. Curing time can be accelerated in warm water (cf. § 4).

Process overview:

Up to 50 s	impression loading at 23 °C / 73 °F and application in mouth
50 s – 3 min	setting in mouth at 37 °C / 99 °F
3 – 4,5 min	polymerisation at ca. 50 °C / 122 °F
From 4,5 min	trimming / polishing at 23 °C / 73 °F

Warning advice

- Avoid contact with skin, mucous membrane and eyes!
- In case of contact with skin, immediately wash with water and soap!
- In case of contact with eyes, immediately rinse with a lot of water and seek medical advice!
- A sensitization to Harvard TEMP C&B may occur with some patients.
Do not use Harvard TEMP C&B anymore if allergic reactions are observed.
Do not use Harvard TEMP C&B with patients who show allergic reactions against acrylates.


For professional use only!

- Ordering-no.:
- 7081652 50 ml cartridge with 10 mixing cannulas 10:1, shade A2
 - 7081653 50 ml cartridge with 10 mixing cannulas 10:1, shade A3
 - 7081654 50 ml cartridge with 10 mixing cannulas 10:1, shade A3,5
 - 7094000 50 mixing cannulas 10:1
 - 7095000 Dispenser (application gun)

Important storing information

Do not use after the expiration date!
Do not store above 20 °C / 68 °F!

Made in Germany

Harvard Dental
International GmbH
Margaretenstr. 2-4
15366 Hoppegarten
Germany

Tel: +49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: +49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de
www.harvard-dental-international.de

Harvard TEMP C&B

Matériau pour couronnes et bridges provisoires

Harvard TEMP C&B est un matériau composite pâteux, prêt à l'emploi, en cartouche double chambre et à base de méthacrylates. Il permet la fabrication de couronnes et de bridges provisoires, d'inlays, d'onlays et de facettes prothétiques, également directement sur le patient.

En raison de sa haute dureté finale et de son élasticité, le matériau est particulièrement approprié pour la fabrication de bridges multiples. Le matériau durci fait preuve d'une très grande stabilité, notamment au niveau des fines bordures des couronnes.

Harvard TEMP C&B est sans méthylméthacrylate. Sa température de durcissement se situe en dessous de 40 °C.

Après sa mise en place, le provisoire protège les dents préparées des attaques extérieures et préserve l'occlusion. Le provisoire durci a de très bonnes valeurs de résistance à la flexion et à l'abrasion, un faible retrait de polymérisation et une haute valeur d'ajustement. Il se caractérise également par un bon résultat esthétique, un polissage optimal, une forte stabilité des couleurs et une fluorescence naturelle.

Les défauts sur les provisoires réalisés avec Harvard TEMP C&B peuvent être facilement réparés, car le matériau ayant déjà pris se lie avec du matériau fraîchement mélangé ainsi qu'avec les composites photo-polymérisables.

Composition

Esters insaturés, acrylates et méthacrylates multifonctionnels, dérivés d'acide barbiturique.

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les patients souffrant d'allergies connues aux composants du mélange Harvard TEMP C&B.

Procédure d'utilisation

- Préparation de l'empreinte

Confectionner une empreinte de situation, soit avec des matériaux d'impression en silicone réticulable par addition, soit avec des alginates. Pour une meilleure stabilité du provisoire, découper les espaces interdentaires de l'empreinte de situation.

- Préparation de la cartouche

Retirer le capuchon de la cartouche et le jeter. Remplacer le capuchon par la canule de mélange 10:1, qui se fixe par une rotation de 90°. Charger le pistolet applicateur avec la cartouche Harvard TEMP C&B. Remarque: éliminer les 2-3 premiers millimètres de mélange avant chaque nouvelle utilisation afin d'obtenir un mélange optimal. La canule utilisée fait office de capuchon jusqu'à l'utilisation suivante.

- Application
 - Remplir l'empreinte de situation aux endroits adéquats avec Harvard TEMP C&B en pressant légèrement la gâchette. Laisser la canule de mélange plongée dans le matériau afin d'éviter la formation de bulles d'air.
 - Mettre l'empreinte en place dans la bouche. Pour les étapes 3.1 et 3.2, un temps maximum de 50 secondes doit être respecté (temps de transformation).
 - 1 à 2 minutes après la mise en place dans la bouche, retirer Harvard TEMP C&B et l'empreinte de situation. Dans le cas d'un durcissement sur modèle, retirer au bout de 3 à 4 minutes. À cette étape, le provisoire doit encore se trouver dans un état plastique, c'est-à-dire durci mais encore élastique.
- Durcissement et façonnage

Après élimination des excès de matériau, plonger pendant quelques minutes la pièce moulée dans de l'eau chaude (45 °C – 55 °C). Laisser durcir, puis façonner. En cas de durcissement à température ambiante, compter au minimum 6 minutes avant de travailler et de polir le provisoire aux instruments rotatifs. Ne pas inhaler les poussières dues au ponçage! Porter un masque de protection et/ou utiliser un système d'aspiration! La couche d'inhibition qui se forme à la surface de la pièce moulée en présence de l'oxygène de l'air doit être éliminée avant toute autre transformation à l'aide d'un solvant approprié, par exemple de l'alcool éthylique.

- Scellement

Pour sceller le provisoire, il est conseillé d'utiliser un ciment de scellement sans eugénol, par exemple Harvard TEMP, ceci afin de ne pas influer sur le durcissement de composites utilisés ultérieurement.

- Réparation d'un provisoire

Si, contre toute attente, un provisoire récement fabriqué venait à se fissurer ou à se casser, du matériau Harvard TEMP C&B fraîchement mélangé peut être enduit sur les fissures ou servir à recoller les morceaux cassés. Dans le cas d'un provisoire déjà porté par un patient, les cassures doivent être rendues rugueuses et pourvues de rétentions mécaniques. Ainsi préparés, les morceaux peuvent être enduits avec Harvard TEMP C&B et assemblés. Le durcissement peut être accéléré dans de l'eau chaude (cf. § 4).

Résumé de la procédure:	
Jusqu'à 50 s	remplissage de l'empreinte à 23 °C et positionnement dans la bouche
50 s – 3 min	durcissement dans la bouche à 37 °C
3 – 4,5 min	polymérisation à environ 50 °C
À partir de 4,5 min	étapes de façonnage

Avertissements

- Éviter le contact avec la peau, les muqueuses et les yeux!
- En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau et au savon!
- En cas de contact avec yeux, rincer abondamment et immédiatement à l'eau et au besoin consulter un médecin!
- Une sensibilisation due à l'usage de Harvard TEMP C&B est susceptible de se produire chez certains patients. En cas de réactions allergiques, cesser immédiatement d'utiliser Harvard TEMP C&B. Ne pas utiliser Harvard TEMP C&B chez les patients souffrant d'allergies connues aux acrylates.

Exclusivement pour usage professionnel!

N° de commande:

- 7081652 Cartouche 50 ml avec 10 canules de mélange 10:1, teinte A2
- 7081653 Cartouche 50 ml avec 10 canules de mélange 10:1, teinte A3
- 7081654 Cartouche 50 ml avec 10 canules de mélange 10:1, teinte A3,5
- 7094000 50 canules de mélange 10:1
- 7095000 Pistolet applicateur

Informations importantes sur le stockage

Ne plus utiliser après la date d'expiration!

Ne pas stocker au-dessus de 20 °C!

Harvard TEMP C&B

Materiale per corone e ponti provvisori

Harvard TEMP C&B è un materiale composito automiscelante pastoso disponibile in cartucce a base di metacrilato. E' adatto per la fabbricazione di corone e ponti provvisori, Inlays, Onlays (intarsi) e Veneers (faccette), anche direttamente sul paziente.

Il materiale, grazie alla sua alta durezza finale ed elasticità è particolarmente adatto per la confezione di ponti di grandi dimensioni. L'ottima stabilità del materiale indurito è evidente particolarmente sui bordi sottili delle corone.

Harvard TEMP C&B non contiene metilmetaacrilato. La temperatura di indurimento è inferiore a 40 °C.

Dopo il completamento il provvisorio protegge i denti preparati da influssi esterni, mantenendo l'occlusione. Tale provvisorio presenta ottimi valori di resistenza alla flessibilità ed all'abrasione, un ridotto ritiro della polimerizzazione e un'eccellente aderenza. Inoltre si contraddistingue grazie alla buona estetica, l'ottima possibilità di lucidatura, l'alta stabilità del colore e la naturale fluorescenza.

Errori sui provvisori fabbricati con Harvard TEMP C&B, possono essere corretti facilmente, poiché il materiale già essiccato si lega con il materiale appena miscelato e con compositi con indurimento a luce.

Composizione

Estere insaturo, acrilati polifunzionali e metaacrilati, derivati a base di urea e acido malonilico

Controindicazioni

Non utilizzare in caso di allergie note ai componenti di Harvard TEMP C&B.

Lavorazione

- Preparazione del calco

Si crea un calco provvisorio con masse di silicone per composti di addizione o alginati. Per aumentare la stabilità del provvisorio, togliere la linguetta interdentale dal calco.

- Preparazione della cartuccia

Rimuovere il coperchio della cartuccia, smaltirlo e collegare il puntale miscelatore 10:1. Applicare la cartuccia Harvard TEMP C&B sul dispenser (pistola per l'applicazione).
Nota: Prima di ogni applicazione si consiglia di scartare la prima parte di materiale (2-3 mm), per ottenere una miscelazione ottimale. L'apposito puntale dopo l'utilizzo rimarrà sulla cartuccia e fungerà da tappo.

- Applicazione
 - Riempire il calco provvisorio nei punti necessari con Harvard TEMP C&B. Per far fuoriuscire il prodotto, premere leggermente. Lasciare il puntale sempre immerso nel prodotto per evitare la formazione di bolle.
 - Posizionare il calco nel cavo orale. Avete a disposizione per i passi 3.1 e 3.2 al massimo 50 secondi (tempo di lavorazione).
 - 1-2 minuti dopo l'applicazione in bocca, togliere Harvard TEMP C&B insieme al calco dai denti. In caso di indurimento sul modello, l'asportazione viene eseguita dopo 3-4 minuti. Il provvisorio dovrebbe essere ancora plastico.

- Indurimento e lavorazione successiva

Dopo aver eliminato gli eccessi di materiale, il pezzo stampato verrà indurito per alcuni minuti in acqua calda (45 °C – 55 °C), per essere poi lavorato.

Se la massa indurisse a temperatura ambiente, il prodotto provvisorio potrà essere lavorato e lucidato con strumenti roteanti solo dopo 6 min. Il pulviscolo non deve essere inalato! Utilizzare mascherina e/o dispositivo di aspirazione! Lo strato protettivo che si forma in presenza di ossigeno atmosferico sulla superficie del pezzo stampato, va eliminato prima di ulteriori lavorazioni con un solvente adatto, p. es. alcol etilico.

- Fissaggio

Per fissare il provvisorio si consiglia di utilizzare uno cemento privo di eugenolo, p. es. Harvard TEMP, poiché in compromette l'indurimento di compositi utilizzati in un secondo momento.
- Riparazione di un provvisorio

Se contro ogni aspettativa si verificasse una rottura del provvisorio appena fabbricato, è possibile spennellare i punti di frattura ancora con Harvard TEMP C&B ed incollarli. In caso di provvisori già portati, irruvidire i punti di frattura ed applicare dei sottosquadri. Successivamente spennellare i punti di frattura con Harvard TEMP C&B ed unirlì. Per accelerare l'indurimento è possibile utilizzare acqua calda (v. punto 4).

Svolgimento in breve:	
Fino ad 50 s	riempimento calco e posizionamento in bocca a 23 °C
50 s – 3 min	indurimento in bocca a 37 °C
3 – 4,5 min	polimerizzazione a ca. 50 °C
A partire da 4,5 min	ulteriori passi di lavorazione

Avvertimento

- Evitare il contatto con cute, occhi e mucose!
- In caso di contatto cutaneo lavare la parte accuratamente con acqua e sapone!
- In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con abbondante acqua ed ev. contattare un medico!
- Su pazienti sensibili si potrebbe verificare una sensibilizzazione causata da Harvard TEMP C&B. In presenza di reazioni allergiche, l'utilizzo di Harvard TEMP C&B deve cessare immediatamente. Harvard TEMP C&B non va utilizzato su pazienti che presentano reazioni allergiche agli acrilati.

Solo per uso professionale!

Nr. ordine:

- 7081652 Cartuccia 50 ml con 10 puntali miscelatori 10:1, colore A2
- 7081653 Cartuccia 50 ml con 10 puntali miscelatori 10:1, colore A3
- 7081654 Cartuccia 50 ml con 10 puntali miscelatori 10:1, colore A3,5
- 7094000 50 puntali miscelatori 10:1
- 7095000 Dispenser (pistola per l'applicazione)

Importanti informazioni di stoccaggio

Non utilizzare dopo la data di scadenza!

Non conservare a temperatura superiore a 20 °C!

Harvard TEMP C&B

Material para coronas y puentes provisionales

Harvard TEMP C&B es un material de composite autopolimizable pastoso en cartuchos a base de metacrilato que se utiliza para confeccionar coronas, puentes, inlays, onlays y carillas provisionales, también directamente en el paciente.

Harvard TEMP C&B está especialmente indicado para elaborar puentes grandes gracias a su alta durezza final y a su gran elasticidad, pero también a la gran resistencia del material, una vez endurecido, lo que se pone, sobre todo, de manifiesto en los bordes finos de las coronas.

Harvard TEMP C&B no contiene metilmetacrilatos y su temperatura de endurecimiento se mantiene por debajo de los 40 °C.

Los provisionales confeccionados con Harvard TEMP C&B protegen los dientes preparados de agresiones externas manteniendo la oclusión y, una vez endurecidos, destacan por su excelente resistencia a la flexión y a la abrasión, por su reducida contracción de polimerización y por su gran precisión de ajuste, además de por su excelente estética, su buen pulido y su gran estabilidad de color y fluorescencia natural.

Asimismo, los desperfectos de los provisionales confeccionados con Harvard TEMP C&B pueden ser reparados fácilmente ya que el material fraguado se adhiere perfectamente a materiales recién polimerizados y composites fotopolimerizables.

Composición

Éster insaturado, acrilatos y metacrilatos multifuncionales y derivados de malonilurea

Contraindicaciones

No utilizar en pacientes con alergia conocida a los componentes de Harvard TEMP C&B.

Confección

- Preparación del molde

Tome una impresión con pasta de silicona de polimerización por adición o alginatos. Para mejorar la estabilidad del provisional, retire las marcas interdetales de la impresión.

- Preparación del cartucho

Quite y tire el cierre del cartucho y coloque el puntal mezclador 10:1. Aplique el cartucho de Harvard TEMP C&B al Dispenser (pistola de aplicación).
Observaciones: Antes de cualquier aplicación, para obtener una mezcla adecuada, tire el tamaño aproximado de un guisante del primer material y, después de utilizar el puntal mezclador, déjela como tapón de cierre en el cartucho.

- Aplicación
 - Rellene la impresión con Harvard TEMP C&B en las zonas necesarias. Para ello, la dispensación se efectúa ejerciendo una ligera presión. Deje siempre el puntal mezclador sumergido en el material para evitar que se formen burbujas.
 - Posicione la impresión en la boca. Para los pasos 3.1 y 3.2 puede tardar como máximo 50 segundos (tiempo de procesamiento).
 - Entre 1 y 2 minutos después de haberlo colocado en la boca, proceda a retirar de la boca Harvard TEMP C&B y la impresión provisional de los dientes. Cuando lo endurezca en el molde, retírelo después de entre 3 y 4 minutos. Aquí, el provisional tiene que estar todavía en estado plástico.

- Endurecimiento y procesamiento posterior

Después de retirar los restos de material, la pieza se deja endurecer durante algunos minutos en agua caliente a una temperatura de entre 45 °C y 55 °C y se procesa a continuación.

Si la pasta se endurece a la temperatura ambiente de la habitación, el provisional se puede procesar y pulir con un instrumento rotatorio a los 6 minutos. No respire el polvo del pulido y utilice una mascarilla o un dispositivo aspirador. La capa inhibida que se forma por la presencia de oxígeno en la superficie de la pieza tiene que retirarla con un disolvente adecuado, por ejemplo con alcohol etílico, antes de seguir procesando la pieza.

- Fijación

Para fijar el provisional debe utilizar un cemento que no contenga eugenol, por ejemplo, Harvard TEMP, ya que este cemento no incide negativamente en el endurecimiento de materiales de composite que se utilicen con posterioridad.
- Reparación de un provisional

En el caso poco probable de que se rompiera un provisional recientemente elaborado, la zona dañada se puede ungir y sellar con un nuevo Harvard TEMP C&B. En el caso de provisionales ya llevados, se deben cardar y socavar las zonas dañadas y, a continuación, se arreglan y se sellan con Harvard TEMP C&B. El proceso de endurecimiento se puede acelerar con agua caliente (ver punto 4).

Tiempos:	
Hasta 50 s	relleno de la impresión y colocación en la boca a 23 °C
Entre 50 s y 3 min	endurecimiento en la boca a una temperatura de 37 °C
Entre 3 y 4,5 min	polimerización a una temperatura aproximada de 50 °C
A partir de 4,5 min	siguientes pasos

Advertencias de seguridad

- Evite el contacto con los ojos, la piel y las membranas mucosas.
- En caso de que el material entrara en contacto con la piel, lávela en profundidad con agua y jabón.
- En caso de que el material entrara en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico.
- Los pacientes sensibles podrían reaccionar sensiblemente a Harvard TEMP C&B. En el caso de que se produjeran reacciones alérgicas, suspenda inmediatamente el uso de Harvard TEMP C&B. No utilice nunca Harvard TEMP C&B en pacientes que reaccionen de forma alérgica al acrilato.

Este producto es sólo para uso odontológico.

Referencias:

- 7081652 Cartucho 50 ml con 10 puntales mezcladores 10:1, color A2
- 7081653 Cartucho 50 ml con 10 puntales mezcladores 10:1, color A3
- 7081654 Cartucho 50 ml con 10 puntales mezcladores 10:1, color A3,5
- 7094000 50 puntales mezcladores 10:1
- 7095000 Dispenser (pistola de aplicación)

Información importante relativa al almacenamiento

No usar después de la fecha de caducidad!

No almacenar por encima de 20 °C!