

**RACCOMANDATO DA DENTISTI
ED IGIENISTI**

Per ulteriori informazioni
chiedi al tuo dentista o igienista
oppure visita il sito www.oralprox.it



**RECOMMENDED BY DENTISTS
AND HYGIENISTS**

For further info
ask your dentist or hygienist
or visit our website www.oralprox.it

Disponibile in 9 misure
Chiedi OralProx alla tua farmacia di fiducia.


ORALPROX				
0		0.32 mm	2.00 mm	max 0.7 mm
1		0.43 mm	2.00 mm	
2		0.43 mm	2.00 mm	max 0.8 mm
3		0.53 mm	2.00-2.80 mm	0.8-1.0 mm
4		0.53 mm	2.60-2.80 mm	1.0-1.2 mm
5		0.53 mm	2.60-3.80 mm	1.2-1.4 mm
6		0.71 mm	3.20-4.50 mm	1.5-1.7 mm
7		0.71 mm	4.50-6.50 mm	1.7-1.9 mm
8		0.71 mm	7.00 mm	1.9-2.1 mm

9 sizes available
Ask your pharmacy for OralProx



ORALPROX®

**Lo spazzolino interdentale tascabile
sempre a portata di mano!**



**The handy pocket interdental brush
that's always ready to use!**

www.oralprox.it

Rev. 0 - 4/6/24

IT Perché usare uno spazzolino interdentale

Oltre l'80% delle patologie di denti e gengive insorgono negli spazi interdentali.

Particelle di cibo e placca batterica si depositano in queste aree difficilmente raggiungibili dal normale spazzolino da denti.

Col tempo questi batteri provocheranno inevitabilmente carie e gengiviti.

Per questo dentisti ed igienisti raccomandano l'uso di spazzolini interdentali.




Dove usare OralProx

Non è detto che tra tutti i denti sia possibile inserire uno spazzolino interdentale. I punti fra i denti dove facilmente si ferma il cibo sono i primi su cui provare OralProx.

Come si usa OralProx

Posizionare la punta dello spazzolino OralProx appena sopra la gengiva. Spingere lo spazzolino fra i denti senza sforzare eccessivamente. Risciacquare ed incappucciare dopo l'uso. È sufficiente usare OralProx una volta al giorno. Puoi utilizzarlo più spesso se lo desideri.



Cose da sapere

- **Sanguinamento:** in caso di gengive infiammate l'azione dello spazzolino interdentale, può provocare sanguinamento. Questo dovrebbe gradualmente ridursi, segnale che la gengiva sta guarendo.
- **Attenzione:** in caso lo spazzolino si spezzi, rimanendo incastrato tra i denti:
 1. Reclinare la testa in avanti per evitare di ingerire il frammento
 2. espellere la punta spingendo con un altro OralProx.
- **Quando sostituire lo spazzolino:** per mantenere questo strumento sempre efficiente ed igienico, sostituire OralProx almeno una volta alla settimana. In caso il filamento in acciaio si deformi sostituire immediatamente lo spazzolino.

ORALPROX®

EN Why use an interdental brush

Over 80% of teeth and gum diseases occur in interdental spaces.

Food particles and bacterial plaque settle in these areas which are difficult to reach with a standard toothbrush.

Over time, these bacteria will inevitably lead to cavities and gum disease.

That's why dentists and hygienists recommend using interdental brushes.

Where to use OralProx


It is not always possible to insert an interdental brush between all teeth.

The first areas to check with OralProx are those where food tends to get trapped.

How to use OralProx

Place the brush head just above the gum line. Push the head between the teeth without using excessive force. Wash and replace the cap after use.

Using OralProx once a day is enough. You can use it more if you like.



ORALPROX®

What you should know

- **Bleeding:** if gums are inflamed, bleeding may occur while using the interdental brush. This should gradually reduce as the gums get better.
- **Warning:** if the brush head should break between the teeth:
 1. lean forward to avoid swallowing the fragment
 2. push it out using another OralProx
- **When to replace the brush:** to ensure that this device is always efficient and hygienic, replace OralProx at least once a week. Replace it immediately if the steel wire should become deformed.