

A young woman with voluminous, curly brown hair is smiling broadly, showing her teeth. She is wearing a bright orange, textured knit sweater. Her hands are clasped near her chin. The background is a solid, warm orange color.

CLICK

Click your smile

**illumina il tuo sorriso
in 10 minuti**

BLANCONÉ[®]

Il tuo sbiancamento dentale

BlancOne®: Un nuovo paradigma nello sbiancamento dentale


I trattamenti BlancOne® sono il frutto di una **ricerca quindicennale** che ha portato ad un **nuovo approccio** allo sbiancamento dentale, basato sullo sviluppo di **nuove tecnologie fotochimiche**.

E' stato ampiamente dimostrato che la luce emessa dalle lampade sbiancanti non migliora l'efficacia dei perossidi utilizzati nello sbiancamento dentale, se non al limite, accelerando leggermente la reazione per via del calore trasmesso al gel.

Invece i **gel fotochimici BlancOne®** includono **due speciali componenti**, oltre al perossido, in grado di scinderlo con **una velocità ed un'efficacia impossibile con le reazioni chimiche dei sistemi sbiancanti tradizionali**.

- **FOTO SENSIBILIZZATORI**, speciali coloranti che **sfruttano i fotoni** emessi da una lampada a specifiche lunghezze d'onda e **raggiungono uno stato elettronico "eccitato"** che trasmette una forte energia a tutto il sistema.
- **CATALIZZATORI** che sintetizzano questa grande energia e **innescano una serie di reazioni a catena** che iper accelera la scissione dei perossidi.

Questo **"dirompente" meccanismo energetico** è in grado di sviluppare in pochi minuti **un tipo diverso di ossigeno: l'OSSIGENO SINGOLETTO**, un forma atomica di ossigeno non radicale, in grado di svolgere **un'azione ossidante molto più veloce, profonda e sicura** rispetto ai radicali liberi (ROS) prodotti dai tradizionali sistemi sbiancanti.



SINGLET OXYGEN



Gel applicato

Dopo 5 minuti

Dopo 10 minuti



Video
BlancOne®

BlancOne® CLICK: il trattamento che cambierà per sempre la vostra pratica

L'innovativa tecnologia BlancOne® ha consentito lo sviluppo di BlancOne® CLICK, un rivoluzionario e unico trattamento sbiancante veloce, abbinabile alla seduta di igiene dentale.

Efficace a basse concentrazioni

Per la prima volta abbiamo reso efficace lo sbiancamento in studio a bassa concentrazione di perossido d'idrogeno (<6%), a norma con la Direttiva Europea 84/2011, la più avanzata regolamentazione a tutela della sicurezza dei consumatori.



Senza protezione gengivale

Abbiamo creato **gli unici sbiancamenti in studio che non necessitano di protezione delle mucose**, eliminando il passaggio più delicato della **procedura** che può essere **eseguita in modo semplice e sicuro**.



Agisce in soli 10 minuti

Grazie alla tecnologia fotochimica BlancOne®, la scissione del perossido di carbamide al 16%, che normalmente richiede ore, viene iper accelerata in pochi minuti. **Il trattamento è molto più veloce e confortevole e può essere abbinato alla seduta d'igiene dentale.**



Senza dolore e sensibilità

Con tempi di azione rapidissimi, tutti i trattamenti in studio BlancOne® **non aggrediscono ne disidratano lo smalto, non inducono dolore né sensibilità**, infatti sono gli unici sul mercato privi di agenti desensibilizzanti e remineralizzanti.




Accessibile e ripetibile

Con sedute veloci e costo molto contenuto, BlancOne® CLICK può essere proposto ad un **prezzo accessibile a tutti**. Ideale per avvicinare allo sbiancamento, **può essere ripetuto frequentemente** e introdurre a trattamenti più intensivi.




Efficacia di sbiancamento

43.000 pazienti



Indice di soddisfazione

2.100 pazienti



WOW!



WOW

Tutto comincia con un CLICK

Con un **miglioramento tipico di 4-5 toni di bianco***,
un costo al paziente di **poche decine di euro** e una confortevole **seduta di pochi minuti**,
BlancOne® CLICK è **un trattamento di nuova concezione**,
il punto di partenza IDEALE pensato per consentire a tutti
di sperimentare l'esperienza di un sorriso immediatamente più bianco e luminoso

- ✓ **IDEALE** trattamento per **avvicinare lo sbiancamento**
- ✓ **IDEALE** per chi dispone di un **budget ridotto**
- ✓ **IDEALE** **completamento di ogni seduta di igiene dentale**
- ✓ **IDEALE** per il **marketing promozionale dello studio**

Con oltre 100.000 trattamenti
svolti nell'ultimo anno soltanto in Italia
e un indice di soddisfazione paziente di 4,5 su 5,
BlancOne® CLICK si è già affermato
come **la scelta n.1 di dentisti e pazienti!**

* Toni misurati con la scala colori Vita Classic riorganizzata per lo sbiancamento.
Dati raccolti attraverso 10.956 casi registrati con la app BlancOne® PRO.



**Ora per la prima
volta puoi regalare**
la gratificazione di un nuovo sorriso,
più bianco e luminoso
ad ogni seduta di igiene dentale.

Scopri il programma

BLANCONE
Clean&White
Igiene & Sbiancamento Dentale



Come ottenere il massimo per il sorriso di tuoi pazienti

Dopo aver sorpreso i tuoi pazienti con BlancOne® CLICK potrai spiegarli come **ottenere un risultato ancora più eclatante e durevole nel tempo.**

In base alla loro preferenze, compliance e budget potrai proporli diverse 4 strategie:

CLICK Ripeti il trattamento CLICK ogni 3-6 mesi

BlancOne® CLICK è un trattamento **ultra delicato**, ha un **costo alla portata di tutti** e può quindi essere **ripetuto frequentemente**. ideale compagno di ogni vostra seduta di igiene dentale.



TOUCH Potenza il risultato con il trattamento intensivo TOUCH

BlancOne® TOUCH è la versione intensiva del CLICK basata su più applicazioni nella stessa seduta. **Uno sbiancamento delicato ed efficace** che è in grado di produrre **un bianco più profondo e durevole.**



HOME+ Combina col trattamento domiciliare HOME+

Attraverso l'uso di mascherine domiciliari, potete combinare **l'immediatezza del CLICK con la durevolezza di BlancOne® HOME+**. HOME+ è disponibile **in tre versioni FAST** (diurno veloce), **NIGHT** (notturno) e **EVER** (notturno per mantenimento, denti sensibili e allineatori).



RITUALS Mantieni attraverso la linea RITUALS

La linea di prodotti BlancOne® RITUALS racchiude una serie di prodotti dedicati alla **bellezza e alla salute quotidiana del sorriso** e può essere **abbinata a qualsiasi trattamento in studio per aumentarne e prolungarne il risultato.** I prodotti Rituals includono:

- I gel dentifrici DUETTO ACTIVE e DUETTO CARE
- La penna sbiancante BlancOne@STICK
- lo spazzolino smacchiante BlancOne BRUSH
- I balsami per le labbra BlancOne LIPS

Questi prodotti sono disponibili sia individualmente che all'interno del **cofanetto Rituals per un programma di mantenimento che dura 3 mesi.**



ULTRA+ Trattamento medicale delle discromie dentali

Per i casi più difficili ed i pazienti più esigenti la gamma BlancOne® include ULTRA+, un **trattamento medicale ad attivazione fotochimica, con perossido di idrogeno al 35%.** Adatto ad **affrontare le discromie più gravi**, come le macchie da tetraciclina e denti non vitali, ULTRA+ richiede la protezione gengivale e permette fino a 4 brevi cicli nella medesima seduta per raggiungere risultati davvero sorprendenti e senza sensibilità.

BlancOne® ULTRA+ è uno sbiancamento medicale (Direttiva 93/42/CEE). L'utilizzo può essere limitato dalle normative locali in alcuni paesi della EU.



IN STUDIO

A CASA

Lampada foto attivante BlancOne® ARCUS

L'innovazione tecnologica di BlancOne® è resa possibile anche dall'esclusiva lampada BlancOne® ARCUS+ che **offre molti vantaggi:**

- ✓ I **trattamenti BlancOne® sono stati ottimizzati** per performare al top con la lampada **BlancOne® Arcus**.
- ✓ 10 potenti led da 5 watt assicurano la **massima efficacia e rapidità nei tempi indicati** dai protocolli BlancOne®.
- ✓ L'arco esteso e la disposizione dei led anche alle sue estremità assicurano la **completa attivazione del gel su tutta l'arcata**, laterali compresi.

BlancOne® ARCUS+ è disponibile in due versioni: mobile su ruote e fissa con attacco per palo del riunito.

Ogni lampada ARCUS+ è fornita con due kit:
CUBE Starter Set con i trattamenti BlancOne®
CARE Set accessori per trattamenti sicuri e confortevoli



Marketing

BlancOne® ti offre una serie di programmi e strumenti per sviluppare il tuo business di sbiancamento dentale.

- **Strumenti di marketing** per aiutarti nella promozione dei trattamenti sbiancanti.
- **App dedicata** per la gestione dei trattamenti
- **Promozioni dedicate ai pazienti**, programmi di fidelizzazione White for Life e l'iniziativa Open Day.
- **Canali social e web** a cui puoi collegarti per ricevere tanti nuovi pazienti.
- **Mappa dei Centri autorizzati BlancOne®** per permettere a nuovi pazienti di trovarti.

Welcome Kit Gratuito



Programma Clean & White



Campagne per il paziente



Gift set



Nuovi pazienti ti stanno cercando...



Diventa Professionista BlancOne®

Rendi il tuo studio un centro di eccellenza nello sbiancamento dentale

Per i pazienti BlancOne® non è solo sinonimo di trattamenti innovativi e sicuri, ma anche **garanzia** che questi siano svolti da un **professionista dentale qualificato**, come previsto dalla Direttiva Europea sullo sbiancamento dentale.

Scansionando i QR code dei trattamenti con la app BlancOne PRO e attraverso i corsi della BlancOne® Academy acquisisci **Crediti formativi per accrescere la tua qualifica professionale** e quella del Centro.

Bastano i trattamenti inclusi nel CUBE starter set e i tutorial di base disponibili sul sito BlancOne Academy, per **accreditare il tuo studio fra i Centri Autorizzati BlancOne pubblicati sul sito ufficiale** rivolto ai pazienti e **ricevere il Welcome Kit**.

Parallelamente ai Crediti formativi, attraverso i trattamenti ed i corsi BlancOne® acquisisci anche **Punti fan shop** con i quali potrai **ricevere gratuitamente prodotti RITUALS, gadget e materiali marketing** per promuovere al meglio lo sbiancamento dentale e gratificare i tuoi pazienti.

Registrati subito come professionista BlancOne® sul sito blancone.eu/pro o scaricando la app BlancOne® PRO e accedi ai vantaggi per te ed il tuo studio.

BlancOne® PRO App: Un potente strumento dedicato ai professionisti BlancOne®

Oltre ad acquisire Crediti formativi per accrescere la tua qualifica professionale e quella del tuo Centro, la app BlancOne® PRO ti offre numerosi vantaggi per rendere ancora più speciali i tuoi trattamenti di sbiancamento dentale BlancOne®.

In alternativa alla semplice scansione del QR code, la app ti permette di **profilare i tuoi pazienti**, ottenendo un **indice di difficoltà** del caso e un'indicazione dei **trattamenti consigliati**. Potrai creare, in modo semplice e veloce, una **scheda trattamento** dove raccogliere tutte le informazioni (tipo di trattamento, tono e foto prima e dopo, eventuali effetti indesiderati, prodotti di mantenimento abbinati, visite di controllo, ecc.). Il sistema invierà un **certificato del trattamento** eseguito **al tuo paziente** che potrà **lasciare una recensione**.

Attraverso questo strumento avrai a disposizione, nella tua area riservata sul portale BlancOne, una banca dati e statistiche che ti permetteranno di **monitorare e sviluppare il tuo business di sbiancamento**.

Scarica subito la app BlancOne® PRO



BlancOne® Academy Lo stato dell'arte nello sbiancamento dentale

L'Academy offre ai professionisti BlancOne® **una formazione completa e professionale sul tema dello sbiancamento dentale** basata su solide **ricerche scientifiche** e all'**esperienza condivisa** da un team internazionale di dentisti e igienisti dentali.

Attraverso **webinar, eventi in presenza e corsi on demand**, potrai accrescere le tue competenze per proporre e realizzare al meglio i trattamenti sbiancanti, scegliendo la soluzione più idonea ad ogni paziente in base alle sue esigenze.

I corsi dell'Academy sono suddivisi in 3 aree:

- ✓ **SCIENZA** - approfondisci i **processi e le evidenze scientifiche** alla base dello sbiancamento dentale
- ✓ **CLINICA** - scopri **le tecniche, i protocolli ed i trucchi** migliori per affrontare ogni caso
- ✓ **EXPERIENCE** - il modo giusto per **proporre lo sbiancamento ed assicurare un'esperienza positiva**

Accedi subito all'Academy BlancOne® con il tuo account professionista academy.blancone.eu



	Tipologia	Indicazioni	Principi Attivi	Protocollo	Forza
IN STUDIO	Sbiancamento veloce 	In studio Veloce	Perossido di Carbamide 16% (HP 5,6%)	1 Ciclo da 10 minuti*	 Efficacia Stabilità
	Sbiancamento intensivo 	In studio Cosmetico	Perossido di Carbamide 16% (HP 5,6%)	3 Cicli da 8 minuti*	 Efficacia Stabilità
		In studio Medica	Perossido di Idrogeno 35%	3 Cicli da 8 minuti*	 Efficacia Stabilità
A CASA		Sbiancamento diurno Veloce	HP 6.0% nHAP 0.5% Booster Vitaminico Attivatore	10-15 applicazioni 45 minuti	 Efficacia Stabilità
		Sbiancamento Notturmo Sbiancamento Endodontico	CP 12% (HP 4.2%) nHAP 0.5% Booster Vitaminico	10-15 applicazioni Notturmo	 Efficacia Stabilità
		Allineatori ortodontici Denti sensibili Mantenimento	CP 7% (HP 2.4%) nHAP 1.0% Booster Vitaminico	10-15 applicazioni Notturmo	 Efficacia Stabilità
Mantenimento		Programma Mantenimento 3 mesi	<ul style="list-style-type: none">  BRUSH Spazzolino sbiancante  DUETTO Active Dentifricio smacchiante  DUETTO Care Dentifricio rigenerante  STICK - Penna sbiancante CP 16% (HP 5,6%)  LIPS Proteggi labbra 	Utilizzo quotidiano	 Efficacia Stabilità

* foto attivazione con lampada da Sbiancamento BlancOne® Arcus

BLANCONE®

www.blancone.eu/pro
helpdesk@blancone.eu

 blancone  blancone_ids  blancone
 blancone team pro (gruppo professionale)



IDS Spa - Via San Cristoforo, 28/10 - 17100 Savona - Italia
Tel. 019 862080 - Fax 019 2304865 - email: info@idsdental.it - www.idsdental.it