

Mascherina chirurgica **professionale a 3 veli**

- **Mascherina interamente saldata ad ultrasuoni**
- **Non contiene collanti, agenti chimici o resine spesso responsabili di reazioni allergiche**
- **Totale assenza di fibre di vetro**
- **Latex free (assenza di lattice di gomma)**
- **Mascherina idrorepellente esternamente**
- **Mascherina di colore bianco**

Mascherina chirurgica monouso, formato 17 x 9,5 cm con elastici, a tre strati di tessuto non tessuto (SMS) laminati a "sandwich, saldati ad ultrasuoni. La mascherina chirurgica crea una barriera fisica meccanica eludendo il passaggio di agenti infettivi rilasciati dalla bocca e dal naso dell'utilizzatore verso l'esterno. La mascherina impedisce il passaggio di essudati mantenendo la permeabilità all'aria. Il prodotto è classificato CLASSE I - ai sensi dell'allegato IX - DIRETTIVA 93/42/CEE

019030 - 30 mascherine chirurgiche con elastici imbustate singolarmente



Caratteristiche tecniche:

- **Capacità filtrante**
(UNI EN 14683:2019): $\geq 99\%$ ca. (BFE)
(Test effettuato da Politecnico di Milano)
- **Pressione differenziale**
(UNI EN 14683:2019): $\Delta \leq P$ 53 PA/cm²
(Test effettuato da Politecnico di Milano)
- **Resistente agli spruzzi**
(UNI EN 14683:2019)
(Test effettuato da Politecnico di Milano)
- **Pulizia microbica**
(UNI EN 14683:2019): < 30 ufc/g
(Test effettuato da HYGECN - DOLOMITICERT s.c.a.r.l.)
- **Mascherina conforme alla normativa**
UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-1:2010

BLANCONE[®]

Lo sbiancamento dentale per te