

L&R

Dall'azienda americana che oltre 70 anni fa ha inventato le vasche ad ultrasuoni...

Detergenti specifici per una efficace detersione in vasca ad ultrasuoni



● TARTAR LIGHT STAIN & PERMANENT CEMENT REMOVER

Soluzione pronta all'uso per la rimozione di tartaro, cementi definitivi, idrossidi di calcio, ossidi, ruggine, macchie di calcare. Da utilizzarsi solamente nel bicchiere. Tempo di immersione: massimo 1-2 minuti per tutto lo strumentario metallico.

Confezione: 08.36.03/1 Tanica da 3,8 lt.

● GENERAL PURPOSE NON AMMONIATED

Soluzione concentrata da diluire con acqua 1:10 per la rimozione di sangue essiccato, paste lucidanti, particelle estranee ed altro da strumentario, frese, apparecchi ortodontici, ecc. Aumenta la cavitazione dell'apparecchio del 40%.

Non utilizzare con alluminio.

Confezione: 08.36.06/1 Tanica da 3,8 lt.

● TEMPORARY CEMENT REMOVER

Soluzione pronta all'uso per la rimozione di ogni tipo di cemento provvisorio all'ossido di zinco ed eugenolo.

Da utilizzarsi solamente nel bicchiere. Non utilizzare con alluminio.

Confezione: 08.36.01/1 Tanica da 3,8 lt.

● ALGINATE REMOVER

Soluzione concentrata in polvere da diluire in acqua calda (4 misurini ogni litro d'acqua) per la rimozione di alginati da qualsiasi tipo di portaimpronta.

Confezione: 08.28.00/1 Barattolo da 675 g.