

ORALPROX®

Lo spazzolino interdentale tascabile
sempre a portata di mano



Dove nessuno spazzolino arriva,
più pratico ed efficace del filo interdentale.

IDS

Lo spazzolino interdentale tascabile

sempre a portata di mano



ORALPROX®:

la soluzione ideale per una pulizia interdentale **efficace e sicura**

La pulizia degli spazi interdentali è fondamentale per garantire un'igiene orale completa ed efficace.

Gli scovolini interdentali rappresentano uno **strumento essenziale per rimuovere la placca e i batteri nascosti** tra i denti, aree che lo spazzolino tradizionale non è in grado di raggiungere. Una buona rimozione della placca è importante per **prevenire problemi come gengiviti e parodontiti**, che, se non trattati, possono danneggiare il tessuto osseo sotto le gengive e portare alla perdita dei denti.

Infatti, circa **l'80% delle problematiche orali è legato all'accumulo di placca e batteri interdentali**, dimostrando l'importanza di una pulizia efficace di queste aree.

Rispetto al filo interdentale, che richiede una particolare manualità e può risultare meno pratico per alcuni pazienti, gli scovolini offrono un'**azione di pulizia più ampia e versatile**. Ricerche cliniche hanno dimostrato che gli scovolini sono **più efficaci nel rimuovere la placca e nel ridurre il sanguinamento delle gengive**, soprattutto in spazi interdentali più ampi.

Disponibili in 9 differenti misure, gli scovolini **ORALPROX®** si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di spazio interdentale, garantendo un'efficace rimozione della placca anche nelle aree più difficili da raggiungere.

Grazie a questa versatilità e alla facilità d'uso, gli scovolini **ORALPROX®** sono la soluzione ideale per chi cerca un modo completo e affidabile **per la pulizia interdentale quotidiana**.

Oralprox® Blister

Ogni blister contiene 6 spazzolini interdentali della stessa misura e un foglietto con le istruzioni d'uso. In confezione da 12 blister della stessa misura.

Codice Prodotto:
vedi tabella





Oralprox® Refill

Confezione economica da 20 scovolini della stessa misura imbustati singolarmente per garantire una maggior igiene e consentire la campionatura ai pazienti.

Codice Prodotto: vedi tabella



Confezione igienica



Oralprox® Hygienist Kit

Kit dedicato all'uso professionale all'interno dello studio, pensato per le dimostrazioni e raccomandazioni ai pazienti grazie al confezionamento individuale. Contiene 180 scovolini (20 per misura). Riassortibile con Refill.


Codice Prodotto: 341600

Setole e anima di alta qualità

Durevole e conveniente

Anima rivestita

Nessuna sensibilità
né gusto metallico



Inclinazione a 90°

per un facile inserimento
fra i denti posteriori



Cappuccio individuale

Per la protezione
e l'igiene della testina

Solo 7 cm

Design tascabile

Da portare sempre con sé!


Manico integrato

Pratico e facile da usare



Disponibile in 2 confezionamenti

- Blister da 6 scovolini
- Astuccio da 20 scovolini imbustati singolarmente



Disponibile in 9 misure

Massima efficacia
in ogni spazio

ORALPROX®					BLISTER (12x6 scovolini)	REFILL (20 scovolini)	
0		0.32 mm	2.00 mm	max 0.7 mm	341400	341500	0
1		0.43 mm	2.00 mm	max 0.7 mm	341401	341501	1
2		0.43 mm	2.00 mm	max 0.8 mm	341402	341502	2
3		0.53 mm	2.80-2.00 mm	0.8-1.0 mm	341403	341503	3
4		0.53 mm	2.80-2.60 mm	1.0-1.2 mm	341404	341504	4
5		0.53 mm	3.80-2.60 mm	1.2-1.4 mm	341405	341505	5
6		0.71 mm	4.50-3.20 mm	1.5-1.7 mm	341406	341506	6
7		0.71 mm	4.50-6.50 mm	1.7-1.9 mm	341407	341507	7
8		0.71 mm	7.00 mm	1.9-2.1 mm	341408	341508	8



IDS Spa - Via San Cristoforo, 28/10 - 17100 Savona - Italia
 Tel. 019 862080 - Fax 019 2304865 - email: info@idsdental.it - www.idsdental.it