










## Punte per ablazione

### Scaling

### Perio

 <p><b>5400GD4</b> 1 <b>5400G4</b> A Per ablazione generale medio-leggera sopra gengivale</p>	 <p><b>5400GD5</b> 1S <b>5400G5</b> P Per ablazione sopra e sub gengivale</p>	 <p><b>5400PD1</b> PD1 <b>5400P1</b> P1 Per parodontologia leggera</p>
 <p><b>5400GD6</b> 2 <b>5400G6</b> C Per ablazione forte sopra gengivale</p>	 <p><b>5400PD3</b> 10Z <b>5400P3</b> PS Per ablazione sub gengivale</p>	 <p><b>5400GD1</b> GD1 <b>5400G1</b> G1 Per ablazione/igiene sub gengivale</p>
 <p><b>5400GD2</b> 3 <b>5400G2</b> B Per ablazione linguale e rimozione di macchie (nicotina, caffè, ecc)</p>	 <p><b>5400PD4</b> 10X <b>5400P4</b> P4 Per ablazione generale medio-leggera sopra gengivale</p>	 <p><b>5400GD3</b> GD3 <b>5400G3</b> G3 Per ablazione nelle aree radicolari di difficile accesso</p>

Attacco Americano Satelec\*

Attacco Europeo EMS\*\*

\* Satelec, Hu Friedy, NSK Sybron Endo, ENAC, Obtura Spartan, Dentsply/Tulsa, J. Morita  
\*\* EMS, Maxtron, De Giorgi, Parkell  
I marchi sopra elencati sono marchi registrati. Tutti i diritti riservati.

Le illustrazioni si riferiscono alle punte compatibili Satelec®.  
La corrispondenza (vedi tabella) con quelle EMS® è indicata per approssimazione.