

*Professional 3-ply surgical mask*  
*Mascherina chirurgica professionale a 3 veli*  
*Professionelle 3-lagige OP-Maske*  
*Masque chirurgical professionnel 3 couches*  
*Mascarilla quirúrgica profesional de 3 capas*  
*Máscara cirúrgica professional de 3 camadas*

**GB** **Instructions for use**

- 1 - Wash the hands
- 2 - Elastics bands behind your ears
- 3 - Cover nose and mouth
- 4 - Remove it from the elastics
- 5 - Unsorted waste
- 6 - Sanitary use: medical waste

**I** **Istruzioni per l'uso**

- 1 - Lavare le mani
- 2 - Elastici dietro le orecchie
- 3 - Coprire naso e bocca
- 4 - Togliere dagli elastici
- 5 - Rifiuti indifferenziati
- 6 - Uso sanitario: rifiuti sanitari

**DE** **Gebrauchsanweisung**

- 1 - Waschen Sie sich Ihre Hände
- 2 - Gummibänder hinter Ihre Ohren
- 3 - Bedecken Sie Nase und Mund
- 4 - Die Maske an den Gummibändern entfernen
- 5 - Restmüll
- 6 - Bei sanitärer oder medizinischer Anwendung, medizinischer Abfall

**F** **Instructions d'utilisation**

- 1 - Se laver les mains
- 2 - Attacher les élastiques derrière les oreilles
- 3 - Couvrir le nez et la bouche
- 4 - Retirer le masque par ses élastiques
- 5 - Déchets non triés
- 6 - Usage sanitaire: déchets médicaux

**ES** **Instrucciones de uso**

- 1 - Lavarse las manos
- 2 - Colocar las gomas por detrás de las orejas
- 3 - Cubrir la nariz y la boca
- 4 - Quitársela por las gomas
- 5 - Desecharla a la basura general
- 6 - Uso sanitario: residuos sanitarios

**P** **Instruções de utilização**

- 1 - Lavar as mãos
- 2 - Colocar os elásticos atrás das orelhas
- 3 - Cobrir o nariz e a boca
- 4 - Remover a máscara pelos elásticos
- 5 - Resíduos indiferenciados
- 6 - Uso médico: resíduos médicos

