



Accessori



ACCESSORI
PER CARTUCCE

Pag **80**

ACCESSORI
PER SIRINGHE

Pag **81**

MICRO
APPLICATORI

Pag **82**

Puntali Miscelatori e Oral Tips

ACCESSORI
PER CARTUCCE



- ✓ **Uso**
Azzurro: Opticore 25ml - Opticore 50ml
Giallo: Aqua Print
Rosa: Optisoft

Web



Confezionamenti



- 240406 - 50 Puntali miscelatori Azzurri
- 240400 - 50 Puntali miscelatori Gialli
- 240402 - 50 Puntali miscelatori Rosa
- 240401 - 50 Puntali miscelatori Verde


- 240600 - 100 Oral Tips Gialli
- 240601 - 100 Oral Tips Bianchi

Unique Press

ACCESSORI
PER CARTUCCE

Dispenser universale per tutti i tipi di cartucce

- ✓ **Universale**
UniquePress è una pistola dispensatrice che consente l'utilizzo di qualsiasi tipo di cartuccia:
50ml e 25ml,
1:1, 2:1, 4:1 e 10:1
- ✓ **Potente**
Grazie ad un'impugnatura ergonomica ed uno speciale meccanismo UniquePress consente un'elevata potenza in grado di estrarre con facilità anche i materiali ad alta viscosità.
- ✓ **Autoclavabile**
Il design senza spigoli consente una facile pulizia.
Sterilizzabile a 135°C.



Web



Confezionamenti




240533 - UniquePress Kit:

Dispenser Porta cartucce da 50 ml - adattatore per cartucce da 25 ml,
pistone 1:1/2:1 - pistone 4:1 - pistone 10:1

Istruzioni



Mixer marroni + Tip



✓ **Uso**
Opticore N° 5ml
240403



✓ **Uso**
Opticore DNA Cem
240412

Mixer marroni a punta



✓ **Uso**
Harvard Temp Cem
Opticem
Zone
240404



✓ **Uso**
Opticore DNA Cem
Harvard Implant
240413

Pistola dispensatrice

✓ L'esclusiva pistola per siringhe bi-camera da 5ml permette un perfetto controllo nell'estrusione del materiale anche nei piccoli formati in siringa.



Web



Confezionamenti



240403 - 25 Mixer marroni + 25 Oral tips
240412 - 25 Mixer marroni 4:1 + 25 Endo tips
240404 - 25 Mixer marroni a punta
240413 - 25 Mixer marroni a punta 4:1
24PIS05 - Pistola per siringhe 5 ml

Web



Aghi Luer Lock

ACCESSORI

Aghi intraorali neri (20 Ga.)

✓ **Uso**
Compositi Fluidi - Sottofondi
251023



Aghi intraorali azzurri (25 Ga.)

✓ **Uso**
Gel Mordenzanti
251025



Micro Touch aghi di precisione piegabili

✓ **Uso**
Optitetch
251027



Web



Confezionamenti



251023 - 100 Aghi neri
251025 - 100 Aghi azzurri
251027 - 25 Micro Touch

Endo tip

ACCESSORI

Micro tip endodontici


✓ **Estensione innestabile/sfilabile su/da oral tip**

✓ **Estrusione diretta nel canale**

✓ **Ideale anche per inserire materiale da impronta nei solchi gengivali**

✓ **Aumenta la fluidità dei materiali tissotropici**

✓ **Nessun rischio di bolle**



Web



Confezionamenti

240407 - Opticore Endo Tip
100 Puntalini endodontici




Micro applicatori per uso odontoiatrico

- ✓ Economici
- ✓ 3 misure
- ✓ 6 colori
- ✓ 2 formati



Confezionamenti






| Codice | 4 ricariche da 100 pennellini | Misura |
|--------|---|------------|
| 301201 |  | REGULAR |
| 301202 |  | FINI |
| 301203 |  | EXTRA FINI |

Micro Applicators ricarica per dispenser



Confezionamenti



| Codice | 4 tubi da 100 pennellini | Misura |
|--------|---|------------|
| 300201 |  | REGULAR |
| 300202 |  | FINI |
| 300203 |  | EXTRA FINI |



Web

