



Monouso

**PUNTALE
ARIA E ACQUA**

Pag **40**

**PROTEZIONE
OPERATORE**

Pag **44**

Puntali aria - acqua monouso
**compatibili con gli adattatori
Sani-Tip®**

- ✓ **Bordi smussati**
per la sicurezza del paziente
- ✓ **Disponibili in 6 brillanti colori**
- ✓ **Disponibili in 2 formati**
lungo (90 mm) e corto (65 mm)
- ✓ **Facile inserimento e rimozione**
- ✓ **5 canali dell'aria**
per una perfetta nebulizzazione
- ✓ **Fabbricati in USA**
con plastiche approvate FDA
- ✓ **Migliorano le procedure**
del controllo infettivo



BIOFREE TIPS™



Confezionamenti



520600 - Biofree Tips Original 90 mm
250 puntali

520601 - Biofree Tips Original 65 mm
250 puntali

030101 - Guaine protettive per BIOFREE
500 pezzi

Web




Biofree Tips

5 canali dell'aria
per una perfetta
nebulizzazione

Bordi smussati
per la sicurezza
del paziente

Design a corpo unico
compatibile con tutti
gli adattatori Sani-Tip®



Disponibile in 2 lunghezze
90 mm e 65 mm

Guaine protettive






*Sani-Tip® è un marchio registrato di Dentsply
e non è in alcun modo associato a Biofree o ad alcuno dei suoi affiliati*

Proteggi i tuoi pazienti passa a


STARZ TIPZ

PUNTALI ARIA-ACQUA MONOUSO



-  **Elimina la contaminazione incrociata**
-  **Mai più pulizia e sterilizzazione dei puntali**
-  **Evita le perdite di tempo provocate da getti aria/acqua ostruiti**
-  **Fabbricati in USA con plastiche approvate FDA**
-  **Adattatori disponibili per tutti i tipi di siringhe**

Gli unici puntali monouso aria/acqua
che garantiscono aria sempre asciutta



- ✓ **Elimina la contaminazione incrociata**
- ✓ **Mai più pulizia e sterilizzazione dei puntali**
- ✓ **Evita le perdite di tempo provocate da getti aria/acqua ostruiti**
- ✓ **Fabbricati in USA con plastiche approvate FDA**

Confezionamenti



520200 Starz Tipz

150 puntali colori assortiti

520300* Starz Tipz Bulk

1350 puntali colori assortiti

520310 Starz Tipz

1500 puntali colori assortiti



520400 Starz Tipz

150 puntali colori assortiti

520500* Starz Tipz Bulk

1350 puntali colori assortiti

520510 Starz Tipz

1500 puntali colori assortiti

* confezione in esaurimento

Web



Adattatori per tutte le siringhe

I puntali aria acqua Starz Tipz sono stati sviluppati per le siringhe americane. Disponibili gli adattatori per le altre siringhe.

Individua la tua siringa ed il relativo adattatore

CASTELLINI®

CEFLA® ANTHOS®



Castellini®
Threesteril

521110
QR2010
o-ring 521210



Cefla®
Anthos®
F3 / F6

521109
QR1030
o-ring 521209



Cefla®
Anthos®
SF (2013)

521120
QR1035
o-ring 521220



LUZZANI®



Luzzani®
Mini Bright

521117
QR1055
o-ring 521217



Luzzani®
Mini Mate

521101N
QR1050
o-ring 521201N



Luzzani®
Mini Mate

521101N
QR1050
o-ring 521201N



Luzzani®
Mini Light 3F
Mini Light 6F

521101N
QR1050
o-ring 521201N



Luzzani®
Mini Light FO
Fiber Optic Light

521101N
QR1050
o-ring 521201N



Luzzani®
Mini Assistant

521111
QR1052
o-ring 521211

KAVO®



Kavo®
Estetica
Luce in fibra ottica

521108
QR1092
o-ring 521208



Kavo®
K4

521102
QR1090
o-ring 521202



Kavo®
1056

521112
QR1094
o-ring 521212




Kavo®
1056s

521113
QR1096
o-ring 521213



Kavo®
6F

521107
QR1091
o-ring 521207



Kavo®
Systematica

521118
QR1085
o-ring 521218



Kavo®
Systematica
Luce in fibra ottica

521119
QR1080
o-ring 521219

FARO®

SIRONA® SIEMENS®

DCI®

ADEC®



Faro®
SYR

521115
QR1102



Faro®
SM03

521114
QR1100
o-ring 521214



Sirona®
Teneo
Luce in fibra ottica

521103
QR1070
o-ring 521203



Sirona®
Sprayvit M1+
C8+ C4+
C3+ C2+

521103
QR1070
o-ring 521203



Siemens®
Sirona®
Sprayvit 4000

521106
QR1071
o-ring 521206



DCI®
Press-Ring

*

521116
DC7256
o-ring 521216



ADEC®
Nuovo design

**

521104
QR1000
o-ring 521204

*La siringa DCI non richiede adattatore per utilizzare gli Starz Tipz. Questo kit consente di ripristinare la siringa alla status originale in caso sia stata convertita per utilizza reltri puntali monouso.

**L'attacco rapido consente di inserire i puntali Starz Tipz sulle siringhe tipo A-dec, senza dover allentare il terminale. Sostituisce il terminale originale.

METTI LE TUE MANI AL SICURO



Dispositivo per la prevenzione di punture accidentali

Direttiva Europea 2010/32/UE

Prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario

La Direttiva attuata dal D.lgs 19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2014 prevede una serie di misure per eliminare il rischio di punture accidentali e riguarda tutti i lavoratori del settore sanitario che operano alle dipendenze di un datore di lavoro.



Messa in atto di procedure efficaci di eliminazione dei rifiuti e installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale d'iniezione.



Soppressione dell'uso non necessario di oggetti taglienti o acuminati introducendo modifiche nella pratica e **fornendo dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza.**



Divieto con effetto immediato della pratica di reincappucciamento degli aghi.



Sensibilizzare ed informare il personale sul rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti utilizzati. Effettuare una adeguata formazione in ordine all'uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza.



Sanzioni

La mancata applicazione da parte del datore di lavoro di quanto previsto dalla direttiva comporta **l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.740 € a 7.014 €** per la violazione.



Dispositivo per la prevenzione di punture accidentali

- **SICURO** quando si passa la siringa tra il dentista e l'assistente
- **SICURO** dopo un'iniezione quando viene posta sul vassoio in attesa dell'iniezione successiva
- **SICURO** mentre si cambia la tubofiala di anestetico
- **SICURO** quando si rimuove l'ago e si prepara la siringa per l'autoclave



Dispositivo per la prevenzione di punture accidentali

- ✓ **L'ago è protetto**
da un manicotto scorrevole e dotato di blocco
- ✓ **La rimozione dell'ago contaminato**
avviene con una sola mano
- ✓ **La siringa autoclavabile**,
realizzata in metallo e plastica,
ha un peso ed una maneggevolezza
analoghi alla siringa convenzionale
- ✓ **Funziona** con tutti i tipi di aghi
- ✓ **La tubofiala di anestetico**
può essere sostituita
durante la procedura
- ✓ **Sistema economico**,
dotato di minime componenti monouso,
basso costo per utilizzo



MONOUSO

Sistemi di aspirazione



Cod. 6423003 Aspirazione standard con arpione



Cod. 6423008 Aspirazione con arpione a 3 punte per tubofiala 3M



Cod. 6423004 Aspirazione sottovuoto con o-ring

Sistema Insafe



Inserire l'adattatore blu sulla siringa.



Avvitare l'ago sull'adattatore. Qualsiasi tipo di ago può essere utilizzato.



Caricare la tubofiala e la siringa è pronta per l'anestesia. Qualsiasi tubofiala da 1,8 ml può essere utilizzata.



L'ago viene coperto da un manicotto scorrevole e dotato di blocco in modo da non essere esposto prima dell'uso, fra un'iniezione e l'altra e dopo l'utilizzo.



Per rimuovere l'ago in modo sicuro inserire la siringa con il manicotto bloccato all'interno del contenitore di sicurezza.



Ruotare la siringa in senso antiorario e spingerla all'interno del contenitore.



Estrarre la siringa per rimuovere l'ago contaminato senza doverlo reincappucciare ed utilizzando una sola mano.



Web



Confezionamenti



- 6423003 - Siringa 1.8 ml ad arpione (A)
- 6423008 - Siringa 1.8 ml ad arpione a 3 punte (B)
- 6423004 - Siringa 1.8 ml con O-ring (C)
- 6423044 - Adattatori blu 250 pz
- 6423050 - Contenitore di sicurezza
- 6423060 - Base per contenitore di sicurezza
- 6423070 - Biadesivi di ricambio per base

Sistema protettivo ultraleggero per occhi e viso

Montature

- ✓ Supporto schermo sicuro e confortevole
- ✓ Approvato dagli ottici
- ✓ Ultraleggero, solo 9 grammi
- ✓ Autoclavabile
- ✓ Disponibile in 6 diversi colori

Schermo

- ✓ Non si appanna
- ✓ Forma che associa l'aerazione alla massima protezione
- ✓ Facile da montare
- ✓ Aggancio visiera stabile
- ✓ Corredato di film di protezione antigraffio per visiera
- ✓ Disponibile in 2 forme: visiera facciale, occhiali



Colori montatura

- Nero
- Blu
- Acqua Marina
- Bianco
- Rosa
- Viola

Confezionamenti



VISORI FACCIALI - FACE VISOR

- 6418000 - Kit da 12 pz. + montatura col. **Acqua Marina**
- 6418001 - Kit da 12 pz. + montatura col. **Blu**
- 6418002 - Kit da 12 pz. + montatura col. **Nero**
- 6418003 - Kit da 12 pz. + montatura col. **Rosa**
- 6418004 - Kit da 12 pz. + montatura col. **Viola**
- 6418005 - Kit da 12 pz. + montatura col. **Bianco**
- 6418010 - Face Visor Refill ricambi 12 visori facciali

Confezionamenti



COPRI OCCHI - EYE SHIELD

- 6418100 - Kit da 12 pz. + montatura col. **Acqua Marina**
- 6418101 - Kit da 12 pz. + montatura col. **Blu**
- 6418102 - Kit da 12 pz. + montatura col. **Nero**
- 6418103 - Kit da 12 pz. + montatura col. **Rosa**
- 6418104 - Kit da 12 pz. + montatura col. **Viola**
- 6418105 - Kit da 12 pz. + montatura col. **Bianco**
- 6418110 - Eye Shield Refill ricambi 12 copri occhi

Web

