

# #IDSfocus


Primavera-Estate 2025

1 Maggio - 31 Agosto 2025

Rev. 0 - 8/4/25

## Nuovi sbiancamenti

# BLANCONE<sup>+</sup>



### Bellezza e salute dentale in un unico trattamento sbiancante e rigenerante

#### BLANCONE<sup>+</sup> CLICK<sup>+</sup>

Sbiancamento veloce  
**post igiene**



Pag. 3

#### BLANCONE<sup>+</sup> TOUCH<sup>+</sup>

Sbiancamento **cosmetico intensivo**  
alla poltrona



Pag. 4

#### BLANCONE<sup>+</sup> ULTRA<sup>+</sup>

Sbiancamento **medicale intensivo**  
alla poltrona



Pag. 5

## Le più avanzate tecnologie nello sbiancamento dentale

### LightSpeed 3.0:


### sbiancamento alla velocità della luce

La terza generazione della tecnologia LightSpeed ha raggiunto **un'efficacia mai vista prima**. Irradiati dalla potente lampada ARCUS, **nuovi foto-booster BlancOne®** vengono sovraeccitati dai fotoni, accumulando **ancora più energia per scindere il perossido di idrogeno**.

Oltre ai radicali liberi rilasciati dai sistemi di sbiancamento convenzionali, la tecnologia LightSpeed produce **ossigeno singoletto**, una forma atomica non radicale di ossigeno, per **un'azione sbiancante molto più rapida, profonda e sicura**, che continuerà fino a 72 ore.

Il perossido di idrogeno impiega 45 minuti per rilasciare il suo massimo potere ossidante, il perossido di carbamide necessita 4 ore.

**I gel fotochimici BlancOne®** agiscono in pochi minuti prevenendo l'aggressione e la disidratazione dello smalto e la sensibilità dentale.



### Tooth Rejuvenation: denti più forti e luminosi

Grazie alla tecnologia Tooth Rejuvenation, ora anche nei sistemi da studio, i trattamenti BlancOne® offrono un **doppio beneficio**: l'incremento della luminosità dentale e la ristrutturazione dello smalto con nano idrossiapatite, un vero e proprio trattamento di ringiovanimento dello smalto.

La tecnologia Tooth Rejuvenation utilizza un meccanismo sinergico in cui l'azione ossidativa del perossido attiva un **booster vitaminico** in grado di generare uno straordinario ambiente rigenerativo che **amplifica notevolmente l'efficacia delle nanoparticelle d'idrossiapatite**.

La tecnologia Tooth Rejuvenation attiva gli ioni Ca, P e le nano particelle minerali stimolando un processo di deposizione forzata e adesione a livello ionico alla struttura dentale, producendo una **straordinaria azione protettiva, ristrutturante e desensibilizzante**, contribuendo ulteriormente alla luminosità dentale grazie al biomimetismo dell'idrossiapatite.

Guarda  
il video



### Sbiancamento veloce **post igiene**

- **Trattamento veloce in studio per un risultato sbiancante immediato**, alla fine della seduta d'igiene orale.  
**Non necessita protezione gengivale**  
e può essere proposto come **"upgrade" immediato della seduta di igiene** senza richiedere un ulteriore appuntamento.
- **Ideale primo trattamento** per chi non ha mai sbiancato i denti: **economico e senza sensibilità**.
- Formulazione a base di **perossido di carbammide al 17% (HP 5,95%)** con nuova tecnologia fotochimica:  
**22% più efficace** rispetto alla formulazione CLICK classica.
- La **tecnologia fotochimica LightSpeed 3.0** permette **3 opzioni di trattamento con un singolo passaggio** per massimizzare l'efficacia in base alle aspettative ed al tempo a disposizione:  
**Fast 10 minuti, Standard 12 minuti, Extended 15 minuti**.
- Il gel un volta foto attivato produce un **visibile sviluppo di ossigeno (bolle) con viraggio di colore** dal rosso all'arancione per consentire un controllo ottimale della procedura.
- **Tecnologia Tooth Rejuvenation** con Vitamin Boost e nano particelle di idrossiapatite per **un'efficace azione, ristrutturante, protettiva e desensibilizzante**.
- Pratica **siringa con puntale auto-miscelante** per una facile applicazione del gel.  
Ogni siringa contiene gel a sufficienza (3ml) **per 3 pazienti** ed è dotata di tacche per un semplice dosaggio e 3 puntali.
- Trattamento di sbiancamento dentale cosmetico **conforme alla direttiva UE 84/2011**.



■ ■ ■ ■ ■	Sbiancamento
■ ■ ■ ■ ■	Rimineralizzazione
■ ■ ■ ■ ■	Durata



<p><b>FOCUS 25</b></p> <p>codice offerta <b>01/252</b></p> <p><b>2+1 BlancOne® CLICK+ Single</b> 3 x trattamenti sbiancamento rapido post igiene CP 17% (HP 5,95%) (013021)</p>  <p><b>€ 118,00</b> anzichè € 177,00</p> <p>€ 13,11 a trattamento</p> <p>Risparmio <b>-33%</b></p>	<p><b>FOCUS 26</b></p> <p>codice offerta <b>01/253</b></p> <p><b>2+1 BlancOne® CLICK+ Multi</b> 18 x trattamenti sbiancamento rapido post igiene CP 17% (HP 5,95%) (013026)</p>  <p><b>€ 598,00</b> anzichè € 897,00</p> <p>€ 11,07 a trattamento</p> <p>Risparmio <b>-33%</b></p>
---	---

# BlancOne® Touch+

SBIANCAMENTO

## Sbiancamento **cosmetico intensivo** alla poltrona

- Trattamento cosmetico alla poltrona che unisce **delicatezza, efficacia ed un risultato durevole** nel tempo. **Non necessita protezione gengivale e non induce sensibilità.**
- Formulazione a base di **perossido di idrogeno al 6%** con nuova tecnologia fotochimica, la **matrice del gel è più strutturata per trattenere** le specie reattive di ossigeno all'interno del gel e **in contatto con la superficie dello smalto. 38% più efficace** rispetto alla formulazione TOUCH classica.
- La **tecnologia fotochimica LightSpeed 3.0** permette **3 opzioni di trattamento** per massimizzare l'efficacia in base alle aspettative ed al tempo a disposizione:  
**Fast 3/4 passaggi da 8 minuti, Standard 3/4 passaggi da 10 minuti, Extended 3/4 passaggi da 12 minuti.**
- **Tecnologia Tooth Rejuvenation** con Vitamin Boost e nano particelle di idrossiapatite per **un'efficace azione, ristrutturante, protettiva e desensibilizzante.**
- Pratica **siringa con puntale auto-miscelante** per una facile applicazione del gel. Ogni siringa contiene gel a sufficienza (4ml) **per un trattamento completo di 4 applicazioni** ed è dotata di tacche per un semplice dosaggio.
- Trattamento di sbiancamento dentale cosmetico **conforme alla direttiva UE 84/2011.**

TOUCH+

■ ■ ■ ■ ■	■	Sbiancamento
■ ■ ■ ■ ■	■	Rimineralizzazione
■ ■ ■ ■ ■	■	Durata



### FOCUS 27

codice offerta  
01/254

#### 2+1 BlancOne® TOUCH+ Single

1 x trattamento - Sbiancamento cosmetico in studio HP6%  
(011011)



€ 118,00  
anzichè € 177,00

€ 39,33 a trattamento

Risparmio  
-33%

### FOCUS 28

codice offerta  
01/255

#### 2+1 BlancOne® TOUCH+ Multi

6 x trattamenti - Sbiancamento cosmetico in studio HP6%  
(011016)



€ 598,00  
anzichè € 897,00

€ 33,22 a trattamento

Risparmio  
-33%

### Sbiancamento **medicale intensivo** alla poltrona

- Trattamento medicale alla poltrona che **massimizza efficacia e durata** nel tempo, rispettando la struttura dentale, **minimizzando il rischio di ipersensibilità e disidratazione**.
- Formulazione a base di **perossido di idrogeno al 35%** con nuova tecnologia fotochimica, la **matrice del gel è più strutturata per trattenere** le specie reattive di **ossigeno** all'interno del gel e **in contatto con la superficie dello smalto**.
- La **tecnologia fotochimica LightSpeed 3.0** permette **3 opzioni di trattamento** per massimizzare l'efficacia in base alle aspettative ed al tempo a disposizione:  
**Fast 3 passaggi da 8 minuti, Standard 3 passaggi da 10 minuti, Extended 3 passaggi da 12 minuti.**
- **Tecnologia Tooth Rejuvenation** con Vitamin Boost e nano particelle di idrossiapatite per **un'efficace azione, ristrutturante, protettiva e desensibilizzante**.
- Pratico kit **mono dose** per massimizzare la **flessibilità di utilizzo** garantendo un **gel fresco** con la **massima potenzialità ad ogni passaggio**.



■	■	■	■	■	Sbiancamento
■	■	■	■	□	Rimineralizzazione
■	■	■	■	□	Durata



<h3>FOCUS 29</h3> <p><b>2 BlancOne® ULTRA+ Multi</b> 9 x BlancOne® ULTRA+ buste mono ciclo HP35% (012003)</p> <p><b>IN OMAGGIO</b> <b>2 BlancOne® HOME+ Multi</b> 6 x trattamenti domiciliari a scelta: Fast (015036), Night (015046), Ever (015056)</p> <p><b>€ 358,00</b> anzichè € 956,00</p> <p>€ 19,88 a trattamento</p> <p>Codice offerta <b>01/257</b></p> <p>Risparmio <b>-63%</b></p>	<h3>FOCUS 30</h3> <p><b>3+3 BlancOne® GINGIVAL BARRIER</b> (019002) Diga liquida 1,5ml + 3 puntali</p> <p><b>€ 75,00</b> anzichè € 150,00</p> <p>Codice offerta <b>01/258</b></p> <p>Risparmio <b>-50%</b></p>
--	--

# BlancOne® HOME+

SBIANCAMENTO

## Sbiancamento dentale cosmetico per uso domiciliare

- Straordinaria efficacia sbiancante
- Protegge e ripara la superficie dentale
- 10 giorni di trattamento per risultati durevoli nel tempo
- Riduce la sensibilità dentinale



### FOCUS 31

Codice offerta  
**01/256**

#### 2 BlancOne® CLICK (013012)

Kit 12 trattamenti sbiancamento veloce post igiene CP16%

Ogni trattamento contiene: Siringa con gel sbiancante 0,75 ml - Siringa con gel attivatore 0,25 ml - Puntale + raccordo

#### 2 BlancOne® HOME+ Multi

6 x trattamenti domiciliari

a scelta: Fast (015036), Night (015046), Ever (015056)



**€ 398,00**

anzichè € 996,00

€ 11,05 a trattamento

Risparmio  
**-60%**

# BlancOne® SCENT

AROMATERAPIA

## Sistema di profumazione d'ambiente innovativo, efficace ed efficiente

Le fragranze purissime BlancOne® SCENT vengono nebulizzate dal diffusore MT100 con il processo CSAT (Cold Scent Atomizing Technology), in grado di frantumare gli oli essenziali in particelle piccolissime ed asciutte che non lasciano residui e mantengono inalterate le caratteristiche olfattive e le proprietà dei nostri profumi. Questa tecnologia consente un grande risparmio del prodotto liquido e rende il sistema sostenibile sia a livello ecologico che economico.

Il sistema BlancOne® SCENT non utilizza:

- alcol, che una volta evaporato non è più in grado di diffondere la fragranza,
- acqua, che diluisce l'olio riducendone la fragranza e facendone precipitare rapidamente le particelle,
- calore per vaporizzare le fragranze.

L'aria fredda ad alta pressione del sistema CSAT estrae la fragranza nella maniera più naturale ed efficiente, rendendo l'aroma persistente per intere giornate.

REF 040100 - BlancOne® SCENT - € 786,00

Diffusore per olii essenziali puri - Set 10 essenze assortite 10 ml cad.



Scopri il catalogo  
essenze ambientali  
ed aromaterapiche



### FOCUS 32

Codice offerta  
**10/106**

#### 1 BlancOne® CLICK+ Multi (013012)

3 Conf a scelta tra:

BlancOne® TOUCH+ Multi (011016)

BlancOne® ULTRA+ Multi (012003)

BlancOne® HOME+ Multi Fast (015036),

BlancOne® HOME+ Multi Night (015046),

BlancOne® HOME+ Multi Ever (015056)

**IN OMAGGIO**

#### 1 BlancOne® HOME+ SCENT (040100)

Diffusore + 10 essenze

**€ 599,00**

anzichè € 1.982,00



Risparmio  
**-70%**

# BlancOne® + BlancOne® ARCUS+

SBIANCAMENTO

## Lampada a LED attivatrice di sbiancamento dentale

- Sinergia foto chimica
- Lunghezza d'onda sicura
- Elevata potenza
- Arco esteso
- Intensità regolabile



### FOCUS 33

Codice offerta  
**01/251**

- 3 BlancOne® CLICK+ Multi** (013026)  
18 x trattamenti sbiancamento rapido post igiene CP 17% (HP 5,95%)
- 1 BlancOne® TOUCH+ Multi** (011016)  
6 x trattamenti - Sbiancamento cosmetico in studio HP6%
- 1 BlancOne® ULTRA+ Multi** (012003)  
9 x BlancOne® ULTRA+ buste mono ciclo HP35%
- 1 BlancOne® HOME+ Multi Fast** (015036),
- 1 BlancOne® HOME+ Multi Night** (015046),
- 1 BlancOne® HOME+ Multi Ever** (015056)

### IN OMAGGIO

- 1 BlancOne® CARE Accessory kit** (018003)
- 1 BlancOne® ARCUS+ fixed** 67600002N  
Lampada da sbiancamento per palo riunito 50 mm
- oppure**
- 1 BlancOne® ARCUS+ mobile** (67600001N)  
Lampada da sbiancamento su ruote

**€ 1.999,00**  
anzichè € 4.156,39



valore  
rivendita  
al pubblico oltre  
**€ 8.000**

Risparmio  
**-52%**

# BlancOne® CARE

SBIANCAMENTO

## Starter kit accessori Sistema BlancOne®

- 12 BlancOne® LIPS balsamo per le labbra
- 4 Apribocca autoclavabili morbidi (S, M, L, XL)
- 60 Protezioni facciali
- 1 Scala colori VITA 3D Master Bleaching
- 1 Barriera gengivale 1,2ml
- 1 Specchietto con illuminazione 18 LED ring

REF 018003 - Prezzo di listino € 339,00



# BlancOne® Clean & White XPOWER

PROFILASSI

## Ablatore ad ultrasuoni e lucidatore ad aria

### Specifiche tecniche:

Ingresso dell'adattatore di alimentazione .... 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz  
 Ingresso dell'unità principale ..... 200VA  
 Frequenza ..... 30kHz±5kHz  
 Pressione dell'aria in ingresso ..... 5.5 bar-7.5 bar  
 (0.55Mpa-0.75Mpa)  
 Temperatura dell'acqua ..... 30°C  
 Uscita della polvere ..... 0.1g/min-8g/min  
 Dimensioni ..... 320\*330\*120mm  
 Peso ..... 4.0 Kg



REF 540300 Clean&White XPower  
 Ultrasonic Scaler & Air Polisher



Scarica il catalogo



Scarica il video



CE 0123

## Ampia dotazione di serie

### C&W Xpower ha un'ampia dotazione di serie inclusa:

#### - 5 manipoli:

- 2 Scaling (S),
- 2 Air Polisher (AP),
- 1 Perio Air Polisher (PAP)

#### - 2 serbatoi per le polveri:

- 1 per polveri FAST (65µ),
- 1 per polveri MILD (≤25µ)

#### - 12 punte per ablatore:

- 1 per ablazione sopragengivale (G4),
- 3 per ablazione subgengivale (P1, P3, P4),
- 1 punta super confortevole in titanio per ablazione subgengivale (P59T),
- 2 punte per levigatura radicolare (P2R, P2L),
- 1 punta con terminale morbido per la pulizia di impianti (P95)
- 4 punte endodontiche (E3, E3D, E6, E62)

- 2 polveri (bicarbonato 65µ, glicina 65µ)
- 20 puntali perio monouso (manipolo PAP)
- 4 cassette per sterilizzazione
- 2 chiavi dinamometriche
- Set di aghi per la pulizia
- Pedale wireless
- Cavi, attacchi, accessori e ricambi



# BlancOne® Clean & White XPOWER

PROFILASSI



## XPOWER+ARCUS

Sistema completo Clean & White

### FOCUS 34

Codice offerta  
01/209+

- 1 C&W Xpower** (540300)  
Ablatore ad ultrasuoni e pulitore a getto d'aria
- 10 C&W Xpower Punta**  
5 x P1 (5400P1) - 5 x P3 (5400P3)
- 3 C&W Xpower Polveri**  
Confezioni da 4 flaconi - Totale 12 flaconi  
1 x SBC65 (540301)  
1 x GLC65 (540303)  
1 x GLC25 (540306)
- 1 C&W Reveal** (340401)  
Tamponi rivelatori 60 pz
- 1 C&W Oxy Gel** (340305)  
Gel pre operatorio 5 ml
- 1 C&W Water Jet Tabs** (340500)  
Compresse per idropulsori 120 pz

- 3 BlancOne® CLICK+ Multi** (013026)  
18 x trattamenti sbiancamento rapido post igiene  
CP 17% (HP 5,95%)
- 1 BlancOne® TOUCH+ Multi** (011016)  
6 x trattamenti - Sbiancamento cosmetico in studio HP6%
- 1 BlancOne® HOME+ Multi**  
a scelta tra: Fast (015036) - Night (015046) - Ever (015056)
- 1 BlancOne® ARCUS+ mobile** (67600001N)  
Lampada da sbiancamento su ruote
- 1 BlancOne® CARE Accessory kit** (018003)

**€ 5.990,00**  
anzichè € 11.045,52

Risparmio  
**-46%**

## XPOWER

Sistema avanzato di igiene per chi ha già la lampada ARCUS+

### FOCUS 35

Codice offerta  
01/208+

- 1 C&W Xpower** (540300)  
Ablatore ad ultrasuoni e pulitore a getto d'aria
- 10 C&W Xpower Punta**  
5 x P1 (5400P1) - 5 x P3 (5400P3)
- 3 C&W Xpower Polveri**  
Confezioni da 4 flaconi - Totale 12 flaconi  
1 x SBC65 (540301)  
1 x GLC65 (540303)  
1 x GLC25 (540306)
- 1 C&W Reveal** (340401)  
Tamponi rivelatori 60 pz
- 1 C&W Oxy Gel** (340305)  
Gel pre operatorio 5 ml
- 1 C&W Water Jet Tabs** (340500)  
Compresse per idropulsori 120 pz

- 1 C&W Water Jet Tabs** (340500)  
Compresse per idropulsori 120 pz
- 6 BlancOne® CLICK+ Multi** (013026)  
18 x trattamenti sbiancamento rapido post igiene  
CP 17% (HP 5,95%)
- 1 BlancOne® TOUCH+ Multi** (011016)  
6 x trattamenti - Sbiancamento cosmetico in studio HP6%
- 3 BlancOne® HOME+ Multi**  
1 x Fast (015036) - 1 x Night (015046) - 1 x Ever (015056)

**€ 5.990,00**  
anzichè € 10.875,96

Oltre  
**€ 10.000**  
di trattamenti  
valore di rivendita  
al pubblico

Risparmio  
**-45%**



## Carrello Elettrificato IDS

Carrello leggero e maneggevole, elettrificato mediante una presa multipla posizionata sotto il ripiano inferiore. Dimensioni: L=465 x P=395 x H=785

REF 540360 - Prezzo di listino € 290,00

### FOCUS 36

Codice offerta  
01/210

**1 Carrello elettrificato** (540360)

**€ 235,00** anzichè € 290,00

Risparmio  
**-20%**

# Clean & White XPOWER - Polveri

## PROFILASSI

### Polveri da profilassi

**Comfort ottimale, mini invasività, massima prevenzione**

Ingredienti a bassa durezza e particelle fini riducono la possibilità di danneggiare i tessuti molli e lo smalto.

Materiali anti-infiammatori, anti-batterici e anti-carie per una pulizia efficace e rapida.



	FAST	FAST	MILD
Modello	SBC65	GLC65	GLC25
Granulometria	65 µm	65 µm	25 µm
Composizione aromatica	bicarbonato di sodio carbonato di sodio silice	glicina silice	glicina silice
Specifiche dell'imballaggio	300g	200g	120g
pH	8,1	6	6
Impianto	✗	✗	✓
Apparecchi ortodontici	✗	✗	✓
Impianti	Composito ibrido	✗	✓
	Vetroionomero	✗	✓
Tessuti molli	Gengiva	✗	✓
	Lingua e palato	✗	✓
Denti	Macchie e principi di calcoli	✓	✓
	Smalto	✓	✓
	Macchie bianche sullo smalto	✗	✓
	Solchi e fessure	✗	✓
	Dentina	✗	✓




<b>FOCUS 37</b> Codice offerta 01/196 <b>1+1 Bicarbonato 65 µm</b> <b>€ 156,00</b> anzichè € 312,00 Risparmio <b>-50%</b>	<b>FOCUS 38</b> Codice offerta 01/197 <b>1+1 Glicina 65 µm</b> <b>€ 204,00</b> anzichè € 408,00 Risparmio <b>-50%</b>	<b>FOCUS 39</b> Codice offerta 01/198 <b>1+1 Glicina 25 µm</b> <b>€ 230,00</b> anzichè € 460,00 Risparmio <b>-50%</b>	<b>REF 540301 Clean&amp;White Xpower SBC 65</b> bicarbonato di sodio - FAST 65µm confezione da 4 flaconi da 300 gr cad	<b>REF 540303 Clean&amp;White Xpower GLC 65</b> glicina - FAST 65µm confezione da 4 flaconi da 200 gr cad	<b>REF 540306 Clean&amp;White Xpower GLC 25</b> glicina - MILD 25µm confezione da 4 flaconi da 120 gr cad
--	--	--	--	---	---

# Clean & White XPOWER - Punta


## PROFILASSI

### Pulizia impianti



#### P90 Punta morbida


Pulizia di impianti



### Levigatura radicolare



### Subgingivale



## FOCUS 40

**1+1 C&W Xpower Punta**  
 Punta per ablazione

**€ 60,60** anzichè € 121,20

Risparmio **-50%**

### Sopragengivale



### Endodonzia



## C&W REVEAL

PROFILASSI

### Tamponi **rivelatori di placca** a due toni Snap -n- go™

- Pratici tamponi pre-caricati con rivelatore di placca a due toni in igieniche confezioni individuali.
- Rilevano in modo distinto il biofilm di recente formazione ed i depositi calcificati.
- Piegando l'estremità con l'anello il liquido imbeve il tampone all'estremità opposta, permettendo un'applicazione pulita e mirata.

REF 340401 **C&W Reveal**  
Tamponi rivelatori 60 pz



#### Rilevazione biofilm

Per i migliori risultati:

Per evitare di sporcarsi le dita con la tintura durante l'apertura dei tamponi, si consiglia di:



Tenere il tampone con il segno rotondo colorato verso l'alto. Mettere le dita vicino all'anello. Piegare delicatamente da un lato il segno rotondo colorato. Il liquido scorrerà fino all'estremità inferiore della punta di cotone.

#### FOCUS 41

Codice offerta  
01/200

**1+1 C&W Reveal** (340401)  
Tamponi rivelatori 60 pz

€ 84,00 anziché € 168,00

Risparmio  
-50%



## C&W WATER JET TABS

PROFILASSI

### Comprese per Idropulsori

- Comprese dentali effervescenti a rapida dissoluzione.
- Gradevole sapore di menta, donano all'acqua un colore blu che evoca igiene e pulizia.
- Mantengono il dispositivo per l'igiene dentale fresco e profumato prevenendo la formazione di depositi lungo le tubature.
- Migliorano la rimozione del biofilm rilasciando fluoro per prevenire l'insorgenza di carie e rinforzare lo smalto.

REF 340500  
**C&W Water Jet Tabs**  
Comprese per idropulsori 120 pz



#### FOCUS 42

Codice offerta  
01/202

**1+1 C&W Water Jet Tabs** (340500)  
Comprese per idropulsori 120 pz

€ 39,00 anziché € 78,00

Risparmio  
-50%



## Clean & White XPOWER OXY GEL

PROFILASSI

### Biofilm **Soaking Gel**

Gel pre operatorio per l'igiene dentale e la detersione delle tasche paradontali

- Grazie all'azione combinata di urea, perossido d'idrogeno (CP11%) ed EDTA disodico (1%) dissolve il biofilm ammorbidisce i depositi calcificati.
- Il perossido svolge un'azione emostatica, il gel contiene inoltre acido ialuronico per migliorare la guarigione dei tessuti molli e nitrato di potassio per ridurre la sensibilità.
- La seduta di igiene risulterà più rapida e confortevole ottimizzando la successiva penetrazione dei principi sbiancanti.

#### FOCUS 43

Codice offerta  
01/201

**1+1 C&W Oxy Gel** (340305)  
Gel preoperatorio 5 ml

€ 36,96 anziché € 73,92

Risparmio  
-50%



# Oralsan® Collutorio

LINEA PER L'IGIENE DENTALE

## Oralsan® Collutorio Formula con Aloe Vera. Clorexidina 0,20%. Senza alcool.

- **Azione intensiva e rapida**  
nel controllo della placca batterica
- **Con aloe vera**  
antinfiammatorio naturale, lenisce il dolore
- **Gradevole gusto menta piperita**  
senza alcool

### Indicazioni

ORALSAN Collutorio alla Clorexidina 0.20% è indicato per il trattamento della placca batterica e la profilassi del cavo Orale.

### Azione intensiva (CHX 0,20%)

- Prima e dopo gli interventi chirurgici sul parodonto
  - Gengivopatie
- Concentrazione: usare puro - 1 cucchiaio (10ml)  
Durata: 10-15 giorni

### Azione prolungata (CHX 0,10%)

- Mantenimento dopo trattamenti intensivi con clorexidina
  - Disturbi gengivali
- Concentrazione: diluire 1:1 con acqua  
Durata: 20-30 giorni

### Azione quotidiana (CHX 0,05%)

- Portatori di apparecchi ortodontici, manufatti protesici e impianti
  - Profilassi generale nelle pratiche odontoiatriche non chirurgiche
- Concentrazione: 1 cucchiaio (10ml) in mezzo bicchiere d'acqua  
Durata: uso quotidiano

### Istruzioni:

Eseguire sciacqui per circa 20 secondi 1-2 volte al giorno, preferibilmente dopo i pasti.

### Ingredienti:

Aqua, Glycerin, Sorbitol, Xylitol, Sorbitan, Allantoin, Aroma, Benzoic Acid Sodium Salt, Aloe Vera, Chlorhexidine Digluconate 0.20%, Saccharin, Sodium Floride, C.I. 19140, C.I. 42090



## FOCUS 44

Codice offerta  
34/121

### 2 Oralsan® Collutorio 1 lt

6 flaconi da 1 lt - (340100)

### 1 Oralprox® Hygienist Kit (341600)

Kit contenente 180 spazzolini  
(20 per misura)

€ 144,00

anzichè € 532,32



€ 12,00 al litro

Risparmio  
-73%

## FOCUS 45

Codice offerta  
34/122

### 1 Oralsan® Collutorio 5 lt

3 taniche da 5 lt - (340104)

### 1 Oralprox® Hygienist Kit (341600)

Kit contenente 180 spazzolini  
(20 per misura)

€ 144,00

anzichè € 416,05



€ 9,60 l litro

Risparmio  
-65%



# Viroxid®

## Intro kit Disinfezione

Reti idriche - Strumenti - Superfici



### FOCUS 46

Codice offerta  
D/135

#### KIT INTRO DISINFEZIONE (0020001)

- 1 Viroxid® SD10 Spray Rapido
- 1 Viroxid® SD20 Wipes Rapido
- 1 Viroxid® Instrument Forte
- 1 Viroxid® Peracetic Forte
- 1 Viroxid® Spray Pronto
- 1 Viroxid® Aspirator Forte
- 1 Catalogo Disinfezione
- 1 Protocollo Disinfezione

#### IN OMAGGIO

- 1 Oralprox® Hygienist Kit (341600)  
Kit contenente 180 spazzolini (20 per misura)
- 1 Oralsan® st8 (360100)  
Spazzolino sonico

**€ 199,00**  
anzichè € 493,00

Risparmio  
**-60%**



Scarica  
la brochure  
Oralprox



Scarica  
la brochure  
ST8

# Viroxid® Instrument FORTE

DISINFEZIONE STRUMENTI

Disinfettante detergente **plurienzimatico per strumentario**

- Super concentrato diluizione 0,5% - Economico
- Ampio spettro d'azione: Virucida, tubercolicida, battericida, fungicida
- Non rovina gli strumenti anche se lasciati immersi per lunghi periodi
- Prodotto smaltibile direttamente nella rete fognaria

**Spettro di efficacia e tempi di contatto**

<b>Battericida</b>	
EN13727 EN14561	
in condizioni di sporco	.....5 minuti
<b>Fungicida Lieviticida</b>	
EN13624 EN14562	
in condizioni di sporco	.....5 minuti
<b>Tubercolicida</b>	
EN14348	
in condizioni di sporco	.....15 minuti
<b>Virucida (HIV-HBV-HCV)</b>	
EN14476	
in condizioni di sporco	.....15 minuti



## FOCUS 47

Codice offerta  
**D/137**

### 2 Viroxid® Instrument Forte

Disinfettante, detergente plurienzimatico per strumentario  
6 flaconi da 1lt - (D020301)  
● 12 flaconi da 1lt

### IN OMAGGIO

#### 1 Sporigerm® Spray<sup>+</sup>

Disinfettante, detergente spray per superfici  
12 flaconi da 750ml + 4 nebulizzatori - (501001)

#### 1 Viroxid® Spray Pronto

Soluzione disinfettante e detergente per superfici pronta all'uso.  
12 flaconi da 750ml - (D020402)

#### 1 Viroxid® SD10 Spray Rapido

Disinfettante rapido per superfici a base alcolica  
12 flaconi da 1 lt - (D070101)

**€ 599,00** anziché **€ 1.888,00**



Risparmio  
**-68%**



## Sporigerm® Spray

DISINFEZIONE SUPERFICI

Disinfettante detergente spray **ad azione tubercolicida, battericida, fungicida, virucida**

- Efficace ed inodore
- Azione rapida e sicura
- Disinfezione e detersione in un solo prodotto



## Viroxid® Spray PRONTO

DISINFEZIONE SUPERFICI

Soluzione disinfettante e detergente **pronta all'uso**

**Priva di sostanze CMT**  
(Cancerogene, Mutagene e Teratogene)  
**Completamente Inodore**

- Ideale per chi ha problemi di allergie
- Privo di alcool
- Ottimo detergente, disinfettante anche in presenza di materia organica
- Ampio spettro d'azione: Virucida, tubercolicida, battericida, fungicida



## Viroxid® S10 Spray RAPIDO

DISINFEZIONE SUPERFICI

Disinfettante **rapido** per superfici a **base alcolica**

- Soluzione alcolica al 70% a norma di legge
- Pronta all'uso
- Ampio spettro d'azione: Virucida, tubercolicida, battericida, fungicida
- Rapidità d'azione  
1 minuto su pulito  
5 minuti su sporco



# Sporigerm® Ferri

DISINFEZIONE STRUMENTI

Disinfettante, detergente concentrato per strumentario  
**ad azione tubercolicida,  
battericida, fungicida,  
virucida**

- Disinfezione e detersione rapida in un solo passaggio
- Sicuro per lo strumentario
- Prodotto smaltibile direttamente nella rete fognaria



## FOCUS 48

Codice offerta  
**50/161**

### 2 Sporigerm® Ferri+

Disinfettante, detergente concentrato per strumentario  
6 flaconi da 1 lt - (502001)

- 12 flaconi da 1lt

#### IN OMAGGIO

**1 Contrangolo  
anello rosso**

(900117)

oppure

**1 Contrangolo  
anello verde**

(900115F)



**€ 599,00**

anzichè € 1.623,40

Risparmio  
**-63%**

# Sporigerm® Peracetic Plus

DISINFEZIONE STRUMENTI

Disinfettante **sterilizzante a freddo**

- Disinfettante sterilizzante ad ampio spettro
- Sterilizzante a freddo delicato
- Stabile per 24 ore
- Pratico



## FOCUS 49

Codice offerta  
**50/160**

### 2 Sporigerm® Peracetic Plus

Disinfettante sterilizzante a freddo  
con 1 kg si ottengono 62 lt  
2 barattoli da 500 gr cad - (502002)

- 4 barattoli da 500gr cad

#### IN OMAGGIO

**1 Lampada Mini Led**

Lampada fotopolimerizzatrice a led 1500 mW/cm<sup>2</sup> (900100)



**€ 199,00** anzichè € 402,66

Risparmio  
**-51%**

# Viroxid® Peracetic FORTE

DISINFEZIONE STRUMENTI

Disinfettante - detergente sporicida in polvere **sviluppatore acido peracetico**

- Decontaminante e disinfettante di alto livello
- Sterilizzante a freddo in 10 minuti
- Compatibile con tutti i metalli, gomme, polimeri
- Stabile 24 ore dopo l'attivazione
- Smaltibile come rifiuto non pericoloso



## FOCUS 50

Codice offerta  
**D/126**

### 2 Viroxid® Peracetic Forte

Disinfettante - detergente sporicida in polvere  
sviluppatore acido peracetico  
1 barattoli da 2 kg - (D30162)

- 2 barattoli da 2 kg

#### IN OMAGGIO

**1 Manipolo per ablatore**

Compatibile EMS (540101M)

oppure

Compatibile Satelec (540102M)



**€ 198,00**

anzichè € 403,50

Risparmio  
**-51%**

# Viroxid® SD20 Wipes RAPIDO

DISINFEZIONE SUPERFICI

Salviette resistenti imbibite con soluzione alcolica disinfettante **per un'azione rapida anche in presenza di sporco**

- Innovativo fazzoletto imbibito con una soluzione formata da 5 principi attivi
- Ampio spettro d'azione  
Virucida, tuberculocida, battericida, fungicida  
in 30 secondi 5 minuti su TBC
- Salvietta da 20x21 cm in TNT



#### Spettro di efficacia e tempi di contatto

<b>Battericida</b> EN13727 in condizioni di sporco.....30 secondi	<b>Tuberculocida</b> EN14348 in condizioni di sporco.....5 minuti
<b>Fungicida Lieviticida</b> EN10231 in condizioni di sporco.....5 minuti	<b>Virucida ( HIV-HBV-HCV )</b> EN14476 su pulito.....30 secondi in condizioni di sporco.....5 minuti

## FOCUS 51

Codice offerta  
D/123

### 2 Viroxid® SD20 Wipes Rapido

Salviette resistenti imbibite con soluzione alcolica disinfettante  
12 Flow Pack da 100 fazzoletti cad - (D020201)

- 24 flow pack da 100 fazzoletti cad

#### IN OMAGGIO

### 10 Punte per ablazione

compatibili EMS o SATELEC  
Vedi tabella pag. 18



€ 399,00

anzichè € 1.246,00

Risparmio  
-68%

# Viroxid® Aspirator FORTE

DISINFEZIONE RETI IDRICHE

Soluzione disinfettante e detergente concentrata **a base di derivati fenolici**

- Soluzione concentrata
- Economico diluizione al 3%
- Disgrega il biofilm e ne impedisce la formazione
- Ampio spettro d'azione  
Virucida, tuberculocida, battericida, fungicida
- Con filo d'argento che neutralizza completamente la carica batterica



#### Spettro di efficacia e tempi di contatto

<b>Battericida</b> EN13727 in condizioni di sporco.....5 minuti
<b>Fungicida Lieviticida</b> EN13624 in condizioni di sporco.....5 minuti
<b>Tuberculocida</b> EN14348 in condizioni di sporco.....15 minuti
<b>Virucida (HIV-HBV-HCV)</b> EN14476 in condizioni di sporco.....15 minuti

## FOCUS 52

Codice offerta  
D/124

### 2 Viroxid® Aspirator Forte

Soluzione disinfettante e detergente concentrata  
6 flaconi da 1 litro - (D060101)

- 12 flaconi da 1 lt

#### IN OMAGGIO

### 1 Filtro Viroxid® Aqua

Sistema anti-legionella di purificazione e decontaminazione dell'acqua  
(070700)

### 1 Caraffa miscelatrice

(6340001)

Con filo d'argento che neutralizza completamente la carica batterica

€ 320,00

anzichè € 819,80

# Viroxid® Aqua - UF - Unit Pro 1

DISINFEZIONE RETI IDRICHE

## Sistema Ultrafiltrazione UF - Unit Pro 1

Sistema anti-legionella di purificazione e decontaminazione dell'acqua

- **Massima protezione dalla legionella**
- **Acqua pura per il tuo riunito**  
Il prefiltro i-titan 5 Carbon Block elimina ogni impurità presente nell'acqua della rete idrica, assicura l'abbattimento del cloro e l'eliminazione dei cattivi odori.
- **Adatto a tutti i riuniti e durevole**  
Il sistema Viroxid AQUA è estremamente compatto.  
I filtri del sistema UF - UNIT PRO 1 sono estremamente durevoli, hanno un'autonomia di 9.000 litri e vanno sostituiti solo una volta all'anno.



Risparmio  
-61%

# Sporigerm® Fazzoletti

DISINFEZIONE SUPERFICI

## Fazzoletti disinfettanti detergenti

ad azione tubercolicida, battericida, fungicida, virucida

- Pratico e rapido
- Disinfezione e deterzione in un solo prodotto
- Prodotto con materiali di qualità



### FOCUS 53

Codice offerta  
50/159

#### 3 Sporigerm® Fazzoletti

Fazzoletti disinfettanti detergenti  
12 flow pack da 50 fazzoletti cad. - (501002)

- 36 flow pack da 50 fazzoletti cad

#### IN OMAGGIO

#### 1 Lampada Led Maxcure 3

Lampada polimerizzatrice  
(900161)

€ 399,00

anzichè € 969,15


Risparmio  
-59%



## Starz Tipz

PUNTALI ARIA-ACQUA

Gli unici puntali monouso aria/acqua che garantiscono  
**aria sempre asciutta**



### FOCUS 54

Codice offerta  
52/104

#### 1 Starz Tipz Bulk

1500 puntali colori assortiti - Standard (520511) - High Pressure (520510)

#### IN OMAGGIO

#### 1 Adattatore

€ 499,00

anzichè € 783,10

Risparmio  
-36%



### Adattatori per tutte le siringhe

I puntali aria acqua Starz Tipz sono stati sviluppati per le siringhe americane. Disponibili gli adattatori per le altre siringhe.



#### ADEC®



ADEC®  
Nuovo design  
\*\*  
QR1000

521104 Adattatore  
521204 Set o-ring

#### SIRONA® SIEMENS®



Sirona®  
Teneo  
Luce in fibra ottica  
QR1070

521103 Adattatore  
521203 Set o-ring



Sirona®  
Sprayvit M1+  
C8+ C4+  
C3+ C2+  
QR1070

521103 Adattatore  
521203 Set o-ring



Siemens®  
Sirona®  
Sprayvit 4000  
QR1071

521106 Adattatore  
521206 Set o-ring

#### LUZZANI®



Luzzani®  
Mini Bright  
QR1055

521117 Adattatore  
521217 Set o-ring



Luzzani®  
Mini Mate  
QR1050

521101N Adattatore  
521201N Set o-ring



Luzzani®  
Mini Mate  
QR1050

521101N Adattatore  
521201N Set o-ring



Luzzani®  
Mini Light 3F  
Mini Light 6F  
QR1050

521101N Adattatore  
521201N Set o-ring



Luzzani®  
Mini Light FO  
Fiber Optic Light  
QR1050

521101N Adattatore  
521201N Set o-ring



Luzzani®  
Mini Assistant  
QR1052

521111 Adattatore  
521211 Set o-ring

#### CEFLA® ANTHOS®



Cefla®  
Anthos®  
F3 / F6  
QR1030

521109 Adattatore  
521209 Set o-ring



Cefla®  
Anthos®  
SF (2013)  
QR1035

521120 Adattatore  
521220 Set o-ring

#### KAVO®



Kavo®  
Estetica  
Luce in fibra ottica  
QR1092

521108 Adattatore  
521208 Set o-ring



Kavo®  
K4  
QR1090

521102 Adattatore  
521202 Set o-ring



Kavo®  
1056  
QR1094

521112 Adattatore  
521212 Set o-ring



Kavo®  
1056S  
QR1096

521113 Adattatore  
521213 Set o-ring



Kavo®  
6F  
QR1091

521107 Adattatore  
521207 Set o-ring



Kavo®  
Systematica  
QR1085

521118 Adattatore  
521218 Set o-ring



Kavo®  
Systematica  
Luce in fibra ottica  
QR1080

521119 Adattatore  
521219 Set o-ring

#### FARO®



Faro®  
SYR  
QR1102

521115 Adattatore  
521215 Set o-ring



Faro®  
SM03  
QR1100

521114 Adattatore  
521214 Set o-ring

\*La siringa DCI non richiede adattatore per utilizzare gli Starz Tipz. Questo kit consente di ripristinare la siringa alla status originale in caso sia stata convertita per utilizzare altri puntali monouso. \*\*L'attacco rapido consente di inserire i puntali Starz Tipz sulle siringhe tipo A-dec, senza dover allentare il terminale. Sostituisce il terminale originale.

### Suture per chirurgia orale

#### ● Sof silk™

#### Suture non assorbibili naturali intrecciate e rivestite

Le suture intrecciate in seta Sof silk™ sono suture chirurgiche non mutagene, sterili e non assorbibili, composte da fibrenaturali di seta di origine proteica, nota come fibroina.

Questa proteina deriva da specie di bachi da seta addomesticati Bombyx mori, della famiglia Bombycidae.

Le fibre di seta vengono trattate per eliminare la gomma di sericina normalmente presente in natura, in modo da produrre suture chirurgiche in seta Sof silk™.

Le suture intrecciate sono disponibili rivestite in modo uniforme con silicone o con una speciale miscela di cera per ridurre la capillarità e aumentare la lubrificazione in superficie, migliorando così le caratteristiche di maneggevolezza, la facilità di passaggio attraverso il tessuto e le proprietà di scorrevolezza del nodo.

#### Indicazioni

Le suture Sof silk™ sono indicate per l'uso dell'approssimazione e/o legatura dei tessuti molli in generale.

#### Azioni

Le suture Sof silk™ inducono una reazione infiammatoria acuta minima nel tessuto, seguita da un graduale incapsulamento della sutura nel tessuto connettivo fibroso.

#### Caratteristiche

Facilità di esecuzione	■ ■ ■ ■ ■
Robustezza e resistenza alla trazione	■ ■ ■ □ □
Regolarità del calibro	■ ■ □ □ □
Scorrevolezza	■ ■ □ □ □
Maneggevolezza e scarsa memoria	■ ■ ■ ■ ■
Resistenza alla ritenzione di placca	■ □ □ □ □
Inerzia rispetto ai tessuti	■ □ □ □ □
Impermeabilità	■ □ □ □ □

Scarica il catalogo suture completo



#### FOCUS 55

Codice offerta  
**55/107**

#### 1 Sutura Sof silk™

55SS683 o 55SS694



**€ 89,00**

anzichè € 186,90

Risparmio  
**-52%**

#### TAGLIENTE ESTERNO

Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza cm	Colore	Unità per confezioni	Codice di riordino	Corrispondenza suture Ethicon*	Prezzo di listino
	USP	EP						
<b>C-13</b> 3/8 cerchio 19,0 mm ▼	4-0	1,5	45	Nero	36	<b>55SS-683</b>	683H	186,90 €
	3-0	2	45	Nero	36	<b>55SS-694</b>	P683H	186,90 €

\*Ethicon è un marchio registrato. Tutti i diritti riservati.

#### ● Polysorb™

#### Suture assorbibili sintetiche intrecciate e rivestite

Le suture intrecciate Polysorb™ sono composte dal copolimero di glicolide/lattide Lactomer™ che è un poliesteri sintetico composta da glicolide e lattide (derivato da acido lattico e glicolico).

Le suture Polysorb™ vengono preparate rivestendo la sutura con una miscela di un copolimero di caprolattone/glicolide e stearoil lattilato di calcio.

#### Indicazioni

Le suture Polysorb™ sono indicate per l'uso nell'approssimazione o legatura dei tessuti molli.

#### Azioni

Le suture Polysorb™ inducono una reazione infiammatoria acuta minima nel tessuto, seguita da un graduale incapsulamento della sutura nel tessuto connettivo fibroso.

La perdita progressiva della forza tensile e l'assorbimento finale delle suture Polysorb™ si verificano mediante idrolisi, dove il copolimero di glicolide/lattide Lactomer™ viene scisso in acido glicolico e acido lattico, che vengono successivamente assorbiti e metabolizzati dall'organismo.

#### Caratteristiche

Facilità di esecuzione	■ ■ ■ ■ □
Robustezza e resistenza alla trazione	■ ■ ■ □ □
Regolarità del calibro	■ ■ ■ □ □
Scorrevolezza	■ ■ ■ □ □
Maneggevolezza e scarsa memoria	■ ■ ■ ■ □
Resistenza alla ritenzione di placca	■ ■ ■ □ □
Inerzia rispetto ai tessuti	■ ■ ■ ■ □
Impermeabilità	■ ■ □ □ □

#### FOCUS 56

Codice offerta  
**55/108**

#### 1 Sutura Polysorb™

55SL634 o 55SL635 o 55SL636

**€ 177,00**

anzichè € 354,90



Risparmio  
**-50%**

#### TAGLIENTE ESTERNO

Specifiche degli aghi	Dimensione		Lunghezza cm	Colore	Unità per confezioni	Codice di riordino	Corrispondenza suture Ethicon*	Prezzo di listino
	USP	EP						
<b>C-13 - 3/8 cerchio 19,0 mm</b> ▼	5-0	1	75	Viola	36	<b>55SL-634</b>	V396H	354,90 €
	4-0	1,5	75	Viola	36	<b>55SL-635</b>	V397H	354,90 €
	3-0	2	75	Viola	36	<b>55SL-636</b>	V398H	354,90 €

\*Ethicon è un marchio registrato. Tutti i diritti riservati.

# Optifil® Bulk

COMPOSITI

## Composito **BULK** fluido con filler bioceramici

- Tecnica rapida d'otturazione BULK, che consente la ricostruzione in un singolo step, polimerizzando fino a 4mm di spessore
- Fluidità ottimizzata che permette una perfetta adesione tra le pareti della cavità e il restauro
- Bassa contrazione volumetrica e riempitivi bioceramici per una ricostruzione BULK dalle eccellenti proprietà meccaniche
- Basso stress da polimerizzazione, per una migliore sigillatura marginale
- Rilascio di ioni per neutralizzare gli attacchi acidi e remineralizzare le pareti, garantendo longevità al restauro
- Utilizzabile anche come ribasante di cavità e compatibile con tutti i sistemi adesivi



Caratteristiche fisiche:	OPTIFIL BULK	SDR FLOW +
Stress da polimerizzazione [Pa]	-2,2E+05	-2,2E+05
Contrazione volumetrica dopo 24 h della polimerizzazione [%]	3,6	3,6
Matrice di flessione [MPa]	110	117
Modulo di elasticità [GPa]	8,5	7,1
Resistenza alla compressione [MPa]	220	224
Forza di trazione diametrale [MPa]	38	46
Durezza di barcol (24h)	75	70

### FOCUS 57

Codice offerta  
**24/017**

**2 Optifil Bulk** (241020)  
Composito per otturazione - 2 siringhe da 1gr

**IN OMAGGIO**

**2 Optifil® o OptifilFlò**  
Composito fotopolimerizzabile microibrido



**€ 138,00** anziché € 264,00

Risparmio  
**-48%**

## Sistema Optifil®

COMPOSITI

### Compositi **microibridi** fotopolimerizzabili

- Semplici
- Affidabili
- Convenienti



#### Referenze

<b>OPTIFIL®</b> Incisale Traslucente	Traslucente Universale 2410116									
<b>OPTIFIL®</b> Smalto Universale	A1 2410101	A2 2410102	A3 2410103	A3.5 2410104	A4 2410105	B2 2410106	B3 2410107	C2 2410114	C3 2410115	D3 2410110
<b>OPTIFIL® Flò</b> Fluido Universale	A1 2408A1	A2 2408A2	A3 2408A3	A3.5 2408A35	B3 2408B3			C2 2408C2		
<b>OPTIFIL®</b> Dentina Opaca	Opaco Universale 2410123									

**Adesivo monocomponente a base alcolica (etanolo), fotopolimerizzabile per tecnica total etch**

### FOCUS 58

Codice offerta  
**24/195**

**1 Gel Etch verde** (240702)

**oppure**

**1 Optietch Extreme blu** (240701)

Acido Ortofosforico 37% - 63gr.

**IN OMAGGIO**

**1 Optifil®**

Composito fotopolimerizzabile microibrido universale

**1 OptifilFlò**

Composito fotopolimerizzabile microibrido fluido

**1 Optifil® Bond** (2410200)

Adesivo monocomponente



**€ 120,00**  
anziché € 280,96

Risparmio  
**-57%**

## Gel Etch Verde & OptiEtch® Extreme Blu

MORDENZANTI

### Gel mordenzante **con acido fosforico** per smalto e dentina

- Ultratissotropico
- Flusso ottimale
- Elevata aderenza
- Conveniente



- Consistenza ottimale
- Applicazione precisa
- Facile da risciacquare
- Versatile



# Opticore® Post

RICOSTRUZIONE PERNO-MONCONE

## Perni endodontici traslucenti

- Foto attivazione dei materiali duali
- Forti ed elastici
- Anatomici ed estetici
- Superficie microsabbiata e pre silanizzata

OPTICORE®  
ENDOFIT POST



OPTICORE®  
TRANSLUCENT POST

### Referenze

		12 Perni	Fresa calibrata
<b>S</b>	Ø mm = 0.55-1.18	<b>456001</b>	<b>456101</b>
<b>M</b>	Ø mm = 0.65-1.35	<b>456002</b>	<b>456102</b>
<b>L</b>	Ø mm = 0.75-1.56	<b>456003</b>	<b>456103</b>
<b>MIX</b>	Kit Assortito	<b>456000</b>	



**6%**  
CONICITA'

**2%**  
CONICITA'

### Referenze

		12 Perni	Fresa calibrata
<b>1</b>	Ø mm = 0.8-1.2	<b>450812T</b>	<b>450812F</b>
<b>2</b>	Ø mm = 1.0-1.4	<b>451014T</b>	<b>451014F</b>
<b>3</b>	Ø mm = 1.2-1.6	<b>451216T</b>	<b>451216F</b>
<b>4</b>	Ø mm = 1.4-1.8	<b>451418T</b>	<b>451218F</b>

## FOCUS 59

Codice offerta  
**45/148**

### 10 Opticore® Post Translucent o Endofit

12 Perni endodontici traslucenti (Vedi tabella referenze)

### IN OMAGGIO

#### 1 Opticore® N<sup>3</sup> 25 ml (2412801)

Cartuccia da 25 ml

#### 1 Turbina Westcode (900170)

Turbina fibrata ultra-leggera con manico in titanio

**€ 699,00** anziché **€ 2.070,90**



Risparmio  
**-66%**

# Opticore® N<sup>3</sup>

RICOSTRUZIONE PERNO-MONCONE

## Il sistema n°1 in Italia

nella ricostruzione post endodontica con perni in fibra

Nano composito duale per cementazione di perni e simultanea ricostruzione di monconi

- Nano tecnologia avanzata
- Massimo controllo
- Eccellenti proprietà fisiche
- Ottime performance duali



**2412801** OPTICORE N<sup>3</sup> - 25ml  
Cartuccia da 25ml.

# Turbina Westcode

TURBINE

## Turbina fibrata ultra-leggera con **manico in titanio**

- **Materiale:** Titanio
- Superficie antigraffio con elevato grip per una precisa e solida presa
- Peso contenuto e ottimale bilanciamento per una migliore manovrabilità
- Cuscinetti in ceramica per una minore vibrazione, silenziosi (inferiore a 58 Decibel) e durevoli
- Testina con sistema Anti-Suction con valvole di "non ritorno" per una maggiore durata
- Triplo spray dell'acqua con sistema di microfiltrazione delle impurità
- Luminosità con sistema "cellular spot" per un fascio di luce naturale 5500° K
- **Misure:** Testina Standard 10,28 x 12,70 mm
- **Velocità di rotazione:** 300/400.000 rpm
- **Pressione ideale di esercizio:** 0.20/0.30 Mpa
- **Potenza:** 24 W



### FOCUS 60

Codice offerta  
**90/126**

**1 Turbina Westcode** (900170)  
Turbina fibrata ultra-leggera con manico in titanio

#### IN OMAGGIO

**1 Contrangolo anello rosso** (900117)  
**1 Contrangolo anello blu** (900116)

**€ 790,00** anziché **€ 1.970,00**



Risparmio  
**-60%**

# Turbina Coxo

TURBINE

## Turbina **fibrata**

- Fibra ottica
- Testina mini con bottone
- Triplo spray aria-aqua con sistema di pulizia della testina e struttura anti-polvere
- Cuscinetti di alta qualità in ceramica Seiko, durevoli, silenziosi (60 Decibel) e stabili
- Aggancio rapido tipo Kavo
- Alta luminosità 7000 Lux
- **Misure:** Testina 11,2 mm di diametro e 13,4 mm in altezza
- **Velocità di rotazione:** 300/400.000 rpm
- **Potenza:** 22 W



### FOCUS 61

Codice offerta  
**90/130**

**1 Turbina Coxo** (900155F)  
Turbina fibrata per attacco Kavo (non incluso)

**€ 290,00**  
anziché **2.002,00**

Risparmio  
**-86%**

# Ablatore

ABLAZIONE

## Ablatore ad ultrasuoni con serbatoio

- Ablatore ad ultrasuoni per pulizia di superfici dentali supra e sub gengivali e levigatura zone radicolari.
- Comandi Touch, programmi: pulizia generale, perio, endo.
- Manipolo staccabile sterilizzabile in autoclave a 134°C e 0.22 Mpa.
- Il sistema di aggiustamento automatico della frequenza permette al dispositivo di funzionare sempre alla migliore frequenza, con prestazioni stabili ed efficienti.
- Include unità principale, serbatoio, manipolo, punta, chiave dinamometrica, cavo, tubo acqua, interruttore a pedale ed alimentatore.
- Include 7 inserti



### Caratteristiche fisiche:

Dimensioni (mm)	245mm*168mm*150mm
Peso dell'unità principale	1.8kg
Alimentazione: tensione unità esterna	220VAC 50Hz /110VAC 60Hz
Escursione principale vibrazione puntale	<200µm
Frequenza vibrazione puntale	28kHz±5kHz
Potenza puntale in uscita	3W-20W
Pressione ingresso acqua	0.01MPa-0.5MPa

### FOCUS 62

Codice offerta  
54/104

**20 Punte per ablazione** (vedi tabella a pag 12)

compatibili EMS o SATELEC

**IN OMAGGIO**

**1 Ablatore**

compatibile EMS (540101) Satelec (540102)

**1 C&W Water Jet Tabs** (340500)

Compresse per idropulsori 120 pz

**€ 577,00**

anzichè € 1.456,50



Risparmio  
**-60%**

**NOVITÀ**  
manipolo  
fibrato

### FOCUS 63

Codice offerta  
54/101

**1 Ablatore**

compatibile EMS (540101)

Satelec (540102)

**€ 490,00**

anzichè € 1.038,20

Risparmio  
**-53%**

# Air Propy

ABLAZIONE

## Manipolo per profilassi ad aria e polveri

- **ERGONOMICO**  
Ergonomico, ottima bilanciatura, impugnatura comoda e funzionale per non affaticare la mano.
- **RAPIDO**  
Air Propy è uno strumento indispensabile per un'igiene orale rapida, profonda e confortevole riducendo i tempi di trattamento.
- **PRECISO**  
Rimuove macchie e tartaro con estrema precisione
- **PRATICO**  
Dotato di un attacco rapido "Kavo", garantisce un collegamento diretto con un solo e semplice gesto sull'attacco della turbina.



### FOCUS 64

Codice offerta  
90/131

**1 Air Propy**

predisposto per attacco Kavo  
(900122)

**€ 390,00**

anzichè € 1.038,20


Risparmio  
**-53%**

# Lampada Swan+

FOTOPOLIMERIZZAZIONE

## Lampada polimerizzatrice ad ampio spettro con lenti magnetiche di precisione

- Ampio spettro avanzato
- Intensità costante
- Funzionale
- Fascio di luce collimata
- Lenti polimerizzatrici con micro sfera
- Lenti di precisione
- Lente con puntale endodontico



**FOCUS 65**

Codice offerta  
**90/133**

### 1 Lampada Swan+

Lampada polimerizzatrice  
(900160)

**€ 590,00**

anzichè € 1.038,20

Risparmio  
**-43%**

# Lampada Maxcure 3

FOTOPOLIMERIZZAZIONE

## Lampada fotopolimerizzatrice

- Lunghezza d'onda: 385-515 nm
- Intensità: 1.600 mW/cm<sup>2</sup>
- Fibra Ottica: ø 8mm
- Timer: 5-10-15-20 secondi
- Base di ricarica con misuratore di intensità luminosa

### Programmi:

<b>FULL</b>	Per applicazioni generali.
<b>PULSE</b>	Per utilizzi più delicati, progettata per ridurre la contrazione del composito.
<b>RAMP</b>	I primi 0-5 secondi hanno una modalità graduale per un utilizzo più delicato e studiato per pazienti sensibili al calore.

**FOCUS 66**

Codice offerta  
**90/132**

### 1 Maxcure 3

(900161)

**€ 190,00**

anzichè € 1.038,20

Risparmio  
**-82%**



# TPC® Advance Cam All in One

TELECAMERA INTRAORALE

## Telecamera **con monitor**

### ● WIRELESS


La telecamera Avanced Can AIC 5855 si collega direttamente al monitor, utilizzando un sistema di connessione e identificazione automatico con invio diretto delle immagini. Si evitano così fastidiosi cablaggi facendo risultare il sistema più pratico e completo.

### ● VERSATILE

La porta USB del monitor consente inoltre la memorizzazione diretta sulla chiavetta delle immagini scattate. La telecamera Advance Cam è dotata di autofocus ed è semplice e funzionale. Il manipolo AIC 5855 assicura la gestione diretta tramite pulsanti delle immagini ad alta risoluzione (1024x768dpi) a schermo intero o a quadranti. Il monitor da 17" protetto dal vetro risulta di facile pulizia. Alimentazione a 12 V. Braccio per il montaggio a riunito opzionale.

### Manipolo Telecamera Advance Cam:

- Autofocus da 5 a 30 mm con stabilizzatore d'immagine
- Risoluzione 1024 x 768 pixel, 1.3 Megapixel
- Sistema colori PAL
- Ottica Sony Super HAD colori 25" CCD
- Possibilità di collegamento a più postazioni senza fili
- Illuminazione tramite 6 led bianchi ad alta luminosità
- Peso 43 g, Dimensioni 21 x 2,5 x 2 cm.
- Batterie ricaricabili NI MH.  
Autonomia: 30 min di ripresa continua
- Tempo di ricarica 60 min
- Indicatore autonomia al led Alta, media e bassa
- Garanzia 24 mesi (batteria esclusa)



### FOCUS 67

Codice offerta  
30/001

1 Telecamera All in One (306000)

€ 999,00 anziché € 1.900,00

Risparmio  
-47%

### FOCUS 68

Codice offerta  
30/002

1 Braccio per monitor (300119)

€ 290,00 anziché € 390,00

Risparmio  
-26%

### Confezionamenti

306000 - ADVANCE CAM ALL IN ONE ..... € 1.900,00

Telecamera AIC 5855, Monitor M017 USB 5, Software gestionale

305100 - M017 USB Monitor

305855 - AIC 5855 Manipolo telecamera

300119 - Braccio per monitor ..... € 390,00

300114 - Vassoio ausiliario ..... € 120,00

### FOCUS 69

Codice offerta  
30/003

1 Vassoio ausiliario (300114)

€ 90,00 anziché € 120,00

Risparmio  
-25%

# Endo WF smart

ENDODONZIA

## Micromotore endodontico **cordless**

- Design ergonomico e leggero, facile da maneggiare.
- 6 Programmi preimpostati, modificabili e memorizzabili in base alle condizioni operative desiderate.
- In base al punto di carico impostato è possibile impostare l'autoreverse e fermo memorizzando le impostazioni per ogni programma.
- Dotato di avvio e arresto delicato in modo da garantire un'operatività più confortevole ed evitare la rottura degli strumenti in caso di blocco nel canale endodontico.
- Luce al LED ad alta luminosità per un'adeguata ispezione del canale endodontico.
- Batteria al litio ad alta capacità integrata per una prolungata autonomia operativa.
- Manipolo contrangolo e staffa con luce LED sterilizzabili a 135°C.
- Batteria 800 mAh - Peso 210 g.



### FOCUS 70

Codice offerta  
90/134

1 Endo WF smart (900120)

Micromotore endodontico  
cordlessx

€ 390,00


anziché € 1.038,20

Risparmio  
-62%

# Plast Vac P7

## TERMOFORMAZIONE

### La termoformatrice innovativa ed evoluta



- Resistenza in fibra di carbonio**  
Riscaldamento rapido



- Portamodello versatile**  
Consente il posizionamento del modello sia in piano che immerso nel pozzetto con palline



- Piattello portapiastre ruotabile**  
Consente un riscaldamento uniforme di entrambi i lati della piastra



- Motore potente (1400 W)**  
Elevata precisione e avvio automatico



Referenze		FORMATO	PEZZI	0.3 mm	0.5 mm	0.6 mm	0.7 mm	1.0 mm	1.5 mm	2.0 mm	3.0 mm	3.8 mm	4.0 mm
<b>HARD BITE Dry Pack Quadrata</b>		□	10	582003 € 26,40			582007 € 26,40	582010 € 26,40	582015 € 26,40	582020 € 31,40			
<b>HARD BITE Dry Pack Tonda</b>		○	10	582003R € 26,40			582007R € 26,40	582010R € 26,40	582015R € 26,40	582020R € 31,40			
<b>SOFT BITE Dry Pack Quadrata</b>		□	5					581010 € 13,10		581020 € 15,20	581030 € 15,20		581040 € 15,20
<b>SOFT BITE Dry Pack Tonda</b>		○	5					581010R € 13,10		581020R € 15,20	581030R € 15,20		581040R € 15,20
<b>PRO BITE Resistance</b>		□	12								061224 € 193,73		
<b>PRO BITE BLEACH</b>		□	25					061225 € 193,73					
<b>PRO BITE ORTHO</b>		□	25	<b>IN ESAURIMENTO</b>				062515 € 90,30	062516 € 90,30	062517 € 120,02	<b>IN ESAURIMENTO</b>		
<b>EASY TRAY Dry Pack Clear Temp Quadrata</b>		□	10			583006 € 17,12							
<b>EASY TRAY Dry Pack Clear Temp Tonda</b>		○	10			583006R € 17,12							



#### Caratteristiche fisiche:

Piastrine quadrate:	SI (118-130 mm)
Piastrine rotonde:	SI (120-134 mm)
Pozzetto con palline:	SI
Riscaldamento rapido:	SI (1'50")
Piattello porta piastrine ruotabile:	SI
Potenza aspirazione sottovuoto:	51,4 Kpa
Avviamento automatico sottovuoto:	SI
Rumore motore:	90 dB
Spegnimento automatico di sicurezza:	SI
Peso:	4,5 Kg
Dimensioni (LxPxH):	180 x 230 x 290 mm
Potenza riscaldamento:	450W
Potenza motore:	1400W

## FOCUS 71

Codice offerta  
**58/113**

### 1 Termoformatrice Plast Vac P7 (580100)

La termoformatrice innovativa ed evoluta

#### IN OMAGGIO

### 1 Kit Rifinitura (065050)

Forbici, Ruotina seghettata,  
Fresa da taglio,  
12 feltrini (4 per grana)



**€ 590,00** anziché € 1.339,30

Risparmio  
**-56%**

## Kit rifinitura

### TERMOFORMAZIONE

#### Kit Rifinitura (065050)

- Forbici
- Ruotina seghettata
- Fresa da taglio
- 12 feltrini (4 per grana)



#### Ricambi

- Forbici per termoformati morbidi - (062003) ..... **€ 33,66**
- Ruotina seghettata - (062005) ..... **€ 69,62**
- Fresa da taglio termoplastici - (065030) ..... **€ 26,99**
- Feltrini per lucidare - Conf. da 12 pezzi ..... **€ 55,55**
- Grana **Grossa**... (062006)
- Grana **Media**... (062007)
- Grana **Fine** ..... (062008)



# Viroxid® Habitat 3

DECONTAMINAZIONE AMBIENTALE

## Purificatore d'aria.

Elimina virus, batteri e muffe. **Disinfetta l'aria che respiri.**

- **Combina tre tecnologie**  
filtraggio antistatico con filtri antibatterici HAF, irraggiamento con luce UV-C e ionizzazione.
- **Purifica l'aria eliminando fino al 99,99%**
- **Ha effetti benefici per la salute**  
migliora la resistenza del corpo alle malattie, elimina o riduce le allergie da inalazione.
- **Compatto, completo, pronto all'utilizzo**  
in ambienti fino a 100 m<sup>3</sup>

**FOCUS 72**


Codice offerta  
**68/105**

**1 Viroxid® Habitat 3**

Purificatore d'aria (680102)

**€ 799,00** anziché € 1.637,50

Risparmio  
**-51%**



## QS 200 H

PULIZIA E STERILIZZAZIONE

### Vasca ad ultrasuoni con funzione digitale

- Capacità vasca 3,75 litri
- Tecnologia Sweepzone™ a 5 frequenze
- Pannello di controllo digitale
- Riscaldamento automatico a 65°C
- Scarico dell'acqua posteriore
- Garanzia totale di 24 mesi
- Superficie antibatterica
- Cestello portastrumenti

Ref. 080621-AGD



**FOCUS 73**

Codice offerta  
**08/137**

**€ 890,00** anziché € 1.637,50

Risparmio  
**-52%**

## Q 140 H

PULIZIA E STERILIZZAZIONE

### Vasca ad ultrasuoni

- Capacità vasca 3 litri con cestello molto capiente
- Dotata di due trasduttori che garantiscono una pulizia rapida ed efficace
- Riscaldamento automatico a 65°C
- Scarico dell'acqua posteriore
- Garanzia totale di 24 mesi

Ref. 0809140



**FOCUS 74**

Codice offerta  
**08/135**

**€ 790,00** anziché € 1.157,90

Risparmio  
**-52%**

# Biostamp

PULIZIA E STERILIZZAZIONE

### Termosigillatrice dal design moderno e compatto

- Ergonomica, leggera e di facile utilizzo
- Riscaldamento della cartuccia
- Meccanismo di blocco
- Alloggio porta rotolo
- Taglierina integrata
- Controllo automatico dei tempi



Ref. 580200

**FOCUS 75**

Codice offerta  
**58/106**

**€ 299,00**  
anziché € 573,10

Risparmio  
**-55%**

## Microetcher CD

MICROSABBIATURA

### Microsabbiatrice intra e extra orale collegabile direttamente al riunito

- Senza eguali nell'aumentare l'area superficiale su un'ampia gamma di materiali
- Offre un'elevata forza di adesione senza dover ricorrere ad aggressive ed acide mordenzature
- Aumenta la forza di adesione fino al 400%
- Disponibile per attacco Kavo, Sirona, Bienair



Con attacco rapido per turbine Kavo, Sirona e Bien-Air

### FOCUS 76

Codice offerta  
65/111

#### 1 Microetcher CD

Microsabbiatrice intra e extra orale collegabile direttamente al riunito attacco a scelta tra: Kavo (650100) - Sirona (650101) - Bien Air (650102)

€ 499,00 anziché € 701,80

Risparmio  
-29%

## Microetcher IIA

MICROSABBIATURA

### Microsabbiatrice intra ed extra orale collegabile al compressore

- Offre gli stessi vantaggi ed applicazioni del Microetcher CD
- Versione economica agganciabile al compressore



#### Opzioni di connessione



#### Kit maschio e femmina

La femmina con attacco a T si collega lungo il tubo del compressore (prima del regolatore di pressione). L'attacco rapido maschio viene collegato sul tubo del Microetcher IIA

Se il riunito dispone di una linea libera con pressione regolabile (3,4 bar) è possibile inserire l'adattatore per attacco rapido Kavo sul tubo del Microetcher IIA



### FOCUS 77

Codice offerta  
65/112

#### 1 Microetcher IIA (650500)

Microsabbiatrice intra ed extra orale collegabile al compressore

€ 299,00 anziché € 374,30

Risparmio  
-20%

## Prepstart H<sub>2</sub>O

MICROSABBIATURA

### Dispositivo per idro-micro-abrasione

Odontoiatria altamente conservativa, indolore...e silenziosa

#### ● Estrema precisione operativa

- Dispositivo ultracompatto e portatile. Necessita il solo collegamento all'aria compressa.
- Permette la regolazione separata dei flussi di aria, polvere e acqua a seconda della situazione clinica.
- Manipolo compatto - dimensioni dimezzate rispetto ad una turbina standard.
- Consente un taglio focalizzato rapido e preciso.
- Allontanando l'ugello, il getto si defocalizza consentendo l'impiego per l'igiene.
- L'acqua avvolge il getto di polvere abrasiva, mantenendolo focalizzato e abbattendone la dispersione.

#### ● Applicazioni:

- Preparazione e pulizia delle cavità.
- Preparazione e riparazione di fratture angolari.
- Preparazione a tunnel sotto la cresta occlusale.
- Rimozione di solchi incisali su denti anteriori.
- Rimozione e pulizia di perni e viti.
- Rimozione degli eccessi di cemento.
- Riparazioni di restauri in composito.



#### Caratteristiche fisiche:

Dimensioni (LxPxH)	21x25x14 cm
Pedale	2 kg
Garanzia	1 anno

### FOCUS 78

Codice offerta  
65/113

#### 1 Prepstart H<sub>2</sub>O Unit (650800)

Dispositivo Prep Start con modulo H<sub>2</sub>O per idro-abrasione, manipolo e puntale

€ 3.990,00 anziché € 5.847,10

Risparmio  
-32%

# Consulenti commerciali IDS

Richiedi i prodotti e le offerte IDS al tuo fornitore di fiducia o contatta il tuo consulente di zona per maggiori informazioni e assistenza



Massimo Mollo (Torino Nord, BI, NO, VB, Valle d'Aosta)  
335.8275643 - massimo.mollo@idsdental.it

Andrea Zucchi (CO, LC, SO, BG, BS)  
349.0558530  
a.zucchi@idsdental.it

Riccardo Gatto (TV, BL, Venezia est - Trentino Alto Adige)  
346.6371861  
r.gatto@idsdental.it

Fulvio Seminerio (Torino Sud, CN, AT, AL, VC)  
393.4252706 - f.seminerio@idsdental.it

Cristiano Dottori (Milano est, MB, CR, MN, LO)  
338.3543288  
c.dottori@idsdental.it

Emanuele Mazzucco (PD, RO, VI, Venezia ovest)  
331.4331202  
e.mazzucco@idsdental.it

Giorgio Sassi (Milano centro-nord, MB, VA)  
338.7671741 - g.sassi@idsdental.it

Gaetano Asta (Milano centro sud, Milano ovest, PV)  
339.7355586  
gaetano.asta@idsdental.it

Andrea Pegoraro (Friuli Venezia Giulia)  
348.3335669 - a.pegoraro@idsdental.it

Daniele Schiesaro (VR, BO, FE, RA, FC, RN)  
339.4837530 - d.schiesaro@idsdental.it

Nazario Iacoviello (MO, RE, PR, PC)  
392.1958449 - n.iacoviello@idsdental.it

Maurizio Ferraro (Liguria)  
348.0600105 - m.ferraro@idsdental.it

Domenico Laganà (FI, PO, PT, SI, AR)  
338.7021281 - d.lagana@idsdental.it

Marco Ciampi (MS, LU, PI, LI, GR)  
335.7154973 - m.ciampi@idsdental.it

Marco Viscido (Sardegna)  
340.3616469 - marco.viscido@idsdental.it

Patrizio Paoletti (RM nord, RI, VT)  
347.1004059  
p.paoletti@idsdental.it

Massimo Galeazzi (Marche, Umbria, Abruzzo)  
336.910849 - m.galeazzi@idsdental.it

Luigi Maione (Molise)  
335.7420736 - l.maione@idsdental.it

Gianluca Covelli (Basilicata, Puglia)  
331.6225593  
gianluca.covelli@idsdental.it

Federico Torresan (Roma sud, LT, FR)  
334.1269445  
f.torresan@idsdental.it

Alighiero Caputo (NA, CE)  
347.3746563 - a.caputo@idsdental.it

Adriano Federico (SA, AV, BN)  
328.1135934 - a.federico@idsdental.it

Lino Campagna (PA, AG, TP)  
329.8126589 - p.campagna@idsdental.it

Francesco Gaetano Cimino (Calabria)  
320.5326383  
f.cimino@idsdental.it

Claudio Ilardo (EN, CT, SR, RG, CL, ME)  
333.7438051  
c.ilardo@idsdental.it

## RESPONSABILI D'AREA

**PIEMONTE - LIGURIA - LOMBARDIA**  
Michele Sassi - 347.5470472  
m.sassi@idsdental.it

**TRIVENETO - EMILIA ROMAGNA  
TOSCANA - MARCHE - UMBRIA - ABRUZZO**  
Vittorio De Sortis - 335.8005814 - v.desortis@idsdental.it

**LAZIO - CAMPANIA - PUGLIA - BASILICATA - MOLISE**  
Luigi Maione - 335.7420736 - l.maione@idsdental.it

**SICILIA - SARDEGNA - CALABRIA**  
Lino Campagna - 329.8126589 - p.campagna@idsdental.it

## RAGGIUNGICI DIRETTAMENTE DAL TUO SMARTPHONE



IDS S.p.a. - Via San Cristoforo, 28/10  
17100 Savona - Italia  
Tel. 019 862080 - Fax 019 2304865  
email: info@idsdental.it  
**www.idsdental.it**

Realizzazione grafica: www.laboutiquecreativagenova.it

## SERVIZIO DI ASSISTENZA ATTREZZATURE

### VI.VI.MED Srl Technical Service

Via Tevere 11 - 51018 Pieve a Nievole (PT) - Italy  
Tel. +39 0572 520910 - fax. +39 0572 520807  
Mobile: +39 347 5250335  
e-mail: info@vivimed srl.com  
web www.vivimed srl.com