


BLANCO[®] ARCUS PRO


Dispositivo di fotoattivazione LED

I trattamenti sbiancanti BlancOne[®] sono stati concepiti come un sistema con il dispositivo di fotoattivazione LED BlancOne[®] Arcus PRO per garantire la massima efficacia e i tempi rapidi indicati dai protocolli BlancOne[®].

- **Potente e preciso,**
dotato di 10 moduli LED ad alta potenza per prestazioni superiori.
- **Lunghezza d'onda sicura:**
luce LED blu da 470nm,
priva di UV e infrarossi per una sicurezza ottimale.
- **Programmi preimpostati**
per BlancOne[®] CLICK, TOUCH, ULTRA e Gingival Barrier.
- **Modalità di trattamento personalizzata**
Rapida, Standard, Estesa o Denti Sensibili per una cura su misura.
- **Comodo Timer**
con funzione pausa per un controllo completo durante tutto il processo di sbiancamento.
- **Ampio arco LED**
per l'attivazione completa del gel su tutta l'arcata dentale, lati inclusi.



Peroxide Activation



Caratteristiche tecniche:

- Tensione d'esercizio all'adattatore - 100-240V / 50-60Hz, alla testa sbiancante - 24VDC.
- Consumo energetico - 0.4-0.2 A - Irradiazione - superiore a 250 mW / cm² misurata alla finestra d'uscita.
- Tempo di funzionamento - 10 sec. - 30 min / ± 5% /
- Luce emessa - blu 430 - 490 nm.
- Fonte luminosa - 10 moduli LED da 5W = 50W
- Raffreddamento ad aria.
- Possibilità di avvio ed arresto della testa sbiancante in qualsiasi momento.
- Tempo massimo di funzionamento continuo 99 min
dopo 99 minuti di funzionamento continuo lasciare raffreddare la lampada per almeno 10 minuti.

Dimensioni:

Dimensioni della scatola: 23 / 16 / 10,5 cm

Peso :

Testata mobile - 0,760 kg
Testata fissa - 0,805 kg

Confezionamento:

cod. 676300 Testata MOBILE (per versione su ruote)
cod. 676301 Testata FIXED (con attacco per palo del riunito)