

## Scheda di Sicurezza del Prodotto - Normativa CEE 91/155

<b>1. <u>Identificazione del Prodotto / preparato e del produttore</u></b>					
<b>Dettagli del Prodotto</b>					
<b>Nome di commercializzazione:</b>	<b>OPTICORE</b> <b>(base &amp; catalizzatore)</b>				
<b>Produttore/fornitore:</b>	International Dental Supply Srl Via Valletta S. Cristoforo, 28/10 17100 – Savona				
<b>Contatto di emergenza:</b>	Alessandro Picarelli +39.019.86.20.80				
<b>2. <u>Composizione / informazione sugli ingredienti</u></b>					
<b>Caratteristiche chimiche:</b>	Miscela a base di resine Bis-GMA, catalizzatore, stabilizzatore, pigmenti				
<b>Componenti pericolosi:</b>	Nessuno				
<b>3. <u>Identificazione dei pericoli</u></b>					
<b>Rischi specifici per l'essere umano o l'ambiente:</b>	Nessuno				
<b>Classificazione:</b>	Secondo le vigenti normative CEE integrate dai dati aziendali e della letteratura tecnica				
<b>4. <u>Misure di pronto soccorso</u></b>					
<b>In caso di contatto con la pelle:</b>	Lavare abbondantemente con acqua e sapone				
<b>In caso di contatto con gli occhi:</b>	Risciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico				
<b>In caso di ingestione:</b>	Consultare immediatamente un medico				
<b>5. <u>Misure antincendio</u></b>					
<b>Mezzi di estinzione:</b>	CO <sub>2</sub> , acqua				
<b>Equipaggiamenti protettivi:</b>	non necessari				
<b>6. <u>Misure in caso di fuoriuscite accidentali</u></b>					
<b>Precauzioni personali:</b>	Non necessarie				
<b>Metodi di pulizia:</b>	Rimuovere con materiali assorbenti				
<b>7. <u>Manipolazione e conservazione</u></b>					
<b>Conservazione:</b>	Conservare in luoghi asciutti a temperatura ambiente, lontano dai cibi.				
<b>8. <u>Controllo dell'esposizione/precauzioni personali</u></b>					
<b>Componenti con limiti di valori da monitorare sul posto di lavoro:</b>					
<b>CAS-n°.</b>	<b>Nome</b>	<b>%</b>	<b>art</b>	<b>valore</b>	<b>unità</b>
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di componenti i cui valori limite debbano essere monitorati sul posto di lavoro					
<b>Equipaggiamento protettivo individuale:</b>	Non necessario				
<b>Misure generali di protezione igiene:</b>	Normali misure igieniche				

## Scheda di Sicurezza del Prodotto - Normativa CEE 91/155

<b>9. <u>Proprietà fisiche e chimiche</u></b>	
<b>Aspetto</b>	
<b>Forma:</b>	Pasta fluida
<b>Colore:</b>	Mutevole (indica lo stato della polimerizzazione)
<b>Odore:</b>	Inodore
<b>Informazioni sui cambiamenti di stato fisico</b>	
<b>Punto/arco di fusione:</b>	N.A.
<b>Punto/arco di ebollizione:</b>	N.A.
<b>Punto d'infiammabilità:</b>	N.D.
<b>Temperatura di autocombustione:</b>	N.D.
<b>Pericolo di esplosione:</b>	Nessuno
<b>Densità relativa:</b>	ca. 1.71 g/cm <sup>3</sup>
<b>Pressione del vapore:</b>	N.A.
<b>Viscosità:</b>	N.D. (pasta fluida)
<b>pH:</b>	N.A.
<b>Solubilità con:</b>	Lieve con metilbenzene
<b>Acqua:</b>	Insolubile
<b>Contenuto di solventi volatili:</b>	Nessuno
<b>Solventi organici:</b>	---
<b>acqua:</b>	---
<b>Contenuto di solidi:</b>	Nessuno
<b>10. <u>Stabilità e reattività</u></b>	
<b>Incompatibilità con altre sostanze:</b>	Perossidi, polveri metalliche, forti ossidanti, attivatori con radicali liberi
<b>Prodotti pericolosi da scomposizione:</b>	Non conosciuti
<b>11. <u>Informazioni tossicologiche</u></b>	
	Sono possibili reazioni allergiche da esposizione cronica ai metacrilati
<b>Tossicità acuta:</b>	
<b>Irritazioni primarie:</b>	
<b>pelle:</b>	contatto: X, assorbimento: N.D.
<b>occhi:</b>	irritante
<b>Inalazione:</b>	non volatile
<b>ingestione:</b>	potenzialmente tossico
<b>Sensibilità al prodotto:</b>	non rilevata
<b>Informazioni tossicologiche aggiuntive:</b>	Nella lunga esperienza di impegno quale materiale dentale non sono stati rilevati disturbi alla salute
<b>12. <u>Informazioni ecologiche</u></b>	
<b>Informazioni generali:</b>	Nessun dato conosciuto
<b>13. <u>Considerazioni sullo smaltimento</u></b>	
<b>Raccomandazioni:</b>	Smaltire il prodotto secondo le vigenti normative di legge

## Scheda di Sicurezza del Prodotto - Normativa CEE 91/155

<b>14. <u>Informazioni di trasporto</u></b>	
Trasporto terrestre ADR/RID	Non classificato come carico pericoloso
Trasporto marittimo IMDG	Non classificato come carico pericoloso
Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR	Non classificato come carico pericoloso
<b>15. <u>Informazioni sulla regolamentazione</u></b>	
<b>Classificazione secondo le normative CE:</b>	Nessuna classificazione necessaria secondo le attuali normative CEE
<b>Classificazione secondo VbF:</b>	N.A.
<b>16. <u>Altre informazioni:</u></b>	<p>Questa informazione e' riferita al prodotto specificatamente indicato e non può essere applicata qualora questo prodotto venga utilizzato in combinazione con altri o in diversi processi. L'informazione e' fornita in buona fede ed e' basata sulle più recenti notizie rispondenti alle migliori conoscenze del fabbricante, con la precisione ed affidabilità disponibili al momento della compilazione.</p> <p>Il fabbricante in ogni caso non fornisce nessuna garanzia relativa a tale grado di precisione e completezza, ne' assume inoltre alcuna responsabilità derivante dall'uso di questa informazione.</p> <p>Il prodotto e' fornito alla condizione che l'utilizzatore verifichi l'applicabilità e la completezza di queste informazioni in relazione al suo impiego particolare.</p> <p>La presente informazione non costituisce libertà da vincoli brevettali. La presente scheda e' redatta in base al <b>D.M. 28/01/1992</b> pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n° 50 del 29/02/1992</p>
<b>Predisposto da:</b>	Alessandro Picarelli +39.019.86.20.80